

Philips
Wake-up Light



HF3461/01

Start dagen på en behagelig måde

Lyset, der vækker dig på en naturlig måde

Wake-up Light vækker dig let og naturligt, så du vågner med lige så meget energi som på en sommermorgen. Takket være Philips' 100 års erfaring inden for lys opnår du en række medicinsk dokumenterede fordele med Wake-up Light.

Philips - lyseksperter

- 100 års erfaring inden for lys

Beviste helbredsmæssige fordele

- Understøttet af det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD)

Lysintensitet

- Op til 400 Lux til både naturlig opvågning og let læsning

Lys vækker dig naturligt

- Lys, der øges, har en positiv effekt på energihormoner

Vågn op til din foretrukne radiostation

- Digital FM-radio

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Lys vækker dig naturligt



Lysstyrken øges gradvist i 30 minutter før det indstillede vækkespunkt. Lyset falder på dine øjne og har en positiv effekt på dine energihormoner, så din krop forberedes på at vågne. Det gør det mere behageligt at vågne.

400 Lux lysintensitet

Wake-up Light (HF 3461) giver en lysintensitet på op til 400 Lux. Det er klinisk bevist, at man behøver 250 Lux for at påvirke energihormonerne på en sådan måde, at man vågner fuld af energi. Til let læsning kræves et lysniveau på 300 til 400 Lux.

Tre naturlige lyde eller diskrete bip



På det indstillede vækkespunkt hører du enten en naturlig lyd eller et diskret bip. Lyden starter sagte og øges gradvist til det indstillede lydniveau i løbet af

halvandet minut. Du kan vælge mellem 3 forskellige lyde: Fuglekvidder i skoven, bølgebrus eller snadrende frøer og ænder. Den gradvist øgede lydstyrke vækker dig behageligt og rart og sikrer, at du undgår en brat opvågning. Når lydstyrken når det valgte niveau, er det nemt at komme ud af sengen.

Digital FM-radio



Den indbyggede digitale FM-radio gør det muligt at vågne op til din favoritmusik eller -nyhedsstation hver dag. Vælg blot din foretrukne radiostation, som begynder at spille på det indstillede klokkeslæt - først svagt, men i løbet af 90 sekunder øges lydstyrken gradvist til det valgte niveau.

Philips - lyseksperter

Philips er et førende firma, når det gælder lysteknologi. Med mere end 100 års erfaring på dette område er Philips ekspert, når det gælder lys og dets effekt på menneskekroppen. Wake-up Light kombinerer denne ekspertise i et meningsfuldt, teknologisk avanceret og brugervenligt produkt, som vil forbedre velværen hos de fleste.

Understøttet af det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD)



Denne enhed har beviste helbredsmæssige fordele i overensstemmelse med certificeringen i det europæiske direktiv om medicinsk udstyr (MDD).

Specifikationer

Lyd

- Opvågningslyd: 3 naturlige lyde (fugle, hav, dam), behageligt opvågnings-bip, din foretrukne digitale FM-radiostation
- Lyd off-funktion: mulighed for øjeblikkelig afbrydelse af lyd
- Førsteklasses lydboks: 2 W
- FM-radio

Tekniske specifikationer

- Spænding: 230 V
- Ledningslængde: 3 m
- Strøm: 100 W
- Isolering: klasse II (dobbelt isoleret)
- Frekvens: 50 Hz
- Pæretype: 1 klar Philips-pære
- Pærers levetid: 1000 timer (nem at udskifte)

Vægt og mål

- Produktmål: 13,5 x 20,0 x 30,0 cm (LxBxH) cm
- Produktvægt: 1,5 kg
- A-boksens mål: 22,5 x 49,5 x 34,1 (LxBxH) cm
- Vægt: F-boks: 2,1 kg
- Vægt: A-boks: 7,8 kg
- Antal F-bokse pr. A-boks: 3 pcs
- Antal på Euro-palle: 126 pcs
- F-boksens mål: 16,0 x 21,0 x 32,0 cm (LxBxH) cm

Logistiske data

- CTV-kode: 884346101000
- Oprindelsesland: Kina

Sikkerhed

- UV-fri: ingen UV-stråling
- Cenelec-certificeret

Nem at anvende

- Skridsikre gummifodder
- Quick-go on/off-knap
- Snooze-knap til lyd: 9 min
- Kompakt størrelse: begrænset natbordsplads påkrævet (13,5 x 20 cm)
- Quick-check-funktion (90 sek.): kontrollér næste morgens lys/lydniveau på 90 sekunder.
- Strømforsynings-backup: 5 min

Medicinsk apparat

- Beviste helbredsmæssige fordele: understøttet af Medical Device Directive-certifikat

Lys

- Wake-up Light-pære med naturligt daglysspektrum: 100 W
- Lys til læsning: 400 Lux ved 40-50 cm
- Daggry-simulering (0-: 30 min)
- Lysdæmper: 0-400 Lux ved 40-50 cm
- Lys on/off-funktion

Display

- Letlæseligt LCD-display: 50 x 50 mm
- Lystyrkekontrol i display: 3 indstillinger (lav, medium, høj)



Udgivelsesdato
2022-06-21

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com