



Philips PulseRelief
& TensRelief 4 –
itsekiinnittyvät elektrodit

Sopii malleihin PR3840, PR3093,
PR3094

4 elektrodia
Patentoitu hydrogeeliteknikka
Helppo magneettikiinnitys

PR3820

Aktiivista elämää, vähemmän kipua

Ammattilaisten tunnustama kivunlievityskeino

Philipsin itsekiinnittyvien elektrodien patentoitu hydrogeeliteknikka vähentää ihoärsytystä. Pakkaukseen sisältyy neljä elektrodia, joiden suositeltu käyttöikä on enintään 20 käyttökertaa. Magneettikiinnitteiset elektrodit on helppo napsauttaa kiinni TNS-yksiköihin.

Patentoitu hydrogeeliteknikka

- Patentoitu hydrogeeliteknikka vähentää ihoärsytystä

Soveltuu käytettäväksi useammin kuin kerran

- Suositellaan käytettäväksi enintään 20 kertaa eri sovelluksissa

Helppo magneettikiinnitys

- Helppo TNS-yksiköiden ja elektrodien magneettikiinnitys

PHILIPS

& TensRelief 4 – itsekiinnittyvät elektrodit

Sopii malleihin PR3840, PR3093, PR3094 4 elektrodia, Patentoitu hydrogeelitekniikka, Helppo magneettikiinnitys

Tekniset tiedot

Consumer Trade Item

- Height: 17.2
- Width: 14
- Length: 2.2
- Net Weight: 0.021
- Gross Weight: 0.05
- GTIN: 08710103737025
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 90189075

Ulkolaatikko

- Height: 18.7
- Width: 14.9
- Length: 22.9
- Gross Weight: .598
- GTIN: 18710103737022

Alkuperämaa

- USA

Muu

- Height: 105.5
- Width: 80
- Length: 120
- GTIN: 68710103737027

Pakkauksen sisältö

- Itsekiinnittyvät elektrodit: 4 kpl
- Itsekiinnittyvien elektrodien koko: 50 x 50 mm
- Multistick®-hydrogeeli
- Uudelleensuljettava muovipussi

Hydrogeelin koostumus

- Glyseriini (ei sisällä talia): (CAS-numero 56-81-5)
- Vesi: (CAS-numero 28062-44-4)
- Polyakrylaatti, kopolymeeri: (CAS-numero 7732-18-5)

PR3820/00

Kohokohdat

Vähentää ihoärsytystä

Elektrodeissa käytetty korkealaatuinen, patentoitu hydrogeelitekniikka vähentää ihoärsytystä. Elektrodit ovat joustavia, joten ne taipuvat kehonosien mukaisesti.

Suosittelut käyttökertojen määrä 20

Elektrodeja käytetään useissa eri sovelluksissa ja kehonosissa. Käyttökertojen määrä riippuu ihotyypistä ja käytöstä. Elektrodeja voi säilyttää helposti alkuperäisessä muovipakkauksessa seuraavaa käyttöä varten.

Helppo kiinnittää napsauttamalla

TNS-yksiköt voi liittää itsekiinnittyviin elektrodeihin helposti magneetilla. Kiinnitä ensin elektrodit kehoosi ja napsauta sitten magneettikiinnitteiset TNS-yksiköt paikoilleen.



Julkaisupäivä 2022-09-13

Versio: 2.0.1

EAN: 08 71010 37370 25

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com