

# PHILIPS

## sonicare

### 鑽石靚白音波震動牙刷

#### DiamondClean

5 種模式 (清潔、美白、拋光、護齦、敏感)

2 支刷頭

玻璃充電座、旅行盒

黑色限量版



HX9352/04

## 更乾淨、更潔白的牙齒，宛如天天微洗牙 全球牙醫第一推薦音波電動牙刷品牌\*

飛利浦 Sonicare 電動牙刷兼具高雅設計與「音波流體潔力技術」，每分鐘音波震動 31,000 次，同時溫和和不刺激，達到天天微洗牙效果。具備 5 種模式，搭配獨特「鑽石型刷頭」，能有效清除牙漬及牙垢，達到清潔 7 倍牙菌斑、1 週亮白 2 色階、2 週改善牙齦健康的優越潔牙效果！

#### Proven to improve oral health

- 1 週牙齒就能亮白 2 色階\*
- 2 週後即可改善牙齦健康\*
- 牙菌斑清除效果提高 7 倍\*
- 5 種模式 (清潔、美白、拋光、護齦、敏感)
- 安全且溫和地呵護口腔健康需求

#### Designed around you

- 循序漸進程式可確立您的飛利浦 Sonicare 刷牙習慣
- 計時器有助於落實刷牙 2 分鐘的建議時間
- USB 旅行充電盒與玻璃充電座

#### Provides a superior clean

- 方便處理難刷部位的彎角刷頭
- 音波流體潔力技術，給您強效又溫和的清潔體驗

# 焦點

## 和牙菌斑說再見




濃密的高品質刷毛，搭配音波流體潔力技術，能有效清除牙菌斑，效果較手動牙刷提高7倍\*，讓您擁有更健康的笑容。

## 牙齒潔白效果提高達 2 倍




裝上 DiamondClean 刷頭，溫和而有效地去除表面齒垢。密集分布的中央除垢刷毛可發揮強效，只要短短 7 天，就能讓牙齒亮白 2 色階，擁有加倍潔白的燦爛笑容。\*

## 照顧牙齦



DiamondClean 柔軟刷毛提供優異又溫和的清潔效果，防止磨損和牙齦萎縮，讓牙齦在 2 週內變得更健康。\*

## 5 種清潔模式



使用 DiamondClean 5 種模式滿足您所有的刷牙需求：「清潔」模式可維持每天的優異清潔效果，「美白」模式可完美去除齒垢，「拋光」模式能讓

笑容亮白燦爛，「護齦」模式可溫和按摩牙齦，「敏感」模式為敏感牙齦提供溫和而有效的清潔效果。

## 便於收納的貼心設計



您的豪華 USB 旅行盒可當作充電器使用，讓您在途中隨時都能擁有充足電量。將牙刷放入盒內，並連接您的筆記型電腦或插入電源插座。隨附刷頭放置格，更加確保旅行時的衛生。在家中充電時，我們的時尚玻璃充電座不僅可融入您的浴室風格，還能當作刷牙後的沖洗杯，只要將牙刷放入玻璃杯中即可。單次充電後，可讓您正常使用兩週。

## 飛利浦 Sonicare 技術



「音波流體潔力」，每分鐘音波震動多達 31,000 次，類似牙醫師洗牙的原理，能驅動水流和牙膏成小分子，深入清潔牙齒和牙縫等平常難以刷到的部位，以音波流體潔力+刷毛同步潔牙，帶來遠遠超越一般潔牙方式的居家微洗牙效果！

## 四分象限計時器與智慧型計時器




只要 2 分鐘，就能將牙齒徹底刷乾淨。當您達成清潔口腔中各個區域的最佳時間後，四分象限計時器會提醒您，而智慧型計時器則會在達到總時間後發出訊號。每次刷牙時，它們能共同協助您完成建議的刷牙時間。

## 深入難纏死角



DiamondClean 牙刷握柄的獨特形狀，搭配我們的刷頭設計，使得像是臼齒部位等難刷的死角，也能確實清潔乾淨。

## 輕鬆養成新習慣



展開新嘗試時，或許會需要稍微適應一下。因此，在您使用新牙刷的前 14 次，循序漸進功能可讓您選擇以緩慢溫和的方式，增加刷牙力道。

## 自信刷牙



無論您的特定需求是什麼，使用 DiamondClean 可以確保安全的刷牙體驗。我們的音波震動技術適用於牙齒矯正器、填補、牙套和牙面鑲嵌，甚至可於牙齦疾病的日常治療中使用。

# 規格

## 功率

電壓: 100-240 V, 50-60 Hz

## 技術規格

電池: 充電式

電池續航力 (從電力充滿到沒電): 長達 3 週\*\*

電池類型: 鋰離子

## 設計與外型

顏色: 黑色

## 客戶服務

保固: 2 年有限保固

## 使用簡單

刷頭設計: 方便的一按即用刷頭

電量指示燈: 發光式圖示顯示電池壽命

顯示器: 背光螢幕

握把: 纖巧的人體工學設計

刷牙時間: 長達 3 週\*\*

## 內附配件

握把: 1 支 DiamondClean 鑽石靚白系列

刷頭: 2 支 DiamondClean 鑽石靚白系列標準型

旅行盒: USB 旅行充電器

玻璃充電座: 1

## 清潔效能

效能: 牙菌斑清除效果提高達 7 倍\*

對健康有益: 短短兩週改善牙齦健康

速度: 每分鐘可刷 31000 次

計時器: 四分象限計時器與智慧型計時器

美白效果: 牙齒美白效果提高 2 倍\*

## 模式

清潔: 實現優異的每日清潔效果

牙齦保健: 溫和按摩牙齦

美白: 清除表面污垢

拋光: 打亮牙齒色澤

敏感: 溫和清潔牙齒與牙齦

