



Philips
Éveil Lumière

Marron/Noir

HF3462/20

Commencez votre journée en pleine forme

La lumière qui vous réveille naturellement

L'Éveil Lumière vous sort du sommeil doucement et naturellement pour commencer la journée avec autant d'énergie qu'un matin d'été. L'Éveil Lumière s'appuie sur les 100 ans d'expérience de Philips dans le domaine de la lumière et ses bienfaits sont prouvés.

Philips, expert en lumière

- 100 ans d'expérience en matière de lumière

Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus

- Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux

Intensité lumineuse

- Jusqu'à 400 lux, pour un réveil naturel et une lecture confortable

La lumière qui vous réveille naturellement

- L'augmentation progressive de la lumière a un effet positif sur les hormones de l'énergie

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée

- Radio FM numérique

PHILIPS

Points forts

La lumière qui vous réveille naturellement



La lumière augmente progressivement pendant 30 minutes avant votre heure de réveil. Le contact de la lumière avec les paupières a une incidence positive sur les hormones de l'énergie en préparant votre corps au réveil. Votre réveil s'en trouve amélioré.

Intensité lumineuse de 400 lux



Éveil Lumière (HF 3461) offre une intensité lumineuse pouvant atteindre 400 lux. Des tests ont démontré qu'une intensité lumineuse allant jusqu'à 250 lux est nécessaire pour stimuler les hormones de l'énergie, pour un réveil plein de dynamisme. Au niveau de la lecture, une luminosité comprise entre 300 et 400 lux est requise.

Trois sons naturels ou alarme sonore agréable



À l'heure demandée, le son naturel ou, si vous le souhaitez, une alarme sonore agréable est diffusée. Le son va crescendo du niveau minimum au niveau demandé, et ce, en une minute et demie. Vous disposez de trois sons naturels : oiseaux du matin dans la forêt, vagues en bord de mer ou une

grenouille et un canard dans un étang. L'augmentation progressive du volume vous permet de vous réveiller en douceur, sans risque de sonnerie stridente. Une fois le niveau de volume souhaité atteint, la sortie du lit paraît plus simple.

Radio FM numérique



La radio FM numérique intégrée vous permet de vous réveiller au son de votre musique favorite ou des informations. Sélectionnez simplement votre station préférée et, à l'heure que vous aurez définie, la radio se mettra en marche et son volume augmentera progressivement jusqu'au niveau programmé en 90 secondes.

Philips, expert en lumière

Philips est un fer de lance mondial dans le domaine des technologies d'éclairage. Bénéficiant de plus de 100 ans d'expérience dans ce domaine, Philips est un véritable expert de la lumière et de ses effets sur le corps humain. Facile à utiliser, l'éveil lumière concentre toute cette expertise pour améliorer le bien-être d'un grand nombre de personnes.

Conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux



Les effets positifs sur le bien-être de ce dispositif ont été certifiés conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux.

Caractéristiques

Son

- Son pour le réveil: 3 sons naturels (« oiseaux », « bord de mer », « étang »), alarme douce de réveil, votre station radio FM numérique préférée
- Fonction de désactivation du son: possibilité de couper le son
- Caisse de résonance premium: 2 W
- Radio FM

Spécificités techniques

- Alimentation: 100 W
- Tension: 230 V
- Longueur du cordon: 3 m
- Fréquence: 50 Hz
- Isolation: classe II (double isolation)
- Type de lampes: 1 lampe à incandescence Philips
- Durée de vie des lampes: 1 000 heures (remplacement facile)

Poids et dimensions

- Dimensions de l'unité d'emballage: 22,5 x 49,5 x 34,1 (P x L x H) cm
- Dimensions du produit: 13,5 x 20,0 x 30,0 (P x L x H) cm
- Poids du produit: 1,5 kg
- Poids de l'unité de vente: 2.1 kg
- Qté sur europalette: 126 pcs
- Nombre d'unités de vente par unité d'emballage: 3 pcs
- Poids de l'unité d'emballage: 7,8 kg
- Dimensions de l'unité de vente: 16,0 x 21,0 x 32,0 (P x L x H) cm

Informations logistiques

- Pays d'origine: Chine
- Code CTV: 884346220000

Sécurité

- Sans UV: aucun rayonnement UV
- Certification Cenelec

Facile à utiliser

- Pieds en caoutchouc antidérapants
- Bouton marche/arrêt rapide
- Bouton de répétition pour le son: 9 minute(s)
- Taille compacte: espace minimal requis près du lit (13,5 x 20 cm)
- Fonction de vérification rapide (90 s): vérification de la lumière matinale et du niveau sonore en 90 s environ
- Fonction de sauvegarde: 5 minute(s)

Conforme à la directive européenne sur les appareils médicaux

- Effets bénéfiques sur le bien-être reconnus: conforme à la directive relative aux dispositifs médicaux

Voyant

- Ampoule pour Éveil lumière avec spectre de lumière diurne naturelle: 100 W
- Lumière pour une lecture facilitée: 400 lux à 40 - 50 cm
- Processus de simulation d'aube (de 0 à: 30 minute(s))
- Variateur d'intensité lumineuse: 0 - 400 lux à 40 - 50 cm
- Fonction d'activation/désactivation de la lumière

Afficheur

- Écran LCD facile à lire: 50 x 50 mm
- Contrôle de la luminosité de l'affichage: 3 réglages (bas, intermédiaire, élevé)



Date de publication
2022-06-24

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com