

# PHILIPS

## sonicare

Sonisk eltandborste  
- Rosa

3100 series

Trycksensor

2 minuter lång SmarTimer

Upp till 3 gånger bättre  
plackborttagning

Batteri som varar i 14 dagar



HX3671/11



## Hej då manuell tandborste. Hej sonisk teknik.

### Upp till 3 gånger bättre plackborttagning\*

Sonisk teknik i kombination med vår borståtgärd tar försiktigt bort plack upp till 3 gånger bättre än en manuell tandborste.

#### Utformad för dig

- Lär dig när det är dags att byta ut borsthuvudena
- Batteri som varar i 14 dagar
- Ergonomisk design gör tandborsten lätt att hålla och använda
- Hejdå-adapter. Hej USB!

#### Få bästa möjliga resultat med tandborstningen

- Optimera din borstning med SmarTimer och QuadPacer

#### Enkel övergång till Sonicare

- Easy-Start för att underlätta övergången

#### Skyddar tandköttet

- Inbyggd trycksensor skyddar dina tänder och ditt tandkött

#### Ger överlägsen rengöring

- Upp till tre gånger bättre plackborttagning än med en manuell tandborste\*
- Vår unika teknik ger dig ordentlig men skonsam rengöring


# Funktioner

## Avancerad Sonicare-teknik




Kraftiga borstvibrationer pressar in mikrobubblor djupt mellan tänderna och längs tandköttsskanten och ger en uppfriskande upplevelse. Du får två månaders manuell tandborstning på bara två minuter.\*\* 31 000 borsttag per minut rengör försiktigt dina tänder, bryter upp plack och borstar bort det för en exceptionell daglig rengöring.

## Tar bort plack 3 gånger bättre\*



Den elektriska Sonicare-tandborsten med avancerad sonicare-teknik har kliniskt bevisats ta bort upp till tre gånger mer\* plack än en manuell tandborste. Den tar bort plack från tänderna och längs tandköttsskanten samtidigt som den skyddar tandköttet.

## Skyddar tandköttet



Inbyggd trycksensor känner automatiskt av det tryck du applicerar, varnar dig och reducerar tandborstens vibrationer automatiskt för att

skydda tandköttet. Tandborsten avger ett pulserande ljud som en påminnelse om att lätta på trycket. Sju av tio personer tyckte att den här funktionen hjälpte dem till en bättre tandborstning.

## SmartTimer och QuadPacer



Två minuter lång SmartTimer och 30-sekunder lång QuadPacer vägleder dig genom borstningen under den rekommenderade tiden i alla delar av munnen för att säkerställa en komplett rengöring.

## Utformad för dig



Tunn, lätt och ergonomisk design gör tandborsten lätt att hålla i och använda så att du får en fantastisk rengöring utan ansträngning.

## Påminnelse om att byta BrushSync



Alla borsthuvuden slits ut med tiden, så håll ett öga på ditt borsthuvud för att se till att du fortfarande får en fantastisk rengöring. Vår

BrushSync-teknik spårar hur länge du har använt borsthuvudet och hur hårt du har borstat. BrushSync-bytespåminnelsen på handtaget avger ett kort pipljud när det är dags att byta ut borsthuvudet.

## Easy-start



Med Easy-Start-programmet kan du gradvis öka borstningseffekten de första 14 gångerna som du använder den nya tandborsten.

## Batteri med lång livslängd



Batteriet räcker i upp till 14 dagar så att du kan använda tandborsten länge utan att behöva ladda den.

## Hejdå-adapter. Hej USB!

Nätadapterar kan verka små, men tillsammans har plasten i dem en enorm inverkan på miljön. Genom att byta till en USB-laddare i Philips Sonicare 1000–4000-serien kan vi använda upp till 189 210 kg mindre plast vart fjärde år. Det är kraftfullt, eller hur?

# Specifikationer

## Effekt

Spänning: DC 5 V

## Tekniska specifikationer

Drifttid (full till tom): 14 dagar\*\*\*\*\*

batteri: Laddningsbar

Batterityp: Litiumjon

## Design och finish

Färg: Sockerros

## Service

Garanti: 2 års begränsad garanti

## Lättanvänd

**Borsthuvudsystem:** Borsthuvud som enkelt knäpps på

**Batteriindikator:** Lampan visar batteristatusen

**Handtag:** Tunn, ergonomisk design

**Påminnelse om att byta BrushSync:**

Bytespåminnelse, Du vet alltid när det är dags, att byta borsthuvud, Påminnelseikonen tänds, för att alltid ge bästa möjliga resultat

## Medföljande tillbehör

**Handtag:** 1 3100-serien

**Laddare:** 1

**Borsthuvud:** 1 C1 ProResults, standard

## Rengöringsprestanda

**Prestanda:** Tar bort upp till tre gånger mer plack\*

**Hastighet:** Upp till 31 000 borströrelser/min

**Timer:** Quadpacer och SmarTimer

**Tryckfeedback:** Handtag som vibrerar för att varna användaren

## Lägen

**Rengöra:** För överlägsen daglig rengöring

## Smart-sensorteknologi

**Påminnelse om att byta BrushSync:** Du vet alltid när det är dags, att byta borsthuvud

**Trycksensor:** Varnar när du borstar för hårt

