



Philips
Ébresztőfény

Barna/fekete

HF3462/20

Kezdje kellemesen a napot!

A fény, amely természetes módon ébreszti

Az Ébresztőfényvel könnyű és természetes az ébredés, akár csak egy vidám nyári reggelen.

A Philips 100 éves világítástechnikai tapasztalatán alapuló Ébresztőfény bizonyítottan kedvező élettani hatással rendelkezik.

Philips – a világítás-specialista

- 100 év tapasztalata a világítástechnika területén

Bizonyított egészségügyi hatás

- A gyógyászati eszközökre vonatkozó irányelveknek (MDD) megfelelő

Fényintenzitás

- Akár 400 Lux fényintenzitás, amely tökéletes megoldás a természetes ébredéshez és az olvasáshoz

Természetesen ébresztő fény

- A fokozatosan erősödő fény pozitívan hat az energiahormonokra

Ébredjen kedvenc rádióállomására!

- Digitális FM rádió

PHILIPS

Fénypontok

Természetesen ébresztő fény



A fény fokozatosan erősödik a beállított ébresztési időpontot megelőző 30 perc folyamán. A szem érzékeli a fényt, és ez pozitívan hat az energiahormonokra, felkészíti a testet az ébredésre. Az ébredés ezáltal kellemesebbé válik.

400 Lux fényintenzitás



Az Ébresztőfény (HF 3461) akár 400 Lux fényintenzitást is képes biztosítani. Klinikailag bizonyított, hogy megközelítőleg 250 Lux fényintenzitásra van szükség ahhoz, hogy a fény energiahormonokra gyakorolt hatásának köszönhetően energiával tele ébredésekben legyen részünk. Olvasáshoz 300-400 Lux fényerőre van szükség.

Három természetet idéző hang vagy kellemes hangjelzés



A beállított ébresztési időpontban megszólal egy természetet idéző hang, vagy - beállítástól függően - egy kellemes hangjelzés. Eleinte halk, majd másfél perc alatt eléri a kiválasztott hangerőt. Három természetet idéző hang közül választhat: reggeli madarak az erdőben, hullámvérés a parton, illetve egy béka és egy kacsza hangjai egy kis tavon. A

fokozatosan erősödő hang kellemessé és hangulatossá teszi az ébredést, nem kell többé fűlsüketítő ébresztésektől tartania. Mire az ébresztés hangereje eléri a kiválasztott szintet, már nem lesz nehéz felkelni az ágyból.

Digitális FM rádió



A beépített digitális FM rádió lehetővé teszi, hogy mindennap kedvenc dalaira vagy hírállomására ébredjen. Egyszerűen válassza ki kedvenc rádióállomását, és a beállított ébresztési időpontban már hallgathatja is, eleinte halkan, majd fokozatosan erősödve, amíg 90 másodperc alatt eléri a kiválasztott hangerőt.

Philips – a világítás-specialista

A Philips világvezető szerepet tölt be a világítástechnika területén. A több mint 100 éves tapasztalatnak köszönhetően a Philips igazi szakértővé vált, így jól ismeri a fény hatásait az emberi testre. Az ébresztőfény magában rejt mindezt a szaktudást, a modern technológiát ötvözi a könnyű kezelhetőséggel - biztos lehet benne, hogy gondoskodik jó közérzetéről.

A gyógyászati eszközökre vonatkozó irányelveknek (MDD) megfelelő



Az orvostechnikai eszközökre vonatkozó irányelvek (MDD) tanúsítványa szerint az eszköz egészségügyi hatása bizonyított.

Műszaki adatok

Hang

- Ébresztő hangjelzés: 3 természetet idéző hang (reggeli madarak, tengerpart, tó), kellemes ébresztő hangjelzés, kedvenc digitális FM rádióállomása
- Hang kikapcsolása funkció: a hang azonnali némitásának lehetősége
- Premium hangdoboz: 2 W
- FM-rádió

Műszaki adatok

- Energiaellátás: 100 W
- Vezetékhossz: 3 m
- Feszültség: 230 V
- Szigetelés: II. osztály (dupla szigetelés)
- Frekvencia: 50 Hz
- Lámpák típusa: 1 darab Philips izzólámpa
- Lámpák élettartama: 1000 óra (könnyen cserélhető)

Tömeg és méretek

- Termék méretei: 13,5 x 20,0 x 30,0 (Mé. x Sz. x Ma.) cm
- A-doboz méretei: 22,5 x 49,5 x 34,1 (Mé. x Sz. x Ma.) cm
- Termék tömege: 1,5 kg
- Csomagolás tömege: 2,1 kg
- Gyűjtőcsomagolásban található egységdobozok száma: 3 pcs
- Mennyiség Euro-raklapon: 126 pcs
- Gyűjtőcsomagolás tömege: 7,8 kg
- F-doboz méretei: 16,0 x 21,0 x 32,0 (Mé. x Sz. x Ma.) cm

Logisztikai adatok

- CTV kód: 884346220000
- Származási hely: Kína

Biztonság

- UV-sugárzásmentes: nincs UV-sugárzás
- Cenelec tanúsítvánnyal rendelkezik

Egyszerű használat

- Csúszásmentes gumi lábak
- Gyors be- és kikapcsológomb
- Szundítás gomb a hangjelzéshez: 9 minute(s)
- Kis méret: elegendő egy éjjeliszekrény méretű felület (13,5 x 20 cm)
- Gyors ellenőrzés funkció (90 mp): ellenőrzi a másnap reggeli fény-/hangjelzés szintjét 90 mp alatt
- Tartalék elektromosság funkció: 5 minute(s)

Gyógyászati eszköz

- Bizonyított egészségügyi hatás: Az gyógyászati eszközökre vonatkozó irányelveknek (MDD) megfelelő

Fény

- Ébresztőfény izzó a természetes nappali fény spektrumával: 100 W
- Tökéletes megoldás olvasáshoz: 400 Lux 40-50 cm távolságra
- Napfelkeltét szimuláló folyamat (0-: 30 minute(s))
- Fényintenzitás tompítása: 0-400 Lux 40-50 cm távolságra
- Fény be- és kikapcsolási funkció

Kijelző

- Könnyen leolvasható LCD-kijelző: 50 x 50 mm
- Szabályozható fényerejű kijelző: 3 beállítás (gyenge, közepes, erős)



Kiadás dátuma
2022-06-27

Verzió: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com