

Philips
Šviesos žadintuvas

Rudas / juodas

HF3462/20



Pradėkite dieną maloniai

Šviesa, kuri pažadina natūraliai

Šviesos žadintuvas pažadina lengvai ir natūraliai. Atsikelsite taip pat energingai, kaip vasaros rytą. Šviesos žadintuvo, kurį gamindama „Philips“ rėmėsi 100 metų apšvietimo įrenginių gamybos patirtimi, nauda įrodyta mediciniškai.

„Philips“ – šviesos ekspertai

- 100 metų patirtis apšvietimo srityje

Įrodyta nauda sveikatai

- Palaikomas medicininių įrenginių direktyvos (MDD)

Šviesos intensyvumas

- Iki 400 liuksų šviesa – galėsite ir natūraliai atsibusti, ir patogiai skaityti

Šviesa pažadina natūraliai

- Laipsniškai stiprėjanti šviesa teigiamai veikia energijos hormonus

Pabuskite girdėdami mėgstamiausią radijo stotį

- Skaitmeninis FM radijas

PHILIPS

Ypatybės

Šviesa pažadina natūraliai



Šviesa pradeda laipsniškai stiprėti 30 minučių prieš jūsų nustatytą žadinimo laiką. Šviesa krinta jums į akis ir teigiamai veikia energijos hormonus, paruošdama jūsų organizmą atsibusti. Taip daug maloniau atsibusti.

400 liuksų šviesos intensyvumas



Šviesos žadintuvas (HF 3461) užtikrina iki 400 liuksų šviesos intensyvumą. Klinikiniais tyrimais įrodyta: jums reikia iki 250 liuksų, kad energijos hormonai būtų paveikti taip, jog atsibustumėte kupini energijos. Kad galėtumėte patogiai skaityti, reikalingas nuo 300 iki 400 liuksų šviesos lygis.

Trys natūralūs garsai arba draugiškas pypsėjimas



Nustatytu žadinimo laiku išgirsite natūralius garsus arba, jeigu pageidaujate, draugišką pypsėjimą. Jis prasidės tyliai ir po pusantros minutės pasieks jūsų nustatytą garsumo lygį. Galite rinktis vieną iš trijų natūralių garsų: ryto paukščių miške, bangų paplūdimyje arba varlės ir anties mažoje kūdroje. Palaipsniui stiprėjantis garsas leis maloniai ir švelniai

atsibusti, todėl niekada nebūsime šiurkščiai pažadinti. Kai garsas pasieks jūsų pasirinktą garsumo lygį, bus lengva pakilti iš lovos.

Skaitmeninis FM radijas



Integruotas skaitmeninis FM radijo imtuvas leis kasdien pabusti išgirdus mėgstamas dainas arba naujienų stotį. Tiesiog pasirinkite mėgstamą radijo stotį, ir nustatytu žadinimo laiku ji ims groti – iš pradžių tyliai, palaipsniui didindama garsą ir per devyniasdešimt sekundžių pasiekdama jūsų nustatytą garsumo lygį.

„Philips“ – šviesos ekspertai

„Philips“ yra visame pasaulyje pirmaujanti įmonė apšvietimo technologijų srityje. Turėdama daugiau nei 100 metų patirtį šioje srityje „Philips“ yra tikras ekspertas kuriant apšvietimą ir tiriant jo poveikį žmogaus organizmui. Šviesos žadintuvas sujungia visą šią patirtį į vieną reikšmingą, modernių technologijų ir paprastai naudojamą gaminį, kuris pagerins daugelio žmonių savijautą.

Palaikomas medicininių įrenginių direktyvos (MDD)



Šis įrenginys įrodė teigiamą poveikį sveikatai ir yra sertifikuotas pagal medicininių įrenginių direktyvą (MDD).

Specifikacijos

Garsas

- Žadinimo garsas: 3 natūralūs garsai (ryto paukščiai, pajūris, kūdra), draugiškas žadinimo pypsėjimas, jūsų mėgstama skaitmeninio FM radijo stotis
- Garso išjungimo funkcija: galimybė iškart išjungti garsą
- Aukštos kokybės garsas: 2 W
- FM radijas

Techniniai duomenys

- Maitinimas: 100 W
- Maitinimo laido ilgis: 3 m
- Įtampa: 230 V
- Dažnis: 50 Hz
- Izoliacija: II klasė (dviguba izoliacija)
- Lempų tipas: 1 „Philips“ kaitinimo lempa
- Lempų eksploatavimo laikas: 1000 valandų (lengvai keičiama)

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 1,5 kg
- A dėžutės matmenys: 22,5 x 49,5 x 34,1 (GxPxA) cm
- Gaminio matmenys: 13,5 x 20,0 x 30,0 (GxPxA) cm
- F dėžutės svoris: 2,1 kg
- A dėžutės svoris: 7,8 kg
- „Euro“ padėklų skaičius: 126 pcs
- F dėžučių skaičius A dėžutėje: 3 pcs
- F dėžutės matmenys: 16,0 x 21,0 x 32,0 (GxPxA) cm

Logistiniai duomenys

- CTV kodas: 884346220000
- Kilmės šalis: Kinija

Saugumas

- Be ultravioletinių spindulių: nėra ultravioletinio spinduliavimo
- Sertifikuotas „Cenelec“

Paprasta naudoti

- Neslystantis guminis pagrindas
- Greito įjungimo / išjungimo mygtukas
- Snaudimo mygtukas garsui išjungti: 9 min
- Kompaktiškas dydis: užima nedaug vietos ant staliuko šalia lovos (13,5x20 cm)
- Greito patikrinimo funkcija (90 sek.): patikrinkite kito ryto šviesos / garso lygius per 90 sek.
- Palaikymo dingus elektrai funkcija: 5 min

Medicininis prietaisas

- Įrodyta nauda sveikatai: patvirtinta medicininių prietaisų direktyvos sertifikatu

Reta

- Šviesos žadintuvo lemputė su natūraliu dienos šviesos spektru: 100 W
- Patogi skaitymo šviesa: 400 liuksų 40–50 cm atstumu
- Saulės patekėjimo imitavimas (0–: 30 min
- Šviesos intensyvumo reguliavimas: 0–400 liuksų 40–50 cm atstumu
- Šviesos įjungimo / išjungimo funkcija

Ekranas

- Gerai matomas LCD ekranas: 50x50 mm
- Ekranas šviesumo valdymas: 3 nustatymai (žemas, vidutinis, aukštas)

