

Philips  
Wake-up Light



HF3461/01

## Begin uw dag op een aangename manier

Het licht dat u op natuurlijke wijze wekt

Met de Wake-up Light wordt u gemakkelijk en op een natuurlijke manier wakker, waardoor u net zoveel energie hebt als op een zomerse ochtend. De Wake-up Light is gebaseerd op 100 jaar lichtervaring van Philips en biedt medisch bewezen voordelen.

### **Philips - de lichtdeskundige**

- 100 jaar aan lichtervaring

### **Bewezen gezondheidsvoordelen**

- Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)

### **Lichtintensiteit**

- Tot 400 lux voor natuurlijk ontwaken en comfortabel lezen

### **Het licht wekt u op natuurlijke wijze**

- Licht dat geleidelijk in sterkte toeneemt heeft een positief effect op de energiehormonen

### **Word wakker met uw favoriete radiozender**

- Digitale FM-radio

**PHILIPS**

## Kenmerken

### Het licht wekt u op natuurlijke wijze



Het licht wordt vanaf 30 minuten voor de ingestelde wektijd geleidelijk feller. Het licht schijnt op uw ogen en heeft een positieve invloed op uw energiehormonen en bereidt uw lichaam voor op het ontwaken. Hierdoor heeft ontwaken een aangener gevoel.

### Lichtintensiteit van 400 lux

De Wake-up Light (HF3461) geeft een lichtintensiteit tot 400 lux. Het is klinisch bewezen dat we tot 250 lux aan lichtintensiteit nodig hebben om de energiehormonen zo te beïnvloeden dat we vol energie wakker worden. Om comfortabel te kunnen lezen is een lichtniveau van 300 tot 400 lux nodig.

### Drie natuurlijke geluiden of vriendelijke piepjes



Op de ingestelde wektijd hoort u een natuurlijk geluid of, als u dat liever hebt, een vriendelijk piepje. Dit begint rustig en het duurt ongeveer anderhalve minuut om tot het geselecteerde geluidsniveau te

komen. Er zijn drie natuurlijke geluiden waar u uit kunt kiezen: fluitende vogels in het bos, het geluid van golven op het strand of het geluid van een kikker en een eend in een vijver. Doordat het geluid geleidelijk steeds harder wordt, wordt u prettig en langzaam gewekt en schrikt u niet wakker. Tegen de tijd dat het geluid het geselecteerde niveau heeft bereikt, is opstaan geen probleem meer.

### Digitale FM-radio



Door de ingebouwde digitale FM-radio wordt u elke dag wakker met uw favoriete muziek of nieuwszender. Selecteer uw favoriete radiozender en de wekker begint op de ingestelde wektijd muziek af te spelen. Eerst zacht, daarna gedurende 90 seconden steeds harder tot het geselecteerde geluidsniveau.

### Philips - de lichtdeskundige

Philips is een vooraanstaand, mondiaal bedrijf op het gebied van verlichtingstechnologie. Met meer dan 100 jaar ervaring op dit gebied is Philips met recht een ware expert wat licht en het effect daarvan op het menselijk lichaam betreft. De Wake-up Light combineert al deze expertise in een belangrijk, technologisch geavanceerd en gebruiksvriendelijk product dat het welzijn van vele mensen verbetert.

### Ondersteund door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)



Dit apparaat heeft bewezen gezondheidsvoordelen te hebben, zoals gecertificeerd door de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD).

## Specificaties

### Geluid

- Wekgeluid: 3 natuurlijke geluiden (fluitende vogels, kust, vijver), vriendelijk wekgeluid, Uw favoriete digitale FM radiozender
- Functie voor het uitschakelen van het geluid: optie om het geluid meteen uit te zetten
- Hoogwaardige klankkast: 2 W
- FM-radio

### Technische specificaties

- Spanning: 230 V
- Vermogen: 100 W
- Snoerlengte: 3 m
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Frequentie: 50 Hz
- Type lampen: 1 Philips-gloeilamp
- Levensduur van lampen: 1000 uur (eenvoudig te vervangen)

### Gewicht en afmetingen

- Afmetingen A-doos: 22,5 x 49,5 x 34,1 (D x B x H) cm
- Afmetingen van het product: 13,5 x 20,0 x 30,0 (D x B x H) cm
- Gewicht van het product: 1,5 kg
- Gewicht F-doos: 2,1 kg
- Gewicht A-doos: 7,8 kg
- Aant. op Europallet: 126 pcs
- Aantal F-dozen in A-doos: 3 pcs
- Afmetingen F-doos: 16,0 x 21,0 x 32,0 (D x B x H) cm

### Logistieke gegevens

- CTV-code: 884346101000
- Land van herkomst: China

### Veiligheid

- Zonder UV-straling: geen UV-straling
- Cenelec-gecertificeerd

### Gebruiksvriendelijk

- Rubberen anti-slipmat
- Snelle aan/uitknop
- Sluimerknop voor geluid: 9 minute(s)
- Compact formaat: neemt weinig ruimte in op het nachtkastje (13,5 x 20 cm)
- Snelle-controlefunctie (90 sec.): controleer het licht-/geluidsniveau van de volgende morgen in 90 sec.
- Functie voor stroomuitval: 5 minute(s)

### Medische apparatuur

- Bewezen gezondheidsvoordelen: ondersteund door een certificaat van de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD)

### Lamp

- Wake-up Light-lamp met natuurlijk daglichtspectrum: 100 W
- Lamp om comfortabel bij te lezen: 400 lux bij 40 - 50 cm
- Gesimuleerde zonsopgang (0 - 30 minute(s))
- Dimmer voor de lichtintensiteit: 0 - 400 lux bij 40 - 50 cm
- Functie voor het in- en uitschakelen van het geluid

### Display

- Eenvoudig afleesbaar LCD-scherm: 50 x 50 mm
- Helderheid van het scherm instellen: 3 standen (laag, gemiddeld, hoog)



Publicatiedatum  
2022-06-28

Versie: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)