

Philips
Wake-up Light



HF3461/01

Inizia bene la tua giornata

La luce che ti sveglia in modo naturale

Wake-up Light ti fa alzare dal letto in maniera semplice e naturale, con l'energia che avresti svegliandoti una mattina d'estate. Il progetto della Wake-up Light si basa su 100 anni di esperienza Philips nell'ambito dell'illuminazione e offre benefici testati scientificamente.

Philips: l'esperto della luce

- 100 anni di esperienza nell'ambito dell'illuminazione

Effetti benefici garantiti

- In conformità alla Direttiva Dispositivi Medici

Intensità della luce

- 400 lux per un risveglio naturale e una lettura agevole

La luce ti sveglia in modo naturale

- La luce graduale ha un'influenza positiva sugli ormoni dell'energia

Svegliati al suono della tua stazione radio preferita

- Radio FM digitale

PHILIPS

In evidenza

La luce ti sveglia in modo naturale



La luce aumenta gradualmente di intensità 30 minuti prima dell'orario impostato per la sveglia. La luce, rivolta verso gli occhi, influisce in maniera positiva sugli ormoni dell'energia preparando il tuo corpo al risveglio. In questo modo svegliarsi risulta più naturale.

Intensità della luce fino a 400 Lux

La Wake-up Light (HF 3461) raggiunge un'intensità pari a 400 Lux. È stato dimostrato da test clinici che sono necessari 250 Lux per stimolare gli ormoni dell'energia in modo da risvegliare una persona con il massimo delle energie. Per una lettura agevole, sono necessari 300 o 400 Lux.

Tre suoni della natura o un segnale acustico non invasivo



Al momento della sveglia, sentirai un suono della natura o, se preferisci, un segnale acustico non invasivo. Il suono inizia ad un livello basso e impiega

un minuto e mezzo per raggiungere il volume selezionato. È possibile scegliere tra tre suoni della natura: uccelli al mattino nella foresta, onde sulla spiaggia oppure una rana e una papera in un piccolo laghetto. Il suono che aumenta gradualmente renderà il risveglio piacevole e non traumatico. Quando il suono raggiungerà il volume preimpostato, uscire dal letto sarà molto più facile.

Radio FM digitale



La radio FM integrata ti consente di svegliarti tutti i giorni ascoltando le tue canzoni o il notiziario preferito. Basta selezionare la stazione radio desiderata e, all'ora stabilita per il risveglio, sarà possibile ascoltarla dapprima a un volume ridotto e poi sempre più alto, fino a raggiungere in 90 secondi il volume preimpostato.

Philips: l'esperto della luce

Philips è un'azienda leader a livello mondiale nel campo delle tecnologie dell'illuminazione. Grazie alla sua esperienza centenaria nel settore, Philips conosce la luce e i suoi effetti sul corpo umano. La Wake-up Light riunisce tutta questa esperienza in un prodotto importante, tecnologicamente avanzato e facile da usare, che contribuirà al benessere di molti.

In conformità alla Direttiva Dispositivi Medici



Questo dispositivo assicura effetti benefici alla salute in conformità alla Direttiva Dispositivi Medici.



Data di rilascio
2023-03-02

Versione: 2.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

Specifiche

Audio

- Allarme sveglia: 3 suoni della natura (uccelli al mattino, riva del mare, laghetto), segnale acustico di sveglia non invasivo, la tua stazione radio FM preferita
- Funzione di disattivazione dell'audio: possibilità di togliere l'audio in maniera immediata
- Audio di qualità superiore: 2 W
- radio FM

Specifiche tecniche

- Voltaggio: 230 V
- Assorbimento: 100 W
- Lunghezza cavo: 3 m
- Isolamento: classe II (doppio isolamento)
- Frequenza: 50 Hz
- Tipo di lampade: 1 lampadina a incandescenza Philips
- Durata delle lampade: 1.000 ore (sostituzione facile)

Peso e dimensioni

- Dimensioni scatola A: 22,5 x 49,5 x 34,1 (PxLxA) cm
- Dimensioni del prodotto: 13,5 x 20 x 30 (PxLxA) cm
- Peso del prodotto: 1,5 Kg
- Peso scatola F: 2,1 Kg
- Peso scatola A: 7,8 Kg
- Numero di scatole F nella scatola A: 3 pz.
- Quantità in euro: 126 pz.
- Dimensioni scatola F: 16 x 21 x 32 (PxLxA) cm

Dati logistici

- Codice CTV: 884346101000
- Paese di origine: Cina

Sicurezza

- Protezione UV: nessuna radiazione UV
- Con certificazione Cenelec

Semplicità d'uso

- Piedini in gomma antiscivolo
- Pulsante rapido on/off
- Dimensioni compatte: richiede poco spazio sul comodino (13,5x20 cm)
- Pulsante snooze per l'audio: 9 minute(s)
- Funzione di controllo veloce (90 sec.): controlla quando viene l'alba domani/livello sonoro in 90 sec.
- Funzione di emergenza in caso di mancanza di elettricità: 5 minute(s)

Apparecchio Medicale

- Effetti benefici garantiti: con certificazione di conformità alla direttiva per i dispositivi medicali

Spia luminosa

- Lampadina Wake-up Light con spettro naturale della luce: 100 W
- Luce per una lettura agevole: 400 Lux a 40-50 cm
- Processo di simulazione dell'alba (0-: 30 minute(s))
- Regolatore di intensità luminosa: 0-400 Lux a 40-50 cm
- Funzione di attivazione/disattivazione della luminosità

Display

- Display LCD di facile lettura: 50x50 mm
- Controllo della luminosità del display: 3 impostazioni (basso, medio, alto)