



Philips goLITE BLU
energielamp

oplaadbaar
internationale stroomadapters



HF3330/01

Meer energie

De hele dag door energie op natuurlijke wijze

De Philips goLITE BLU is een draagbare, compacte energielamp die een helder blauw licht verspreidt dat aan een zomerdag doet denken. Dit soort lichttherapie staat erom bekend dat het u op elk gewenst moment energie geeft en is een uitstekende remedie tegen de winterblues.

Eenvoudig, handig en comfortabel in het gebruik

- Aanraakscherm met achtergrondverlichting om timer en lichtintensiteit aan te passen
- Extra duurzame LED-lampen
- Handig draagbaar en oplaadbaar
- Met slechts 15-45 minuten per dag merkt u het resultaat
- 100% UV-vrij blauw licht

Geeft meer energie en gaat winterblues tegen

- Helpt de symptomen van winterblues te bestrijden
- Vermindert vermoeidheid door jetlags
- Geeft meer energie
- Maakt gebruik van speciaal blauw licht, zoals een heldere, zonnige hemel

Bewezen voordelen

- Klinisch bewezen*: verbetert het humeur en geeft meer energie
- 100 jaar aan Philips-expertise in verlichtingstechnologie
- Onafhankelijk onderzoek laat een verbeterd energieniveau zien bij gebruikers

PHILIPS

Kenmerken

Natuurlijk blauw licht




De goLITE BLU-energielamp produceert een speciaal soort blauw licht dat op zeer zonnige, heldere dagen van nature aanwezig is. Speciale receptoren in de ogen absorberen dit blauwe licht, waardoor u zich op elk gewenst moment energiek voelt.

Gaat winterblues tegen



In landen waar de winters lang zijn en maar weinig daglicht is, hebben veel mensen last van een verlaagd energieniveau. Dit wordt ook wel de winterblues genoemd. De winterblues begint meestal in de herfst en kan enkele weken duren. Met de goLITE BLU van Philips kunt u de klachten eenvoudig verlichten, zodat u zich weer net zo energiek voelt als in de zomer.

Geeft meer energie



In de drukte van het dagelijkse leven wordt er veel van ons gevraagd. We willen zowel op ons werk als thuis optimaal presteren. Soms merken we dat we gedurende de dag een

beetje inzakken. Door - op een moment van uw keuze - de goLITE BLU te gebruiken, wordt u op natuurlijke wijze energiever en alerter.

Helpt tegen jetlag

Veel mensen die reizen, hebben na een lange vlucht last van een jetlag. Wanneer u tijdens de klachten de goLITE BLU gebruikt, krijgt u op natuurlijke wijze meer energie. Bovendien kan het gebruik van de goLITE BLU u helpen uw lichaam aan de nieuwe tijdzone aan te passen.

15-45 minuten per dag te gebruiken



Plaats de goLITE BLU in uw gezichtsveld; u hoeft niet rechtstreeks in het licht te kijken. Wanneer u de goLITE BLU-energielamp 15 minuten of langer gebruikt, verbetert u op natuurlijke wijze uw stemming en energieniveau wanneer u dat nodig hebt. Langer gebruik is absoluut veilig. Wanneer u het apparaat tijdens de wintermaanden elke ochtend gebruikt, nemen de klachten van de winterblues af.

Overal te gebruiken



Dankzij het compacte ontwerp, de opbergtas, de oplaadbare batterij en de internationale adapters kunt u de goLITE BLU eenvoudig gebruiken, opbergen en meenemen op reis.

Instelbare timer en intensiteit



U kunt de timer via het aanraakscherm aan uw wensen aanpassen (1 tot 60 minuten). Met de dimmer kunt u kiezen uit een van de 4 helderheidsniveaus. Wanneer u een herinnering instelt voor de tijd van de behandeling, weet u zeker dat u geen enkele lichtsessie mist.

Duurzame LED's



De duurzame LED-lampen van de goLITE BLU kunnen 50 jaar lang gedurende 30 minuten per dag worden gebruikt zonder dat de kracht afneemt.

UV-vrij



Het heldere, blauwe licht geeft u op natuurlijke wijze meer energie. Het effect is hetzelfde als op een zonnige dag, maar dan zonder de schadelijke UV-stralen van zonlicht.

Specificaties

Technische specificaties

- Snoerlengte: 180 cm
- Vermogen: 12 W
- Spanning: 100-240 V
- Frequentie: 50/60 Hz
- Isolatie: Klasse II (dubbel geïsoleerd)
- Type lampen: LED
- Levensduur van lampen: 10.000 hr

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product: 14 x 14 x 2,5 cm
- Gewicht van het product: 0,4 kg
- Afmetingen doos (l x h x d): 17,8 x 17,8 x 17,8 cm
- Box weight: 0.9 kg
- Hoofddoos: 2

Logistieke gegevens

- Land van herkomst: China
- CTV-code: 884333001

Gebruiksvriendelijk

- Aanraakscherm met achtergrondverlichting
- Aan/uit-schakelaar
- Ingebouwde klok
- Pauzefunctie
- Alarm voor behandelingsherinnering
- Behandelingstimer: 0 - 60 min.

Comfortabele lamp

- Geavanceerde diffusie-optica
- Breed behandelingsveld
- Dimmer voor de lichtintensiteit: Ja, 4 niveaus
- Speciaal blauw licht

Medische apparatuur

- Richtlijn Medische Hulpmiddelen (MDD): 2007/47/EG, MDD 93/42/EG

Draagbaar

- Klein, compact ontwerp
- Interne accu
- Beschermend opbergetui inbegrepen
- Internationale stroomadapters

Welzijn door licht

- Biedt weerstand tegen de winterblues
- Verhoogt uw alertheid
- Biedt weerstand tegen jetlags
- Verhoogt het energieniveau

Veiligheid en voorschriften

- Niet voor algemene verlichting
- Zonder UV-straling: Geen UV- of bijna-UV-straling
- Voldoet aan IEC 60601-1 Ed. 3
- CE 0344-gecertificeerd



Publicatiedatum
2022-06-27

Versie: 1.0.1

EAN: 08 71010 34741 11

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Anderson, J. et al. Acta Psychiatr Scand 2009 120: 203-12