

Philips
EnergyLight



HF3308/01

Få ny energi

som på en solig dag

Särskild ljusapparat som ger dig det dagsljus och den energi som du behöver, oavsett årstid, på ett sådant sätt att du lätt kan göra användningen till en del av dina dagliga rutiner.

Säker användning

- UV-fri

Dokumenterade hälsofördelar

- Uppfyller direktivet för medicinska enheter (MDD)

Få ny energi på 30 minuter om dagen

- Philips EnergyLight-originallampor


Enkel att placera efter dina önskemål

- Justerbar vinkel

PHILIPS

Funktioner

Philips EnergyLight-originallampor



EnergyLight har Philips EnergyLight-originallampor som producerar ljus med samma intensitet och kvalitet som dagsljus. Den kan faktiskt ge upp till 10 000 lux, men utan att du blir bländad. Om du använder EnergyLight i bara 30 minuter om dagen (du behöver inte titta in i lampan hela tiden) med en ljusintensitet på 10 000 lux kommer du att märka att du får mer energi och blir på bättre humör efter bara fem dagars användning.

Justerbar vinkel



Apparaten kan placeras i olika vinklar för bekväm användning.

UV-fri



I EnergyLight används hela dagsljusspektrumet. Den uppfyller europeiska säkerhetsstandarder och har en skärm med UV-filter. EnergyLight är därför säker att använda.

Uppfyller direktivet för medicinska enheter (MDD)



Den här enheten har dokumenterade hälsofördelar, och är certifierad enligt direktivet för medicinska enheter (MDD).

Tekniska specifikationer

- Sladdlängd: 3 m
- Effekt: 72 W
- Isolering: Klass II (dubbel isolering)
- Frekvens: 50/60 Hz
- Spänning: 220/230
- Typ av lampor: 2 PL-L 36 W Philips EnergyLight
- Livslängd för lampor: 10 000
- Typ av ballast: HF-K 236TLD (hög frekvens)
- Ballastfrekvens: 42 000 kHz

Vikt och mått

- Produktvikt: 3,5 kg
- Produktstorlek: 33 x 57 x 18 (B x H x D) cm
- Kvantitet på europall: 30 (Storbrit. 39) pcs
- F-låda, mått (= A-låda): 36 x 62,2 x 21,5 (B x H x D) cm
- F-låda, vikt (= A-låda): 4,4 kg

Logistisk information

- Ursprungsland: Tyskland
- CTV-kod: 884330801000

Säkerhet

- UV-fri: ingen UV-strålning kommer genom filtreringsskärmen
- Inget flimmer: tack vare ballast med hög frekvens för att undvika huvudvärk
- Cenelec-certifierad

Lättanvänd

- Användarprotokoll på produkten: Anger hur länge du ska använda den vid ett visst avstånd
- På/av-knapp

Få ny energi på 30 minuter om dagen

- Philips EnergyLight, original: lampor: 10 000 lux vid 20 cm, 2 500 lux vid 60 cm

Enkel att placera

- Justerbar vinkel: 20 grader
- Kompakt format: 18 x 33 (D x B) cm

Nöjdhetsindikator

- 94 % nöjda användare

Medicinsk utrustning

- Dokumenterade hälsofördelar



Publiceringsdatum
2022-06-29

Version: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com