



Philips
Wake-up Light

Maro/negru

HF3462/20

Începeți ziua într-un mod plăcut

Lumina care vă trezește în mod natural

Wake-up Light vă trezește ușor și natural, oferindu-vă energia unei dimineți de vară. Inspirându-se din experiența Philips de 100 de ani în ce privește iluminarea, Wake-up Light oferă beneficii dovedite medical.

Philips - expertul în lumină

- 100 de ani de experiență în iluminare

Beneficii de sănătate dovedite

- Sprijinit de Directiva pentru dispozitive medicale (MDD)

Intensitate lumină

- Până la 400 lucși, atât pentru trezire naturală cât și pentru citire cu ușurință

Lumina vă trezește în mod natural

- Lumina progresivă influențează pozitiv hormonii energiei

Treziți-vă cu postul de radio preferat

- Radio FM digital

PHILIPS

Repere

Lumina vă trezește în mod natural



Lumina crește progresiv cu 30 de minute înainte de ora de trezire stabilă. Lumina vă ajunge la ochi și influențează pozitiv hormonii de energie, pregătind corpul pentru trezire. Aceasta face trezirea mai plăcută.

Intensitate lumină 400 lucși



Wake-up Light (HF 3461) oferă o intensitate a luminii de până la 400 de lucși. S-a dovedit clinic că aveți nevoie de până la 250 lucși pentru a influența hormonii de energie astfel încât să vă treziți plini de energie. Pentru citire cu ușurință, aveți nevoie de un nivel al luminii de 300 până la 400 de lucși.

Trei sunete naturale sau un semnal sonor plăcut



La ora stabilită pentru trezire, veți auzi un sunet natural plăcut sau, dacă preferați, un semnal sonor plăcut. Acesta pornește silențios și durează un minut și jumătate pentru a ajunge la nivelul de volum selectat. Există trei sunete naturale dintre care puteți alege: păsărele dimineața în pădure, valuri pe plajă sau o broscuță și o rață într-un eleșteu mic. Sunetul care crește gradat va face procesul de trezire plăcut

și delicat, asigurând că nu veți fi trezit niciodată brusc. Când sunetul atinge nivelul de volum selectat, este ușor să vă dați jos din pat.

Radio FM digital



Radioul FM digital integrat vă permite să vă treziți cu melodiile dvs. preferate sau postul de știri în fiecare zi. Este suficient să selectați postul de radio și, la ora fixată pentru trezire, acesta va porni, la început încet, crescând gradat timp de 90 de secunde până la nivelul de volum selectat.

Philips - expertul în lumină

Philips este o companie cu statut de lider în întreaga lume în domeniul tehnologiei de iluminare. Cu o experiență de mai bine de 100 de ani în acest domeniu, Philips este un expert veritabil privind lumina și efectele ei benefice asupra corpului uman. Wake-up Light combină toată această experiență într-un produs semnificativ, avansat tehnologic și ușor de utilizat care va îmbunătăți confortul multor persoane.

Sprijit de Directiva pentru dispozitive medicale (MDD)



Acest dispozitiv are beneficii dovedite asupra sănătății, conform certificării de către Directiva pentru dispozitive medicale (MDD).

Specificații

Sunet

- Sunet de trezire: 3 sunete naturale (păsărele dimineața, malul mării, heleșteu), semnal sonor plăcut de trezire, postul de radio FM preferat
- Funcție pentru oprirea sunetului: opțiune pentru a opri imediat sunetul
- Boxă premium: 2 W
- radio FM

Specificații tehnice

- Lungime cablu: 3 m
- Alimentare: 100 W
- Tensiune: 230 V
- Izolație: clasa II (izolație dublă)
- Frecvență: 50 Hz
- Tipuri de lămpi: 1 lampă incandescentă Philips
- Durata de viață a lămpilor: 1000 de ore (ușor de înlocuit)

Greutate și dimensiuni

- Greutate produs: 1,5 kg
- Dimensiuni produs: 13,5 x 20,0 x 30,0 (A x L x H) cm
- Dimensiuni box: 22,5 x 49,5 x 34,1 (A x L x H) cm
- Greutate cutie (F-box): 2,1 kg
- Număr de cutii în box: 3 pcs
- Cantitate pe europalet: 126 pcs
- Greutate cutie (A-box): 7,8 kg
- Dimensiune cutie: 16,0 x 21,0 x 32,0 (A x L x H) cm

Date logistice

- Cod CTV: 884346220000
- Țara de origine: China

Siguranță

- Fără UV: Fără radiații ultraviolete
- Certificat Cenelec

Ușor de utilizat

- Picioare anti-alunecare din cauciuc
- Buton de pornire/oprire rapidă
- Dimensiuni compacte: spațiu necesar limitat pe noptieră (13,5 x 20 cm)
- Buton de amânare pentru sunet: 9 de minute
- Funcție de verificare rapidă (90 sec.): Verificați nivelul de lumină/sunet din dimineața următoare în 90 de sec.
- Funcție pentru pană de curent: 5 de minute

Echipment medical

- Beneficii de sănătate dovedite: sprijinit de certificatul Directivei pentru dispozitive medicale

Lumină

- Bec Wake-up Light cu spectru de lumină de zi naturală: 100 W
- Lumină pentru citire cu ușurință: 400 lucși la 40 - 50 cm
- Proces de simulare a răsăritului (0-: 30 de minute
- Reducere a intensității luminii: 0 - 400 lucși la 40 - 50 cm
- Funcție pentru lumină pornită/oprită

Afișaj

- Afișaj LCD ușor de citit: 50 x 50 mm
- Controlul luminozității afișajului: 3 setări (mică, medie, mare)

