




Philips
Infračervená lampa
InfraPhil

150 W



HP3616

Úľava od bolesti svalov

Hlboké sústredené infračervené teplo

Hlboké sústredené teplo z infračervenej lampy

Jednoduché používanie

- Prepínač zapnuté/vypnuté
- Nastaviteľný uhol

Úľava od bolesti svalov

- Hlboko prenikajúce infračervené teplo

Ľahko sa skladuje

- Odkladanie kábla

PHILIPS

Technické údaje

Jednoduché používanie

- Možnosť nastavenia: 0-40 stupňov (spätne)

Ľahké použitie

- Prepínač zapnuté/vypnuté

Technické špecifikácie

- Životnosť svetelného zdroja: 750 sedení, každé po 10 minút

Bezpečnosť

- V súlade s certifikátom IEC: V súlade s certifikátom IEC 60335

Jednoduché odkladanie

- Odkladanie kábla: áno

Technické údaje

- Napätie: 220/230 alebo 240/250 V V
- Prikon: 150 W
- Dĺžka kábla: 180 m
- Frekvencia: 50 Hz

- Izolácia: Trieda II (dvojitá izolácia)
- Typ žiariviek: PAR 38E, 150 W + prizmatické krúžky pre lepšie zacielenie

Hmotnosť a rozmery

- Rozmery produktu: 22,0 x 13,0 x 18,5 (VxŠxH) cm
- Hmotnosť výrobku: 1 kg
- Rozmery A boxu: 24,0 x 28,8 x 62,4 (VxŠxH) cm
- Hmotnosť obalu: 1 kg
- Hmotnosť kartónu: 6,4 kg
- Množstvo na europalette: 192 pcs
- Počet F boxov v A boxe: 6 pcs
- Rozmery F boxu: 22,5 x 14,0 x 20,4 (VxŠxH) cm

Logistické údaje

- CTV kód: 884361601000
- Krajina pôvodu: Nemecko

Lekársky prístroj

- Norma o zdravotníckych zariadeniach: 2007/47/ES, MDD 93/42/EHS

Hlavné prvky

Hlboko prenikajúce infračervené teplo



U infračerveného svetla sa preukázalo, že umožňuje efektívnu úľavu od bolesti, ktorú spôsobujú bolesti svalov a stuhnuté kĺby. Prijemné teplo, ktoré vytvára infračervené svetlo, preniká hlboko do pokožky, stimuluje cirkuláciu krvi a zahrieva vaše svaly. Po upokojení sa svaly automaticky uvoľnia a upokoja. Teplo zároveň zlepšuje pružnosť tkaniva, vďaka čomu znižuje stuhnutosť kĺbov a zvyšuje ich pohyblivosť.

Nastaviteľný uhol

Infračervená lampa sa dá jednoducho polohovať až o 40 stupňov smerom dozadu.

Prepínač zapnuté/vypnuté

Na zadnej strane infračervenej lampy je jednoduchý prepínač zapnuté/vypnuté, takže zariadenie nebudete musieť po každej liečbe odpojiť.

Odkladanie kábla



Infračervená lampa obsahuje na zadnej strane držiak na uskladnenie kábla. Jednoducho namotajte kábel okolo držiaka a zariadenie sa bude dať opätovne jednoducho uskladniť.

