

Philips Sonicare For Kids
標準型音波震動牙刷刷頭

1 組
標準型
一按即用
適合兒童使用的清潔方式

HX6041/11



迅速實現卓越清潔效果。*

清潔並保護燦爛笑容，4 歲以上兒童適用

Sonicare For Kids 兒童成長系列牙刷刷頭最適合還在長牙的小嘴巴。本牙刷刷頭專門搭配 For Kids 電動牙刷使用，合力提供更加安全愉快的刷牙體驗，讓孩子在獲得樂趣的同時建立良好習慣。

A brush head that fits multiple handles

- 適用於任何飛利浦 Sonicare 一按即用牙刷

Proven to improve oral health

- 每日例行的最佳口腔保健

Designed to optimize performance

- 7 歲以上
- 每秒徹底發揮優越潔牙能力
- 獨特設計可發揮最佳音波震動效果

給孩子的口腔徹底潔淨的感覺

- 相較於手動牙刷能提高 75% 的清潔效能

PHILIPS
sonicare

標準型音波震動牙刷刷頭

1 組 標準型，一按即用，適合兒童使用的清潔方式

焦點

嚴格檢驗品質保證



飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列牙刷刷頭經醫學證實，相較於手動牙刷，牙菌斑清除效果更為優異。立即增加兒童口腔的防護，遠離蛀牙，讓看診體驗更輕鬆愉悅。嚴格檢驗品質保證，否則退費。

7 歲以上



飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列標準型牙刷刷頭的貼面設計適合 7 歲以上孩童的牙齒，柔軟刷毛能達到溫和的清潔效果。刷頭背面的橡膠成型部分提供更安全愉悅的潔淨感受。另有專為 4 歲以上孩童設計的迷你型牙刷刷頭。

迅速實現卓越清潔效果



我們的音波震動動力能在小朋友有限的刷牙時間內充分發揮清潔作用，同時協助他們培養良好的健康習慣，讓他們完全掌握刷牙技巧。

最佳音波震動效果




飛利浦 Sonicare 刷頭具備我們高頻率高振幅的重要核心技術，刷頭每分鐘刷動超過 31,000 次。從牙刷握把到刷頭充分展現我們無人能及的音波震動技術。此音波震動效果會產生流體潔牙作用力，可深入齒間和牙齦曲線，每次都能達到優異的清潔效果，溫和不刺激。

一按即用刷頭系列



飛利浦 Sonicare For Kids 兒童成長系列刷頭只需輕輕一按即可在牙刷握把上拆裝，不僅能夠緊密貼合，並可輕鬆維護與清潔。

口腔健康更加分



效能如同所有正牌飛利浦 Sonicare 牙刷刷頭，這款牙刷刷頭能保護牙齒與牙齦。每支牙刷刷頭皆經過品質測試，確保提供持久耐用的絕佳效能。

HX6041/11

規格

設計與外型

- 色彩：藍色

設計與外型

- 硬式刷毛：中
- 提示型刷毛：藍色刷毛褪色
- 尺寸：標準型

相容性

- 刷頭設計：一按即用
- 適用於以下型號：HealthyWhite+ 健康靚白系列，兒童專用

內附配件

- 刷頭：1 支 Sonicare for Kids 兒童成長系列標準型

品質與功效兼具

- 替換：每 3 個月
- 經品質測試：最佳使用狀況

對健康有益

- 清除牙菌斑：牙菌斑清除效果提高 75%*



發行日期 2022-06-29

版本：2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 牙菌斑清除效果較手動牙刷提高達 7 倍