

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

DiamondClean

5 modes

2 têtes de brosse

HX9342/02



Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

Des dents plus blanches avec la brosse à dents électrique Philips Sonicare

La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Effet blancher 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle
- Mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Système de charge : verre de charge

Vous aide à respecter les recommandations de votre dentiste

- Le minuteur de 2 minutes vous aide à respecter la durée de brossage recommandée
- Le minuteur Quadpacer à intervalles favorise un brossage soigneux

Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare

Points forts

Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire




Élimine jusqu'à 7 x plus de plaque qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès.

Améliore la santé des gencives



Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Effet blancheur 2 fois plus efficace



Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.

Tête de brosse DiamondClean



Les têtes de brosse DiamondClean offrent les meilleures performances d'éclaircissement de la gamme Philips Sonicare. Elles sont dotées de brins implantés en forme de losange qui nettoient efficacement et en douceur les taches extrinsèques ainsi que la plaque dentaire. Les taches causées par le café, le thé, le vin rouge, les cigarettes et le tabac sont éliminées en seulement 1 semaine.

Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives



Brosse à dents Philips Sonicare avec mode Sensitive : nettoyage en douceur des dents et des gencives sensibles

Quadpacer



Les sonneries à intervalles de 30 secondes vous assurent de bien nettoyer chaque quadrant de votre bouche, pour garantir un brossage complet de la bouche.

SmarTimer




Le minuteur de 2 minutes de la brosse à dents électrique Philips Sonicare vous permet de respecter la durée de brossage recommandée.

Système de charge



Placez simplement votre brosse à dents électrique Philips Sonicare dans le verre pour la recharger. Il peut également être utilisé comme un verre à dents traditionnel.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle



La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.



Caractéristiques

Design et finition

Couleur: Blanc céramique

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines**

Type de batterie: Lithium ION

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Poignée: Design ergonomique ultracompact

Autonomie de brossage: Jusqu'à 3 semaines**

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 DiamondClean compacte, 1 DiamondClean standard

Manches: 1 DiamondClean

Chargeur: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Performances: Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire*

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Minuteur: Quadpacer et SmartTimer

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace*

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanche: Élimine les taches à la surface des dents

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Polissage: Pour des dents éclatantes

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

