

Philips
EnergyLight

HF3309/01



Enerjik hissedin

güneşli bir günde olduğu gibi

Hangi mevsimde olursanız olun, günlük yaşantınıza kolayca uyacak şekilde size ihtiyacınız olan gün ışığı ve enerjiyi veren, ışık seviyesini ayarlama özelliğine sahip özel ışık cihazı.

Safe to use

- UV yaymaz

Proven health benefits

- Tıbbi Araçlar Yönetmeliği (MDD) tarafından desteklenmektedir

Feel energetic in 30 minutes a day

- Orijinal Philips EnergyLight lambalar

Easy positionable for personal preference

- Ayarlanabilir açı


Comfortable light

- Işık seviyesi ayarlayıcı

PHILIPS

Özellikler

Orijinal Philips EnergyLight lambalar



EnergyLight, doğal gün ışığının tüm yoğunluğu ve kalitesiyle ışık üreten orijinal Philips EnergyLight lambalara sahiptir. Göz kamaştırma ve parlama yapmadan size 10.000 lüks değerinde ışık verebilir. EnergyLight'ı günde 30 dakika (bu süre boyunca lambaya doğrudan bakmaya gerek yoktur) 10.000 lüks yoğunlukta kullanırsanız, sadece 5 günlük kullanım sonunda enerji seviyenizde ve ruh halinizdeki değişikliği fark edeceksiniz.

Dijital zamanlayıcı ve ekran



EnergyLight HF 3309, kullanım kolaylığı için, kazanılan enerji miktarı ile ilgili doğrudan geri bildirim yapan, dahili kullanıcı protokollü dijital kullanıcı arabirimi ile donatılmıştır.

Işık seviyesi ayarlayıcı



Cihazı sizin için kullanışlı (örn. kolay okuma için) bir ışık seviyesinde kullanın ve kişin rahatından

kurtulup yazın enerjisiyle dolun. EnergyLight, bir ışık yoğunluğu ayarlayıcıya sahiptir; böylece, kişisel tercihinize uyacak şekilde 0 - 10.000 lüks (15-20 cm'de) değeri arasında kolayca ayarlanabilir.

Ayarlanabilir aç



Cihaz rahat kullanım için çeşitli açılarda konumlandırılabilir.

UV yaymaz



EnergyLight, doğal gün ışığı tayfı kullanır. Avrupa güvenlik standartlarını karşılar ve UV filtreleyici bir filme sahiptir. Bu nedenle EnergyLight, kullanım açısından güvenlidir.

Tıbbi Araçlar Yönetmeliği (MDD) tarafından desteklenmektedir



Bu cihazın sağlığa kanıtlanmış faydaları vardır ve Tıbbi Araçlar Yönetmeliği (MDD) tarafından onaylanmıştır.

Teknik Özellikler

Teknik özellikler

- Kordon uzunluğu: 3 m
- Güç: 72 W
- Yalıtım: Sınıf II (çift izolasyonlu)
- Frekans: 50/60 Hz
- Gerilim: 220/230
- Lamba tipleri: 2 PL-L 36W Philips EnergyLight
- Lambaların ömrü: 10.000
- Balast tipi: HF-R 232PLT (Yüksek Frekans)
- Balast çalışma frekansı: 42.000 kHz

Ağırlık ve boyutlar

- Ürün ağırlığı: 3,5 kg
- Ürün boyutları: 33x57x18 (GxYxD) cm
- Avrupa ölçü sistemi miktarları: 30 (İngiltere 39) pcs
- F kutusu boyutları (=A kutusu): 36x62,2x21,5 (GxYxD) cm
- F kutusu ağırlığı (=A kutusu): 4,4 kg

Lojistik verileri

- CTV kodu: 884330901000
- Menşei: Almanya

Güvenlik

- UV yaymaz: Filtreleme ekranından UV ışını yaymaz
- Titreşimsiz: baş ağrılarına önleyen yüksek frekans balastı sayesinde
- Cenelec onaylı

Kullanım kolaylığı

- Dijital kullanıcı arabirimi: enerji ve zamanla ilgili geri bildirim için
- Ürün üzerinde kullanıcı protokolü
- Açma/kapama düğmesi
- Enerji çubuğu: , ne kadar enerji kazanıldığını gösterir
- Dijital zamanlayıcı
- Duraklatma fonksiyonu

Günde 30 dakika ile enerjik hissedin

- Orijinal Philips EnergyLight: lambalar: 20 cm'de 10.000 Lüks, 60 cm'de 2.500 Lüks

Rahat ışık

- Işık seviyesi ayarlayıcı

Kolay konumlandırılır

- Ayarlanabilir aç: 20 derece
- Kompakt boy: 18x33 (DxG) cm

Memnuniyet göstergesi

- %94 memnun kullanıcı
- En uygun satın alım: HF 3305'in yerine geçen ürün olarak STIWA (2003) tarafından ödüllü

Tıbbi cihaz

- Sağlığa faydası kanıtlanmış



Yayın tarihi 2022-09-12

Sürüm: 2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com