

Philips Sonicare Elite
聲波電動牙刷

HX9882



體貼護理系統

產品擁有 4 種體貼護理模式

各人對口腔護理的要求也有所不同。既然如此，為何不使用一款既可滿足個人需要又擁有卓越效能的電動牙刷。

2 款刷頭尺寸及 2 段清潔速度

- 日常全面口腔清潔，按摩並刺激牙肉
- 標準型使清潔更全面，精細型則可針對難以觸及的部位作特別護理

卓越清潔技術

- 臨床實驗證明安全而溫和
- 液體清潔動力可深入清潔牙縫
- 可清除難刷部位的牙菌膜
- 更健康的牙齦

個人化清潔

- 刷牙動力增強裝置程式，使用戶適應 Sonicare 聲波震動牙刷
- 四時段 30 秒間隔提示確保均勻清潔口腔內各部位

PHILIPS
sonicare

產品特點

2 款刷頭尺寸




標準型使清潔更全面，精細型則可針對難以觸及的部位作特別護理

2 種速度選擇




高速可確保日常全面口腔清潔，低速則處理敏感部位並按摩牙肉。

四時段計時器



四時段 30 秒間隔提示確保均勻清潔口腔內各部位

刷牙動力增強裝置



在首 14 次使用時逐漸增強刷牙動力，幫助新用戶逐漸適應 Sonicare 聲波震動牙刷

2 分鐘時間掣



液體清潔動力可深入清潔牙縫

優化充電顯示屏

可清除難刷部位的牙菌膜

安全而溫和



Philips Sonicare 電動牙刷可溫和地用於齒列矯正器（用於齒列矯正器時刷頭耗損較快）、牙齒修復（補牙、牙冠、瓷貼面）與牙周袋。

更健康的牙齦

臨床實驗證明，可改善牙齦炎並有助縮小牙周袋。

規格

配件

- HX7001: Elite 標準單刷頭包裝
- HX7002: Elite 標準雙刷頭套裝
- HX7011: Elite 精細單刷頭包裝
- HX7012: Elite 迷你雙刷頭套裝

技術規格

- 電壓：220-240 伏
- 操作時間（從完全充電到沒電）：28 次刷牙
- 充電時間：小時 hour(s)
- 可充電電池：鎳鎘
- 速度（最高）：每分鐘擺動 31,000 次

重量與尺寸

- 彩盒尺寸：17.2 x 9.5 x 23.5 英寸
- 彩盒重量：0.68 磅
- 外紙箱尺寸：35.1 x 29.7 x 24.1 英寸
- 外紙箱重量：4.08 磅
- A- 盒件數：6 pcs

其他功能

- 智能計時器：牙醫建議的 2 分鐘刷牙時間
- 優化充電顯示屏：綠色表示滿電；黃色則表示需要充電。
- 符合人體工學的流線型刷柄：為改善使用效果而設的防滑手柄
- 刷牙動力增強裝置：使用 14 次之後可逐漸增加力度。
- 可設定 Quadpacer4 時段提示：平均清潔間隔時間為 30 秒
- 2 種速度選擇：選擇你感到最舒適的速度
- 2 種刷頭型號：標準型可徹底清潔，輕巧型則可精確定位

清潔效能

- 速度：每分鐘刷動高達 31000 次



出版日期 2022-06-30

版本：2.0.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com