

# PHILIPS

## sonicare

充电式声波震动牙刷

ProtectiveClean  
5100

内置压力传感器

3 种模式

1 种 BrushSync 功能

旅行收藏盒



HX6421/51



## 轻轻松松，让牙龈更健康。

相比手动刷牙，我们将牙龈健康程度提至 100%

相对于手动刷牙方式而言，采用压力传感器的温和刷牙技术将牙龈健康程度提至 100%

### Proven to improve oral health

- 有效改善牙龈健康\*
- 安全且柔和地清洁敏感部位、畸齿矫正和口腔治疗的部位。

### Designed around you

- 鼓励您彻底刷牙
- 旅行可轻松携带

### Innovative technology


- 提醒您是否用力过猛
- 始终了解何时更换您的刷头
- 飞利浦 Sonicare 先进的声波技术
- 连接智能刷柄和智能刷头

### Optimize your brushing

- 从三种模式中进行选择

# 产品亮点

## 提升牙龈健康




密集排列的优质刷毛为您提供格外轻柔的刷牙体验，可清除牙龈周围的牙菌斑，与手动牙刷相比，更加有效改善牙龈健康。此外，特殊的弯曲电动头可触及口腔后部的牙齿，使口气清新。

## 三种模式



这款牙刷可以让您根据自己的需求自定义刷牙模式，有三种模式可供选择。清洁模式为您提供标准出众的清洁体验。净白模式是去除表面污渍的理想模式。护龈模式增添额外 1 分钟低功率刷牙时间，以便您轻柔地按摩牙龈。

## 安全且柔和



您可以尽享安全的刷牙体验：我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠和烤瓷牙，有助于预防蛀牙并改善牙龈健康。

## 飞利浦的声波技术



飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

## 监控您的刷牙力度



用力过猛会损坏您的牙齿和牙龈。为了防止此情况，飞利浦 Sonicare ProtectiveClean 会发出轻微的脉冲音，以提醒您减轻压力。

## BrushSync 技术



支持微芯片技术，能够检测并同步智能刷头与智能刷柄。智能刷柄和智能刷头组合功能强大，具有智能更换提醒功能。

## BrushSync 刷头更换提醒



随着时间的推移，所有的刷头都会磨损。但我们的 BrushSync 技术可以追踪您使用刷头的时间以及您刷牙的力度。需要更换刷头时，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会对您进行提醒。如此一来，您就能确保您的刷头正常工作。

## 实用定时器



需要一款带计时器的电动牙刷？当您消耗了足够的时间对口腔进行彻底清洁后，我们的 QuadPacer 会提示您；当您已刷牙时间达到建议的 2 分钟后，我们的 Smartimer 会提示您。

## 便利的旅行收藏盒和充电器



我们的优质旅行收藏盒可以卫生地存储牙刷，同时我们的小型充电底座可让您在旅行中保持电量充足。充满一次电您就可以正常使用两周，充电器能在您长途旅行时解您燃眉之急。

# 规格

## 功率

电压: 110-220 伏

## 技术规格

电池: 充电式设计

操作时间 (电量从满到空): 长达 2 周

电池类型: 锂离子

## 设计和外观

颜色: 海军蓝

## 服务

保修: 2 年全球保修

## 操作简易

牙刷柄兼容性: 便捷的卡入式刷头

电量不足指示: 指示灯显示电池状态

手柄: 设计纤巧, 符合人体工学

刷牙时间: 长达 2 周

更换提醒: 始终确保卓越效果, 提醒图标亮起

## 包含

旅行收藏盒: 1

刷头: 1 个牙龈保健型刷头 (G2)

手柄: 1 个 ProtectiveClean

充电器: 1

## 清洁效能

速度: 高达 62000 次电刷运动/分钟

健康益处: 短短两周内提升牙龈健康, 有助于减少蛀牙

牙

提醒功能: Quadpacer 30 秒时段定时器和

Smartimer 2 分钟智能计时器

压力反馈: 可提示用户的振动手柄

## 模式

清洁: 实现卓越的每日清洁

护龈: 轻柔按摩牙龈

亮白: 清除表面牙齿色斑

## 精锐感知科技

BrushSync 刷头更换提醒: 始终了解, 何时更换刷头

智能力度感应: 刷牙太过用力时提醒

