

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische
tandenborstel

HealthyWhite

3 standen

2 opzetborstels

HX6732/02



Wittere en gezondere tanden

De ultieme tandenborstel voor wittere tanden

Iedereen houdt van een stralend witte glimlach. Uw tanden krijgen hun natuurlijke witheid weer terug. Het is aangetoond dat de Sonicare HealthyWhite HX6732/02 elektrische tandenborstel bij regelmatig gebruik van de Clean & White-poetsstand in slechts twee weken verkleuringen van uw tanden verwijdert.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Natuurlijk wittere tanden dankzij gepatenteerde sonische technologie
- Philips Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden
- Sensitive-poetsstand: zachte reiniging van tanden en tandvlees

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen
- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt

Superieure reiniging

- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden
- Verwijdert tot wel 2x meer tandplak dan een handtandenborstel
- De dynamische vloeistofwerking stuwt vloeistof tussen de tanden

Voor een gepersonaliseerde poetservaring

- Met het Easy-start-programma kunt u geleidelijk wennen aan de Sonicare-tandenborstel
- Clean en White-poetsstand: bewezen verwijdering van verkleuringen
- Clean-poetsstand: standaard poetsstand van 2 minuten


Kenmerken

Sonische technologie



De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Natuurlijk wittere tanden




Het is aangetoond dat de dynamische reinigingswerking van deze tandenborstel en het optimale contact met elke afzonderlijke tand verkleuringen van uw tanden verwijderen voor een witter gebit.

SmarTimer




De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Quadpacer




De intervaltimer van 30 seconden geeft aan wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van uw gebit even lang en grondig reinigt

Easy-start-programma



Voert de poetskracht geleidelijk op tijdens de eerste 14 poetsbeurten, zodat u rustig kunt wennen aan de Philips Sonicare elektrische tandenborstel

met Clean en White-poetsstand



Eerst 2 minuten poetsen voor een standaardreiniging en dan 30 seconden extra (gericht op de zichtbare voortanden) voor natuurlijk wittere tanden. Verwijdert verkleuringen als gevolg van koffie, thee, tabak en rode wijn. Maakt tanden 2 tinten witter in slechts 2 weken.*

Clean-poetsstand

Buitengewoon schoon, elke dag. Helpt gebleekte tanden wit te houden.

Voor wittere tanden



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel helpt bij het verwijderen en verminderen van vlekken op uw tanden voor een stralende lach.

Verwijdert tot wel 2x meer tandplak



De gepatenteerde sonische technologie verwijdert tot wel 2x meer tandplak dan een handtandenborstel.

Zachte reiniging van tanden en tandvlees



Philips Sonicare-tandenborstel met Sensitive-poetsstand: poetsstand voor zachte, maar grondige reiniging van gevoelig tandvlees



Specificaties

Vermogen

Spanning: 110 – 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):
Maximaal 3 weken**

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: IJswit

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Het lampje geeft de
batterijstatus aan

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk
opklikbare opzetborstels

Handvat: Slank, ergonomisch design, Rubberen
handgreep voor eenvoudig gebruik

Poetstijd: Maximaal 3 weken**

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 1 ProResults-compactborstel, 1
standaard ProResults

Handvatten: 1 HealthyWhite

Docking station: 1

Reisetui: 1

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het
verbeteren van de gezondheid van uw
tandvlees

Prestaties: Verwijdert tot wel 90% van de
vlekken*

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Timer: Quadpacer en SmartTimer

Wittere tanden: Maakt uw tanden tot 2 tinten
witter

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

Sensitive: Zachte reiniging van tanden en
tandvlees

Clean & White: 2 minuten Clean + 30 seconden
White

