

PHILIPS

sonicare

Sonic-sähköhammasharja
ja sovellus

DiamondClean 9000

Harjaustietojen helppo seuranta

Sisäänrakennettu paineanturi

Älykäs harjaspään tunnistus

4 harjaustilaa, 3 tehoa



HX9914/54



Terveemmät valkoisemmat hampaat pitkäaikaisin tuloksin

Valkoisemmat hampaat vain 1 päivässä****

Laadukasta Philips Sonicare -valkaisutehoa tyylikkäämmässä sonic-sähköhammasharjassamme. Vaihda nyt Philips Sonicareen.

Iloa tyylikkäästä ja käyttäjäystävällisestä muotoilusta

- Helppo ladata, siisti säilyttää

DiamondClean-käyttäjien suun terveys parantunut

- Tehokas plakkia vastaan, hellä ikenille
- Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia* puhdistaan hampaat perusteellisesti

Anna DiamondClean 9000 -hammasharjan sopeutua tarpeisiisi

- Yksilöllinen harjauskokemus
- Varoittaa, jos painat liian kovaa
- BrushSync-toiminto valitsee automaattisesti juuri sivulle sopivan tilan
- Saat muistutuksen, kun on aika vaihtaa harjaspäät

Pysy ajan tasalla henkilökohtaisen edistymisraportin avulla

- Omaksu terveelliset elintavat


Kohokohdat

Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*




C3 Premium Plaque Control -harjaspää takaa perusteellisimman syväpuhdistuksen. Sen pehmeät ja joustavat harjakset on suunniteltu myötäilemään hampaiden muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta** ja poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia myös vaikeapääsysisistä paikoista.

Edistymisraportti



DiamondClean 9000 auttaa terveellisten hampaiden harjaustottumusten omaksumisessa ja noudattamisessa hammaslääkärikäyntien välillä. Sen älykkäät anturit varoittavat liian voimakkaasta painamisesta, ja kun yhdistät harjauskokemukseen Sonicare-sovelluksen, saat räätälöidyn raportin, jonka avulla voit seurata edistymistäsi.

4 harjaustilaa, 3 tehoa



DiamondClean 9000 tarjoaa neljä vaihtoehtoa erilaisiin harjaustarpeisiin: Clean, White+, Gum Health ja Deep Clean+. Clean-tila takaa

erinomaisen päivittäisen puhdistuksen, White+ on tarkoitettu värjäytymien poistoon, Gum Health puhdistaa ikenet hellävaraisesti ja tehokkaasti ja Deep Clean+ tarjoaa perusteellisen syväpuhdistuksen. Valittavissa on kolme harjaustehoa sen mukaan, haluatko tehokkaan vai hellävaraisen puhdistuksen.

BrushSync-tilanvalinta



Älykkäiden harjaspäiden ansiosta käytössäsi on aina oikea tila ja teho parasta mahdollista puhdistusta varten. Jos esimerkiksi käytät W3 Premium White -harjaspäätä, DiamondClean 9000:n BrushSync-tekniikka valitsee automaattisesti White+-tilan värjäytymien poistamista varten.

Sisäänrakennettu paineanturi



Et ehkä itse huomaa, kun harjaat liian voimakkaasti, mutta DiamondClean 9000 pitää sinut ajan tasalla. Sen äänimerkki kertoo tarvittaessa, että voit harjata hellemmmin ja antaa harjan tehdä työt. Seitsemän kymmenestä ihmisestä oli sitä mieltä, että tämä ominaisuus auttoi heitä tulemaan paremmaksi harjaajaksi.

BrushSync-vaihtomuistutus



Harjaspäät kuluvat ajan myötä, ja niiden puhdistusteho heikkenee. Philipsin BrushSync-tekniikka seuraa, miten pitkään olet käyttänyt harjaspäätä ja kuinka voimakkaasti olet harjannut. Hammasharjan merkkivalo ja lyhyt äänimerkki kertovat, milloin harjaspää kannattaa vaihtaa uuteen.

Pitkäkestoinen akku



DiamondClean 9000:n akussa riittää virtaa tavallisessa käytössä jopa kahdeksi viikoksi yhdellä latauksella.

C3 Premium Plaque Defense



Premium Plaque Defence -harjaspää on kehitetty ainutlaatuisen tehokkaaseen syväpuhdistukseen. Sen pehmeät ja joustavat reunat ja harjakset myötäilevät hampaiden muotoja, joten se puhdistaa 4 kertaa tavallista suuremmalta alueelta ja ylettyy vaikeapääsysisiin paikkoihin*.

Tekniset tiedot

Liitännät

Langaton Bluetooth®-tekniikka: Yhdistetty harjaussovellus

Virta

Jännite: 110–220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): 14 päivää***

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Musta

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Yhteensopivuus

Android-yhteensopivuus: Android-puhelimet,

Bluetooth 4.0 -yhteensopivat tablet-laitteet

iOS-yhteensopivuus: iPad (3. sukupolvi tai

uudempi), iPhone 4S tai uudempi, iOS7 tai

uudempi, jossa iOS7-käyttöjärjestelmä

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Yhteensopiva kahva: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Muistutus vaihtamisesta: Muistutuskuvake

syttyy varmistaen, parhaan lopputuloksen

Pakkauksen sisältö

Kahva: 2 DiamondClean 9000

Harjaspäät: 2 C3 Premium Plaque Defense

Lasilaturi: 1

Latausteline: 2

Puhdistusteho

Suorituskyky: Poistaa jopa 10 kertaa enemmän plakkia*

Ajastin: BrushPacer ja SmarTimer

Painepalaute: Varoittaa rungon värinällä

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas

päivittäinen puhdistus

3 tehoa: Korkea, Matala, M

Deep Clean+: Perusteellinen syväpuhdistus

Ikenien hyvinvointi: Eryitystä huomiota

poskihampaisiin

White+: Poistaa pintavärytyksiä

Älykäs tunnistintekniikka

Paineanturi: Ilmoittaa, kun harjaat liian voimakkaasti

BrushSync-vaihtomuistutus: Saat

muistutuksen, kun on aika, vaihtaa harjaspäät

BrushSync-tekniikka: älykkään harjaspään,

Yhdistää älykkään hammasharjan ja

Ohjelmistotuki

Ohjelmistopäivitykset: Philips tarjoaa asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2 vuoden ajan ostopäivästä.



* enemmän verrattuna tavalliseen hammasharjaan

** verrattuna DiamondClean-hammasharjaan

***perustuu kahteen päivittäiseen kahden minuutin harjauskertaan.

****White+-tilassa verrattuna tavalliseen hammasharjaan käytettäessä markkinoiden johtavaa valkaisevaa hammastahnaa