

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische
tandenborstel

PowerUp

1 poetsstand

2 opzetborstels

HX3110/33



Betere plakverwijdering*

*Vergeleken met een gewone tandenborstel

Even gebruiksvriendelijk als een gewone tandenborstel, maar verwijdert meer plak.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Klinisch bewezen veilig en zacht
- Helpt gaatjes verminderen
- Philips Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden

Superieure reiniging

- Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen
- Sonische technologie
- Verwijdert meer plak dan een gewone tandenborstel

Guides you to follow dental recommendations

- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt

Een gemakkelijke manier om uw huidige routine te veranderen

- Met de vertrouwde poetsbeweging van een gewone tandenborstel
- Gebruiksvriendelijk


Kenmerken

Opzetborstel met gebogen nek



Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

Gebruiksvriendelijk



Het slanke, ergonomische handvat is net zo gebruiksvriendelijk als een gewone tandenborstel.

Vertrouwde poetsbeweging



De vertrouwde poetsbeweging en opzetborstelvorm, maar met de reinigingskracht van 15.000 bewegingen per minuut.

Helpt gaatjes verminderen



Twee maal per dag poetsen helpt gaatjes verminderen

Voor wittere tanden



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel helpt bij het verwijderen en verminderen van vlekken op uw tanden voor een stralende lach.

Verwijdert meer plak



Verwijdert meer plak dan een gewone tandenborstel.

Veilig en zacht



Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

SmarTimer



De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Sonische technologie

Meer bewegingen in 1 dag dan uw gewone tandenborstel in een maand. Meer dan 15.000 poetsbewegingen per minuut.



Specificaties

Ontwerp en afwerking

Kleur: Scuba-blauw, Roze

Vermogen

Spanning: 110 - 220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Batterijtype: NiMh

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk opklikbare opzetborstels

Handvat: Slang, ergonomisch design,

Rubberen handgreep voor eenvoudig gebruik

Levensduur accu: Tot 2 weken

Meegeleverde artikelen

Opzetborstels: 2 ProResults-standaardborstels

Handvatten: 2 PowerUp

Docking station: 1

Reinigingsprestaties

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

Prestaties: Verwijdert meer plak

Snelheid: Tot 15.000 poetsbewegingen/min.

Timer: SmarTimer

Wittere tanden: Voor wittere tanden

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

