

Philips Avent 親乳感輕巧
型單邊電動吸乳器
隨時隨地舒適吸乳

SCF323/11



隨時隨地舒適吸乳

飛利浦 Avent 親乳感輕巧型電動吸乳器，升級經典花瓣按摩墊，貼合乳房按摩乳腺，輕巧如蘋果大小般主機，USB 供電，讓您隨時隨地都可以舒適吸乳。

個人化

- 模擬寶寶吸吮，舒適自然
- 最少的組件和簡單直覺的操作
- 智能記憶
- 小型輕巧

溫和舒適

- 親膚舒適花瓣按摩墊

PHILIPS
AVENT

焦點

親膚舒適花瓣按摩墊



液態矽膠，適合 95% 媽媽乳房大小，舒適貼合；點觸手法，五點式按摩乳腺，有效按摩，舒適泌乳。

按摩吸乳雙韻律



模擬真實吸乳頻率，快而淺的刺激後接著慢而深層的波動，還原自然的吸吮韻律，讓吸乳體驗更加舒適，同時提升泌乳效率，減少吸乳時間。

容易清洗，安裝簡單



氣流乳汁分離，安全衛生，乳汁不會流入軟管，因此需要清洗的東西更少。更少的組件讓安裝變得輕而易舉。

智能記憶



自動記住媽媽吸乳喜好，只需坐下並按開始即可輕鬆吸乳。

小型輕巧



小型輕巧的馬達座

規格

功率

- USB-C 連接：是
- 主電壓：5V 且 ≥ 1 A
- 未隨附電源供應器。非充電式，僅限有線使用。：是

材質

- 0% BPA*：是

產品內容

- 馬達座：是
- 矽膠管：是
- USB-C 纜線：是
- 自然奶瓶 (125 毫升)：是
- 擠乳套件：是
- 旋轉式上蓋：是



發行日期 2025-04-30

版本：8.7.1

EAN: 87 20689 00216 5

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 只適用於奶瓶及其他與母乳直接接觸的部份，符合 2011 年 10 月歐盟規定。