

# PHILIPS

## AVENT

隨時隨地舒適吸乳

親乳感輕巧型單邊電動吸乳器

SCF323/11



## 隨時隨地舒適吸乳

飛利浦 Avent 親乳感輕巧型電動吸乳器，升級經典花瓣按摩墊，貼合乳房按摩乳腺，輕巧如蘋果大小般主機，USB供電，讓您隨時隨地都可以舒適吸乳。

### 個人化

- 模擬寶寶吸吮，舒適自然
- 最少的組件和簡單直覺的操作
- 智能記憶
- 小型輕巧

### 溫和舒適

- 親膚舒適花瓣按摩墊

## 焦點

### 親膚舒適花瓣按摩墊



液態矽膠，適合95% 媽媽乳房大小，舒適貼合；點觸手法，五點式按摩乳腺，有效按摩，舒適泌乳。

### 按摩吸乳雙韻律



模擬真實吸乳頻率，快而淺的刺激後接著慢而深層的波動，還原自然的吮乳韻律，讓吸乳體驗更加舒適，同時提升泌乳效率，減少吸乳時間。

### 容易清洗，安裝簡單



氣流乳汁分離，安全衛生，乳汁不會流入軟管，因此需要清洗的東西更少。更少的組件讓安裝變得輕而易舉。

### 智能記憶



自動記住媽媽吸乳喜好，只需坐下並按開始即可輕鬆吸乳。

### 小型輕巧



小型輕巧的馬達座

## 規格

### 功率

USB-C 連接: 是

主電壓: 5V 且  $\geq 1$  A

未隨附電源供應器。非充電式，僅限有線使用。:

是

### 材質

0% BPA\*: 是

### 產品內容

馬達座: 是

矽膠管: 是

USB-C 纜線: 是

Natural 奶瓶 (125 毫升): 是

擠乳套件: 是

旋轉式上蓋: 是

