

PHILIPS

sonicare



Sonic elektriskā zobu birste

3100 series

Sonic tehnoloģija

Spiediena sensors

QuadPacer un SmarTimer

Plāns ergonomisks dizains



HX3673/14

Ardievas parastajai zobu birstei. Sveiciens Sonic tehnoloģijai.

Likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma*

Sonic tehnoloģija apvienojumā ar mūsu birstes darbību saudzīgi likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma* nekā parastā zobu birste.

Designed around you

- Akumulatora kalpošanas laiks-14 dienas
- Vienmēr ziniet pareizo uzgaļa nomaiņas brīdi
- Atvieglo ceļošanu

Uzlabo zobu tīrišanu

- Optimizējiet zobu tīrišanu ar SmarTimer un QuadPacer

Easy transition to Sonicare

- Easy-Start palīdzēs pāriet

Protects your gums

- Iebūvēts spiediena sensors aizsargā zobus un smaganas

Provides superior clean

- Likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma, salīdzinot ar parasto zobu birsti*
- Mūsu unikālā tehnoloģija nodrošina efektīvu un saudzīgu tīrišanu

Izceltie produkti

Uzlabota Sonicare tehnoloģija



Spēcīgas saru vibrācijas nogādā mikroburbuļus dzīļi starp zobiem un gar smaganu līniju, sniedzot atsvaidzinošu pieredzi. Jūs iegūsiet divu mēnešu manuālu zobu tīrišanu vien 2 minūtēs.** 31 000 birstes kustību minūtē saudzīgi tīra zobus, atdala aplikumu un aizslauka to prom, gādājot par izcilu tīribu ikdienā.

Likvidē 3 x vairāk aplikuma*



Ir kliniski pierādīts, ka Sonicare elektriskā zobu birste ar uzlabotu Sonicare tehnoloģiju likvidē līdz 3 x vairāk aplikuma, salīdzinot ar parasto zobu birsti. Tā notīra aplikumu no zobiem un gar smaganu līniju, tajā pašā laikā aizsargājot jūsu smaganas.

Aizsargā smaganas



Iebūvēts spiediena sensors automātiski nosaka lietoto spiedienu, jūs brīdina un automātiski samazina zobu birstes vibrācijas, lai pasargātu

jūsu smaganas. Zobu birste rada pulsējošu skaņu, atgādinot par spiediena samazināšanu. 7 no 10 cilvēkiem šī funkcija palīdzēja uzlabot zobu tīrišanu.

SmartTimer un QuadPacer



2 minūšu SmarTimer un 30 sekunžu QuadPacer palīdz zobu tīrišanu visās mutes dobuma vietās veikt ieteiktu laika ilgumu, lai nodrošinātu pilnīgu tīribu.

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums



Ar laiku visi zobi suku uzgaļi nolietojas, tāpēc jums jāpieliek uzmanība savējam, lai jūs turpinātu izbaudīt lielisku tīrišanu. Mūsu BrushSync tehnoloģija pārbauda, cik ilgi esat lietojis savu sukas uzgaļu un cik spēcīgi esat tīrijis zobus. BrushSync nomaiņas atgādinājums uz roktura un īss skaņas signāls dos jums ziņu, kad būs laiks to nomainīt.

Easy-Start



Mūsu Easy-Start programma sniedz jums iespēju pirmās 14 tīrišanas reizēs pakāpeniski un saudzīgi palielināt jaunās zobu birstes tīrišanas jaudu.

Ilgs akumulatora kalpošanas laiks



Akumulatora kalpošanas laiks ilgst līdz 14 dienām, tādēj uzlāde nepieciešama vien pēc ilga perioda.

Celojumu futrālis



Philips Premium klases celojumu futrālis ir paredzēts zobu birstes higiēniskai uzglabāšanai, savukārt kompaktā izmēra USB lādētāja pamatne, lauž jums nodrošināt nepieciešamo uzlādes līmeni, atrodoties ceļā. Regulāri lietojot, ar pilnībā uzlādētu zobu birsti ir iespējams tīrit zobus divas nedēļas, savukārt lādētājs ir jūsu atslēga uz garākiem ceļojumiem.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Spriegums: DC5V

Tehniskā specifikācija

Akumulator: Uzlādējams

Darbības laiks (no pilnas līdz tukšai): 14 dienas****

Akumulatora tips: Litija jonu

Dizains un apdare

Krāsa: Melna

Serviss

Garantija: 2 gadu ierobežota garantija

Vienkārša lietošana

Akumulatora indikators: Lampiņa norāda baterijas statusu

Rokturis: Plāns ergonomisks dizains

Birstes uzgaļu sistēma: Viegli uzspraužami birstes uzgaļi

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums:

Nomaiņas atgādinājums, Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomaiņas brīdi, ledegas atgādinājuma ikona, izcila rezultāta nodrošināšanai katru reizi

Komplektā iekļautie piederumi

Lādētājs: 1 USB lādētājs (sienas adapteris nav iekļauts komplektācijā)

Rokturis: 1 3100 Series

Ceļojumu futrālis: 1

Birstes uzgalis: 1 C1 ProResults standarta

Tirišanas veikspēja

Ātrums: Līdz 31 000 birstes kustībām/min

Sniegums: Likvidē līdz 3x vairāk aplikuma*

Taimeris: Quadpacer un SmarTimer

Informācija par tirišanas spiedienu: Rokturis vibrē, lai brīdinātu lietotāju

Režīmi

Tirišana: Kvalitatīvai tirišanai ikdienā

Smart sensoru tehnoloģija

BrushSync uzgaļa nomaiņas atgādinājums:

Vienmēr ziniet pareizo, uzgaļa nomaiņas brīdi

Spiediena sensors: Brīdina, ja tīrot tiek lietots pārmērīgs spiediens

