

Philips Sonicare AirFloss
Sonicare AirFloss

Reîncărcabilă

Include 1 cap



HX8111/12

Un mod mai ușor pentru curățarea interdentară

Îmbunătățește sănătatea orală în mod delicat și eficient

În cazul în care curățarea cu ață dentară nu face parte din rutina ta de igienă orală, nu elimini bacteriile care se pot acumula între dinți provocând infecții. Sonicare AirFloss te ajută să-ți cureți dinții în fiecare zi făcând mai ușoară curățarea interdentară.

Achieve a 30-second clean

- Utilizare simplă cu un buton; la fel de ușoară ca un clic pe mouse

Proven improvement of oral health

- Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene

Simple: point & press

- Rezervor ușor de umplut
- Vârf de ghidaj pentru amplasare ușoară
- Tehnologia Microburst curăță la o atingere de buton
- Cap înclinat și subțire, pentru acces ușor la zonele greu accesibile
- Mâner subțire, ușor de manevrat
- Compatibil cu încărcătoarele Sonicare standard
- Încărcare după două săptămâni

PHILIPS
sonicare

Repere

Tehnologie Microburst



Tehnologia Microburst aplică un jet rapid de aer sub presiune și micro-picături de apă pentru a curăța în profunzime spațiul dintre dinți, acolo unde periuța de dinți nu poate ajunge.

Încărcare după două săptămâni




AirFloss durează două săptămâni între încărcări.

Utilizare simplă cu un buton



Utilizare simplă cu un buton pentru curățare ușoară în 60 de secunde.

Cap înclinat și subțire



Cap înclinat și subțire, pentru acces ușor la zonele greu accesibile

Vârf de ghidaj



Nu trebuie decât să treceți vârful de ghidaj pe linia gingiei până când simțiți că se așează între dinți. Oferă poziționare ușoară chiar și pentru dinții greu accesibili din spate.

Rezervor ușor de umplut



Rezervorul ușor de umplut utilizează numai o cantitate mică de apă pentru mai puțină dezordine. Umpleți cu apă de gură pentru beneficii îmbunătățite ale igienei orale.

Mâner subțire, ușor de manevrat




Simplu de manevrat în gură.

Compatibil cu încărcătoarele Sonicare



Ai nevoie de un singur încărcător pentru toate produsele tale Sonicare.

Eliminare de până la 99,9% a plăcii bacteriene



AirFloss folosește microparticule de aer și apă sau apă de gură pentru a elimina cu până la 99% mai multă placă bacteriană între dinți*

Specificații

Alimentare

- Tensiune: Încărcător tensiune multiplă

Specificații tehnice

- Durată de funcționare (de la Maxim la Descărcat): Utilizare timp de 2 săptămâni sau 14 periaje complete
- Durată de funcționare: Înlocuiește capul o dată la 6 luni

- Baterie: Reîncărcabilă

- Durată de încărcare: 24 ore

Service

- Garanție: 2 ani garanție limitată

Ușor de utilizat

- Indicator baterie: Lumina din butonul de alimentare clipește pentru a indica momentul reîncărcării
- Mâner: Design ergonomic subțire



Data apariției 2022-09-12

Versiune: 2.0.1

EAN: 08 71010 35776 14

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* În comparație cu perierea manuală a dinților