



Philips Sonicare  
Přístroj pro mezizubní  
hygienu

S 1 tryskou



HX8331/02

## Zdravější dásně za 2 týdny, zaručeno\*

Pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit

Přístroj Philips Sonicare AirFloss Ultra je pro ty, kdo nepoužívají pravidelně zubní nit, nejjednodušším způsobem efektivního čištění mezi zuby. AirFloss Ultra lze používat s ústní či obyčejnou vodou a klinické studie prokázaly, že zdraví dásní prospívá stejně jako zubní nit.\*\*

### Improves oral health

- Klinické studie dokázaly stejnou efektivitu pro dásně jako u zubní nit.\*\*
- Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku.\*\*\*
- Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu mezi zuby

### Superior technology

- Technologie mikrokapiček vody a vzduchu
- Vyberte jednoduchý, dvojí nebo trojí prostřik
- Vysoce výkonná tryska

### The easiest way to effectively clean between teeth

- Stačí 60 vteřin: namířit, stisknout, hotovo!
- Dokonalé sebevědomí s pocitem svěžestí a čistoty po celý den
- Jednoduchý způsob, jak získat zdravý návyk

**PHILIPS**  
**sonicare**

# Přednosti

## Odstraňuje až 99,9 % zubního plaku



AirFloss Pro/Ultra odstraňuje až 99,9 % zubního plaku z čištěných míst.\*\*\*

## Technologie mikrokapiček



Klinicky prokázané výsledky jsou podloženy naší jedinečnou technologií kombinující směs vzduchu a mikrokapiček ústní vody nebo obyčejné vody k účinnému a současně jemnému čištění mezi zuby a podél linie dásní.

## Snadno získáte zdravý návyk



Čištění mezizubních prostor je velmi důležité pro celkové zdraví ústní dutiny. AirFloss Pro/Ultra představuje snadný způsob čištění mezi zuby a pomáhá vybudovat zdravé návyky.

## Pro zdravější dásně



Podle klinických studií tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra zlepšuje zdraví dásní stejně jako zubní nit.\*\* Stav dásní zlepší za pouhé dva týdny.

## Vyčistí za pouhých 60 vteřin



S přístrojem AirFloss Pro/Ultra vám čištění mezizubních prostor zabere méně než 60 vteřin denně. Stačí si zvolit frekvenci dávky (jednoduchou, dvojitou nebo trojitou) a čistit přidržením aktivačního tlačítka pomocí nepřetržitých automatických dávek nebo stisknutím a uvolněním v manuálním režimu.

## Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu




Jemným odstraňováním plaku, které čištění neodstranilo, pomáhá tryska Philips Sonicare AirFloss Pro/Ultra předcházet tvorbě kazů mezi zuby.

## Vysoce výkonná tryska



Nová vysoce výkonná tryska AirFloss Pro/Ultra zesiluje účinek naší technologie kombinující směs vzduchu a mikrokapiček vody a díky tomu je účinnější než kdykoli předtím.

## Volitelné nastavení počtu prostřiků



Směs vzduchu a mikrokapiček vody přístroje AirFloss Pro/Ultra můžete upravit podle svých potřeb na jednoduchou, dvojitou nebo trojitou dávku, která se spustí aktivačním tlačítkem.

## Svěžest a čistota s ústní vodou



Naplňte nádržku na těle přístroje ústní nebo čistou vodou, namiřte a stiskněte. Ústní voda vám dodá pocit dokonalé svěžestí a navíc vás zbaví bakterií.

# Specifikace

## Spotřeba

- Napětí: Vícenapěťová nabíječka

## Technické údaje

- Baterie: Nabíjecí
- Typ baterie: Lithium-iontová
- Doba nabíjení: Úplné nabití za 24 hodin

## Design a provedení

- Barva: Bílá s růžovým nádechem

## Servis

- Záruka: 2letá omezená záruka

## Snadné použití

- Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design
- Indikátor baterie: Kontrolky LED na těle ukazují úroveň nabití
- Výdrž baterie: 1–3 týdny\*\*\*\*\*
- Nástavec trysky: Snadné nasazení a sejmoutí

## Balení obsahuje

- Nabíječka: 1
- Tělo AirFloss Pro/Ultra: 1
- Tryska AirFloss Pro/Ultra: 1

## Výkon čištění

- Výkon: Odstraňuje až 99,9% plaku\*\*
- Přínos pro zdraví: Mezizubní hygiena vám zabere pouhých 60 vteřin, Zlepšuje zdraví dásní během 2 týdnů\*
- Klinicky prokázané výsledky: Stejně efektivní jako zubní nit, pro zlepšení zdraví dásní, pro snížení krvácení dásní, pro odstranění zubního plaku
- Přizpůsobitelné nastavení: Na výběr manuální či automatické prostříkování, Jednoduchý / dvojí / trojí prostřík\*\*\*
- Pro nejlepší výsledky: Trysku měňte každých 6 měsíců



Datum vydání 2024-07-20

Verze: 1.0.1

EAN: 87 10103 71483 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* nebo vám vrátíme peníze  
\*\* při používání v kombinaci s manuálním kartáčkem a antibakteriální ústní vodou u pacientů s lehkým až středním zánětem dásní; AirFloss Ultra pomáhá těm, kdo pravidelně nepoužívají zubní nit, vylepšovat denní návyk čištění mezizubních prostor. Blížší informace najdete v sekci Otázky a odpovědi na kartě Podpora.  
\*\*\* Z čištěných míst; v laboratorní studii, výsledky v praxi se mohou lišit  
\*\*\*\* AirFloss Ultra a Pro jsou stejné výrobky, ale mohou být jinak pojmenovány v závislosti na zemi či kanálu.  
\*\*\*\*\* v závislosti na použitém nastavení prostříku