

PHILIPS

sonicare

Sonische, elektrische tandenborstel

EasyClean

1 poetsstand

2 opzetborstels

HX6512/45



Betere plakverwijdering

Verwijdert tot zes keer meer tandplak*

De unieke dynamische reinigingswerking van de Sonicare elektrische tandenborstel reinigt op efficiënte en milde wijze tot diep tussen de tanden en langs het tandvlees.

Bewezen verbetering van de mondhygiëne

- Klinisch bewezen veilig en zacht
- Philips Sonicare-tandenborstel voor wittere tanden

Helpt de aanbevelingen van tandartsen op te volgen

- De timer van 2 minuten zorgt ervoor dat u de aanbevolen poetstijd aanhoudt
- Quadpacer-intervaltimer stimuleert grondig poetsen

Superieure reiniging

- De dynamische vloeistofwerking van Sonicare stuwt vloeistof tussen de tanden
- Opzetborstel met gebogen nek voor het beter poetsen van de kiezen
- Verwijdert tot wel 6 keer meer tandplak dan een gewone tandenborstel

Kenmerken

Sonische technologie



De Philips Sonicare elektrische tandenborstel biedt een unieke dynamische reiniging die op efficiënte en milde wijze de tanden en het tandvlees reinigt.

Voor wittere tanden



Deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel helpt bij het verwijderen en verminderen van vlekken op uw tanden voor een stralende lach.

Veilig en zacht



Philips Sonicare is een zachte elektrische tandenborstel voor beugels (opzetborstels slijten sneller als ze met een beugel worden


gebruikt) en is ook veilig voor tandheelkundige restauraties (vullingen, kronen, facings) en parodontale pockets.

Opzetborstel met gebogen nek



Deze tandenborstel heeft een unieke opzetborstel met gebogen nek waardoor de kiezen beter kunnen worden gepoetst en de tandplak ook op moeilijk bereikbare plaatsen wordt verwijderd.

Quadpacer



De intervaltimer van 30 seconden geeft aan wanneer u elk kwadrant van uw gebit hebt gepoetst, zodat u alle vier de kwadranten van uw gebit even lang en grondig reinigt

SmarTimer



De timer van 2 minuten op deze Philips Sonicare elektrische tandenborstel zorgt ervoor dat u de door tandartsen aanbevolen poetstijd aanhoudt

Verwijdert tot 6 keer meer tandplak



Van deze opzetborstel is klinisch bewezen dat deze tot wel 6 keer meer tandplak verwijderd dan een gewone tandenborstel.



Specificaties

Vermogen

Spanning: 110-220 V

Technische specificaties

Batterij: Oplaadbaar

Gebruikstijd (van volledig opgeladen tot leeg):

Tot 2 weken

Batterijtype: Lithium-ion

Ontwerp en afwerking

Kleur: Wit

Service

Garantie: 2 jaar beperkte garantie

Gebruiksgemak

Batterij-indicator: Het lampje geeft de batterijstatus aan

Handvat: Slang, ergonomisch design

Systeem voor opzetborstel: Gemakkelijk

opklikbare opzetborstels

Poetstijd: Tot 2 weken

Meegeleverde artikelen

Handvatten: 1 EasyClean

Docking station: 1

Opzetborstels: 2 ProResults voor tandplakverwijdering

Reinigingsprestaties

Snelheid: Tot 62.000 poetsbewegingen/min

Gezondheidsvoordelen: Helpt bij het verbeteren van de gezondheid van uw tandvlees

Prestaties: Verwijdert tot zes keer meer tandplak*

Timer: Quadpacer en SmarTimer

Wittere tanden: Voor wittere tanden

Poetsstanden

Clean: Buitengewoon schoon, elke dag

