

Philips PulseRelief
og fire selvklebende
TensRelief-elektroder

Passer til PR3840, PR3093,
PR3094

Fire elektroder
Patentert hydrogel-teknologi
Enkel magnettilkobling



PR3820

For et aktivt liv med mindre smerte

Smertelindringsbehandling som er anerkjent av yrkesutøvere

Philips selvklebende elektroder leveres med patentert hydrogel-teknologi som minimerer hudirritasjon. Det er fire elektroder i hver pakke, og det anbefales at du bruker hver av dem opptil 20 ganger. Elektrodene er enkle å feste til TENS-enheten ved hjelp av en magnet.

Patentert hydrogel-teknologi

- Patentert hydrogel-teknologi for å minimere hudirritasjon

Optimalisert for flergangsbruk

- Anbefalt bruk for flere bruksområder er opptil 20 ganger

Magnet for enkel tilkobling

- Tilkobling med magnet for tilkobling til TENS-enheter med elektroder

PHILIPS

og fire selvklebende TensRelief-elektroder

Passer til PR3840, PR3093, PR3094 Fire elektroder, Patentert hydrogel-teknologi, Enkel magnettilkobling

PR3820/00

Spesifikasjoner

Consumer Trade Item

- Height: 17.2
- Width: 14
- Length: 2.2
- Net Weight: .021
- Gross Weight: .05
- GTIN: 08710103737025
- Country of origin: CN
- Harmonized system code: 901890

Pappkartong

- Height: 18.7
- Width: 14.9
- Length: 22.9
- Net Weight: 0.21
- Gross Weight: 0.598
- GTIN: 18710103737022

Opprinnelsesland

- USA

Annet

- Height: 105.5
- Width: 80
- Length: 120
- GTIN: 68710103737027

Hva som er i esken

- Selvklebende elektroder: 4 stk.
- Størrelse på selvklebende elektroder: 50 x 50 millimeter
- Multistick®-hydrogel
- Plastpose med lukking

Sammensetningen av hydrogellen

- Glycerol uten talg: (CAS-nummer: 56-81-5)
- Vann: (CAS-nummer: 28062-44-4)
- Poly(akrylat), sampolymer: (CAS-nummer: 7732-18-5)

Høydepunkter

Minimerer hudirritasjon

Elektroden har patentert hydrogel-teknologi av høy kvalitet som minimerer hudirritasjon. Elektroden er fleksibel, slik at den kan brukes på kroppens ujevne konturer.

Anbefalt bruk er opptil 20 ganger

For bruk på flere forskjellige kroppsdeler. Antall ganger elektrodene kan brukes avhenger av hudtype og bruk. Elektroden kan enkelt oppbevares i den opprinnelige plastemballasjen.

Tilkobling som enkelt klikkes på plass

TENS-enhetene kobles enkelt med en magnet til de selvklebende elektrodene. Først fester du de selvklebende elektrodene til kroppen, og deretter klikker du på plass TENS-enhetene med en magnettilkobling.



Utgivelsesdato
2023-05-22

Versjon: 2.0.1

EAN: 87 10103 73702 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com