




Philips Sonicare  
AirFloss Pro/Ultra, прибор  
для межзубных  
промежутков

1 насадка



HX8331/02

Гарантировано: более здоровые десны уже через 2 недели\*

Для тех, кто нерегулярно выполняет очищение межзубных промежутков

Если вы нерегулярно пользуетесь зубной нитью, AirFloss Pro/Ultra\*\*\*\* — это простое решение для очищения межзубных промежутков. Прибор можно наполнить ополаскивателем для полости рта или водой. Клинически доказано, что AirFloss Pro/Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\*

#### Улучшает состояние полости рта

- Клинически доказано: так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить\*\*
- Удаляет до 99,9 % налета\*\*\*
- Помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках

#### Технология высшего качества

- Технология микроструи из мельчайших капель воды и потока воздуха
- Высокоэффективная насадка
- Настраиваемый режим тройного распыления

#### Простой способ эффективного очищения межзубных промежутков

- Требуется всего 60 секунд: направьте насадку, нажмите на кнопку, начните чистку!
- Полная уверенность в свежести дыхания и чистоте полости рта — каждый день
- Простой способ развить здоровую привычку

**PHILIPS**  
sonicare

## Основные особенности

### Удаляет до 99,9 % налета




AirFloss Ultra удаляет до 99,9 % налета на обрабатываемых участках\*\*\*.

### Технология использования мельчайших капелек воды



Клинически доказанные результаты обеспечиваются благодаря нашей уникальной технологии, которая позволяет использовать воду или ополаскиватель для полости рта в сочетании с потоком воздуха для эффективного и бережного очищения между зубами и вдоль линии десен.

### Развивать здоровые привычки — это легко



Регулярная чистка межзубных промежутков необходима для поддержания здоровья всей полости рта. AirFloss Ultra помогает легко сформировать полезную привычку — тщательно очищать промежутки между зубами.

### Более здоровые десны



Клинически доказано, что Philips Sonicare AirFloss Ultra так же эффективен для здоровья десен, как и зубная нить.\*\* Позволяет улучшить состояние десен всего за две недели.

### Чистка всего за 60 секунд



С AirFloss Ultra чистка всей полости рта занимает не более 60 секунд в день. Просто выберите частоту распыления (однократное, двойное или тройное), а затем удерживайте кнопку для продолжительного автоматического распыления или нажмите и отпустите ее для включения режима распыления вручную.

### Помогает предотвратить развитие кариеса




Бережно удаляя налет, который остался после чистки зубной щеткой, Philips Sonicare AirFloss Ultra помогает предотвратить развитие кариеса в межзубных промежутках.

### Высокоэффективная насадка




Новая высокоэффективная насадка AirFloss Ultra увеличивает мощность нашей технологии микроструи из мельчайших капелек воды и потока воздуха, позволяя без труда добиться наилучших результатов.

### Режим тройного распыления



Мощный распылитель прибора AirFloss Ultra можно настроить в соответствии с вашими предпочтениями: однократное, двойное или тройное распыление при каждом нажатии кнопки.

### Свежесть и чистота благодаря ополаскивателю для полости рта



Наполните резервуар, расположенный в ручке прибора, ополаскивателем для полости рта или водой, установите кончик насадки у межзубного промежутка и начинайте чистку. Используйте ополаскиватель для полости рта, чтобы добиться непревзойденной свежести и антибактериального эффекта.

# Характеристики

## Мощность

- Напряжение: Универсальное зарядное устройство

## Технические характеристики

- Батарея: Перезарядка
- Тип элемента питания: Литий-ионный
- Продолжительность зарядки: 24 часа для полной зарядки

## Дизайн и отделка

- Цвет: Белый с розовой отделкой

## Обслуживание

- Гарантия: 2 года гарантии

## Удобство использования

- Ручка: Изящный эргономичный дизайн
- Индикатор батареи: Светодиодные индикаторы показывают уровень заряда аккумулятора
- Насадки: Легко фиксируются и снимаются
- Время работы батареи: 1-3 недели\*\*\*\*\*

## В комплекте

- Зарядное устройство: 1
- Щетка AirFloss Ultra: 1
- Насадка AirFloss Ultra: 1

## Качество чистки

- Польза для здоровья: Очищение полости рта за 60 секунд, Улучшение состояния десен за 2 недели\*
- Высокое качество: Удаляет до 99,9 % налета\*\*
- Клинически доказанные результаты: Результаты столь же эффективны, как и при использовании зубной нити; для улучшения состояния десен; для уменьшения кровоточивости; для предотвращения образования налета.
- Настраиваемые режимы: Автоматическое или ручное распыление, Режим однократного/двойного/тройного распыления\*\*\*
- Для максимального эффекта: Меняйте насадки каждые 6 месяцев



Дата выпуска 2023-07-29

Версия: 1.0.1

EAN: 87 10103 71483 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* или вам вернут деньги

\*\* при использовании обычной зубной щетки и антибактериального ополаскивателя для полости рта пациентами с легкой и умеренной степенью гингивита. Прибор AirFloss предназначен для формирования у пациентов, нерегулярно применяющих зубную нить, здоровой привычки ежедневной чистки межзубных промежутков. Дополнительную информацию см. в разделе вопросов и ответов на вкладке поддержки.

\*\*\* На обрабатываемых участках; лабораторные исследования; фактические данные могут отличаться от заявленных

\*\*\*\* AirFloss Ultra и AirFloss Pro являются одним и тем же продуктом, но могут именоваться по-разному в зависимости от страны и канала.

\*\*\*\*\* В зависимости от выбранного режима распыления