

PHILIPS

sonicare

Štandardné nástavce
pre sonické zubné kefky

Premium Plaque
Defense

4-balenie

Štandardná veľkosť

Nasadzovací systém

Párovanie režimov BrushSync

HX9044/33



Naša najdôkladnejšia kefková hlavica

Až 10-násobne účinnejšie odstránenie zub. povlaku* pre dokonalé výsledky

Získajte čistenie rovnako jedinečné, ako je váš úsmev. Vďaka mäkkým a flexibilným bokom sa náš kefkový nástavec C3 Premium Plaque Defense prispôsobuje kontúram vašich zubov a dásien a poskytuje 4-násobne vyššiu kontaktnú plochu ako bežný kefkový nástavec**, vďaka čomu zabezpečuje pohodlné a dôkladné čistenie.

Innovative technology

- Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare
- Automatický výber optimálneho režimu pre tie najlepšie výsledky***

Designed to optimize performance

- Testovaný výrobok spĺňa všetky nároky ústnej hygiény
- Vždy v obrazu o potrebe výmeny, vždy efektívne čistenie.
- Jednoduchý systém nasadzovania kefkových nástavcov

Philips Sonicare's deep clean

- Až 4x väčšia kontaktná plocha** na dôkladné čistenie bez námahy

For exceptional plaque removal

- Až 10-krát účinnejšie odstraňovanie povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou


Hlavné prvky

Rozlúčte sa s povlakom



Vďaka svojmu flexibilnému dizajnu odstraňuje až 10x viac povlak z ľahko dosiahnuteľných oblastí*, aby sa zaistilo skutočne hĺbkové vyčistenie pozdĺž línie dásien a v medzizubných priestoroch.

Technológia adaptívneho čistenia



Každé čistenie s technológiou adaptívneho čistenia znamená čistenie na mieru. Mäkké pružné gumené boky umožňujú kefkovému nástavcu C3 Premium Plaque Defense prispôsobiť sa jedinečným kontúram vašich zubov a dásien, pričom absorbuju prípadný nadmerný tlak a vylepšujú našu sonickú technológiu čistenia. Vlákna sa prispôsobia tvaru vašich dásien a zubov a poskytujú 4x väčšiu kontaktnú plochu než bežný kefkový nástavec**. Čistia teda do väčšej hĺbky dokonca aj na ľahko dosiahnuteľných miestach.

Párovanie režimov BrushSync™



Vďaka funkcie párovania režimov BrushSync™ dosiahnete vždy to najlepšie čistenie*. Kefkový nástavec Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense sa synchronizuje s rúčkou zubnej kefky Philips Sonicare s technológiou BrushSync™*** a vyberie optimálny režim a úroveň intenzity na výnimočné čistenie zubov. Stačí len začať čistiť.

Technológia Philips Sonicare



Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekne vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrá povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Kedy vymeniť kefkový nástavec



Účinnosť kefkových nástavcov klesá po 3 mesiacoch používania, technológia BrushSync™ vás však upozorní skôr, než k tomu

dôjde. Vaša inteligentná zubná kefka sleduje, ako často a s akou intenzitou si čistíte zuby, a upozorní vás, keď bude potrebné nástavec vymeniť. Nemáte inteligentnú zubnú kefku Philips Sonicare? Stačí sledovať modré vlákna, a keď sa ich farba zmení na bielu, viete, že je čas na výmenu za nový kefkový nástavec.

Jednoduchý nasadzovací systém



Kefkový nástavec C3 Premium Plaque Defense možno bez problémov nasadiť na telá všetkých zubných kefiek Philips Sonicare s výnimkou modelov PowerUp Battery a Essence. Jednoduché nasadenie umožňuje ľahkú výmenu a čistenie.

Bezstarostné čistenie



Všetky kefkové nástavce Philips Sonicare sú bezpečné a šetrné k zubom aj dásnám. Počas testov naše kefkové nástavce podstupujú náročné skúšky, aby sme mali istotu, že vám pri každom čistení ponúknu výnimočný výkon a trválosť.

Premium Plaque Defense

Štandardné nástavce pre sonické zubné kefky

HX9044/33

Technické údaje

Dizajn a povrchová úprava

Mäkkosť vlákien: Stredne mäkká

Farba: Čierna

Materiál kefkového nadstavca: Mäkké a ohybné gumené boky

Vlákna s priponenutím: Modré vlákna, ktoré vyblednú

Veľkosť: Štandardné

Inteligentné rozpoznanie kefkového nástavca

Kompatibilita

Systém kefkového nadstavca: Nasadzovací systém

Vhodné pre tieto modely: Rad 2 series na

odstraňovanie povlaku, Rad 2 series na odstraňovanie povlaku, Rad 3 series pre zdravšie dásná, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare, FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, for Kids (detské), HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean, Série 1100, Série 2100, Série 3100, Prestige 9900, DiamondClean 9000

Nevhodný pre: Philips One

Pribalené príslušenstvo

Kefkové nadstavce: 4 kefkové nástavce C3

Premium Plaque Defense

Kvalita a výkon

Náhradné: Každé 3 mesiace

Testované: na optimálne použitie

Prínosy pre zdravie

Odstraňovanie povlaku: Odstraňuje 10krát viac povlaku*

