

PHILIPS

sonicare

ダイヤモンドクリーン
9000

DiamondClean 9000

プレミアムガムケアブラシヘッド
で歯ぐきの健康推進

ブラシヘッド認識機能

4つのモード、3段階の強さ設定

過圧防止センサー機能



HX9911/81



その歯の輝き、まるでダイヤモンド

歯垢除去と歯ぐきのケアを兼ね備えたモデル。毛先の届きにくい部分でも手磨きの最大10倍の歯垢を除去*1 *1ガムヘルスモード使用時/フィリップス調べ

歯垢除去と歯ぐきのケアを兼ね備えた、エレガントなデザインのダイヤモンドクリーン 9000。

一人ひとりに合ったブラッシング

- 4つのモード、3段階の強さ設定

一人ひとりに合ったブラッシング

- 過圧防止センサー機能
- ブラシヘッド認識機能

一人ひとりに合った進捗レポートで歯磨き習慣を記録

- プロGRESSレポート

スタイリッシュ、ユーザーフレンドリーなデザイン

- スタイリッシュなデザイン

歯の自然な白さとお口の健康を推進

- やさしく効果的な歯ぐきケア
- プレミアムガムケアブラシヘッド
- 音波水流

特長

やさしく効果的な歯ぐきケア



プレミアムガムケア ブラシヘッドは、1人1人の歯と歯ぐきの形に合わせて変形するブラシヘッドです。ゴム製の柔軟なヘッド部分が歯の表面のカーブにぴったりとフィットし、届きにくい部分も歯ぐきにやさしくしっかり磨けます。過剰なブラッシング圧を吸収するので、力を入れすぎてしまった場合も歯ぐきを傷つけにくくなっています。

音波水流



毎分約 31,000 ストロークの高速振動で歯垢をたたき浮かせ、ブラシヘッドの幅広い振れ幅で浮かせた歯垢をはらい落とします。同時にそれらの動きが口の中の唾液の流れ「音波水流」を発生させ、やさしく効果的に歯垢をかき出すサポートをします。／画像はイメージです

プレミアムガムケアブラシヘッド



プレミアムガムケアブラシヘッドは、丸いカットで歯列にフィットし歯ぐきに優しく、やわらかな毛先で歯肉縁上の歯垢を除去します。また、毛先

の届きにくい部分でも手磨きの最大10倍の歯垢を除去します*2。*2ガムヘルスマード使用時/フィリップス調べ／画像はイメージです

4つのモード、3段階の強さ設定



ダイヤモンドクリーン 9000 には、クリーン（基本のブラッシングモード）、ホワイトプラス（ステインを落とし磨き上げる）、ガムヘルス（歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を）、ディープクリーンプラス（心地よい振動で歯垢をしっかり除去）のモードが搭載されており、さまざまなブラッシングのニーズに対応します。ブラッシングの強さ設定も弱、中、強の3段階からお選びいただけます。

過圧防止センサー機能



歯にブラシヘッドを押しあてる強さが強すぎるとお知らせする機能です。振動が変わったら、歯にブラシヘッドを押しあてる強さをゆるめてブラッシングしてください。

ブラシヘッド認識機能



ブラシヘッドに内蔵されたRFID機能搭載のマイクロチップがハンドルと連携して、ブラシヘッドをハンドルに取り付けるだけで最適なモードと強さレベルを自動で設定（モード・強さは好みで変更可能）

スタイリッシュなデザイン



ダイヤモンドクリーン 9000のハンドルは、グラデーションが際立つデザインです。スリムでコンパクトなトラベルケースは、どこにでも持ち運べます。

プログレスレポート



内蔵スマートセンサーがブラッシング圧力の調節を指示したり、ソニックケアアプリに接続し、プログレスレポートで歯磨き習慣を記録するなど、歯科検診の合間のお口の健康維持をサポートします。

仕様

コネクティビティ

Bluetooth®*: Philips Sonicare アプリに接続

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 14 日間, 2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

バッテリーの種類: リチウムイオンバッテリー

デザインと仕上げ

色: ピンクホワイト

サービス

本体保証: 2年間保証

互換性

Android**: Android4.4.2以上 (Bluetooth4.0以降搭載機種) *iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。、Bluetooth 4.0 以降

搭載機種

iOS***: iPhone 4S 以降, iPad 第三世代以降, iOS 7.0 以降

使いやすさ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

交換お知らせ機能: ○ *RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合, リマインダーアイコンが点灯します

内容・付属品

トラベルケース: 1

ブラシヘッド: G3 プレミアムガムケア 1 本

ハンドル: ダイヤモンドクリーン 9000 1 本

充電器スタンドと充電器台: 各 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

性能: 歯垢を除去

タイマー: ブラシペーサーとスマートタイマー

過圧に関するフィードバック: ハンドルの振動が変化してお知らせ

モード

3段階の強さ設定: 強, 中, 弱

クリーン: 歯をキレイに

ディープクリーンプラス: 歯をやさしくケアしながら歯垢を掻き出す

ガムヘルス: 歯垢を落とし、歯ぐきにやさしい刺激を

ホワイトプラス: スタインを落とし磨き上げる

スマートセンサーテクノロジー

過圧防止センサー: 当て方が強すぎるときにお知らせ

ブラシヘッド交換お知らせ機能: ○ (RFID内蔵ブラシヘッドを使用した場合), ブラシヘッドの交換時期がわかります

BrushSync テクノロジー: スマートハンドルと、スマートブラシヘッドの接続

** Bluetooth® ワードマークおよびロゴは登録商標であり、Bluetooth SIG, Inc. が所有権を有します。Koninklijke Philips N.V.およびその関連会社は使用許諾の下でこれらのマークおよびロゴを使用しています。その他の商標および登録商標は、それぞれの所有者の商標および登録商標です。

*** AndroidはGoogle LLCの商標です。

**** Apple, Appleロゴ, iPadおよびiPhoneは、Apple Inc.の商標です。

