

PHILIPS

sonicare

Wiederaufladbare
Schallzahnbürste

3 Series gum health

1 Stufe

3 Intensitätsstufen

2 Bürstenköpfe



HX6682/08



Verbessert Gesundheit des Zahnfleisches um bis zu 100 %*

*verglichen mit Handzahnbürste

Für hervorragende Plaque-Entfernung und Zahnfleischpflege mithilfe einer benutzerfreundlichen elektrischen Zahnbürste zur Verhinderung bzw. Verringerung der ersten Anzeichen von Zahnfleischerkrankungen und für mehr Komfort beim Zähneputzen

Hilft Ihnen bei der Einhaltung zahnärztlicher Empfehlungen

- Der 2-Minuten-Timer hilft Ihnen, die empfohlene Putzdauer einzuhalten
- Der 4-Quadranten-Timer gewährleistet gründliches Zähneputzen

Bessere Zahnfleischgesundheit als mit Handzahnbürste

- Besser als eine Handzahnbürste für Zahnfleischentzündungen
- Entfernt bis zu 6 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands
- Dynamische Flüssigkeitsströmung unterstützt die Reinigungsleistung in den Zahnzwischenräumen

Für ein individualisiertes Putzerlebnis

- Drei Intensitätsstufen für eine sanfte Reinigung

Weltweit von Zahnärzten empfohlen

- Verbessert die Zahnfleischgesundheit nachweislich auf 3 Arten
- Sicher bei Zahnspangen, Zahnersatz, Veneers

Besonderheiten

Sonicare Schalltechnologie



Unsere Schalltechnologie erzeugt eine einzigartige dynamische Flüssigkeitsströmung, die die Flüssigkeit für eine gründliche und dennoch sanfte Reinigung bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands spült.

Bis zu 6 Mal bessere Plaque-Entfernung



Entfernt bis zu 6 Mal mehr Plaque entlang des Zahnfleischrands als eine Handzahnbürste.

Verhindert und reduziert Zahnfleischentzündungen



Mit äußerst gründlicher Plaque-Entfernung entlang des Zahnfleischrands kann diese Zahnbürste in nur zwei Wochen Zahnfleischentzündungen bis zu 100 % besser reduzieren als eine Handzahnbürste

Verbessert die Zahnfleischgesundheit auf 3 Arten



Klinisch erwiesen – die Zahnfleischgesundheit auf 3 Arten: reduziert Rötungen, Schwellungen, Bluten (an bestimmten Stellen)

Drei Intensitätsstufen



Mit drei individuell anpassbaren Intensitätsstufen (niedrig, mittel oder hoch) können Sie die richtige Leistungsstärke auswählen, damit das Zähneputzen entlang des Zahnfleischrands angenehm ist. Nach 1,5 Sekunden müssen Sie den Knopf zweimal drücken, um den Modus zu wechseln. Einmal für Pause und zweimal für einen Wechsel.

Sicher und sanft




Die sanften Bewegungen dieser elektrischen Schallzahnbürste von Philips Sonicare sind sicher für Zahnersatz sowie Zahnspangen, Implantate und Veneers, damit Sie sorglos Zähneputzen können.

2-Minuten-Timer



Diese elektrische Schallzahnbürste von Philips Sonicare verfügt über einen speziellen 2-Minuten-Timer, mit dem die Einhaltung der von Zahnärzten empfohlenen Putzdauer von 2 Minuten erleichtert wird.

4-Quadranten-Timer



Der 4-Quadranten-Timer unterstützt gründliches Zähneputzen im ganzen Mund. Die Zahnbürste gibt alle 30 Sekunden einen Signalton aus und zeigt so an, dass es Zeit ist, zu einem anderen Bereich im Mund zu wechseln.

Daten

Leistung

Stromspannung: 110 bis 220 V

Technische Daten

Batterie: Wiederaufladbar

Betriebsdauer (voller bis leerer Akku): Bis zu 3 Wochen**

Batterietyp: Lithium-Ionen

Design und Materialausführung

Farbe: Rauchiges Weiß

Service

Gewährleistung: 2 Jahre eingeschränkte Garantie

Benutzerfreundlichkeit

Akkuanzeige: Anzeige zeigt Akkustatus an

Handstück: Schlankes, ergonomisches Design

Bürstenkopfsystem: Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

Reinigungsdauer: Bis zu 3 Wochen**

Artikel enthalten

Ladegerät: 1

Reiseetui: 1

Handstücke: 1 Serie 3 für gesundes Zahnfleisch

Bürstenköpfe: 1 Sensitive, Standard, 1 ProResults für gesundes Zahnfleisch

Reinigungsleistung

Geschwindigkeit: Bis zu

31.000 Bürstenkopfbewegungen/Min.

Vorteile für die Gesundheit: Verbessert die Gesundheit des Zahnfleisches

Leistung: Entfernt bis zu 6x mehr Plaque*

Timer: 4-Quadranten-Timer und 2-Minuten-Timer

Programme

Clean: Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

3 Intensitätsstufen: Niedrig, Mittel, Hoch

