

# PHILIPS

## sonicare

Sonična električna  
zobna ščetka

DiamondClean

5 načinov

2 glavi ščetke

Polnilni kozarec

Potovalni polnilnik USB

HX9382/04



## Bolj beli in zdravi zobje vse življenje

Najboljša električna zobna ščetka za beljenje zob Sonicare

Naša najelegantnejša električna zobna ščetka Philips Sonicare z najučinkovitejšim beljenjem. Preklopite na Sonicare.

### Dokazano izboljšuje zdravje ust

- Do bolj belega nasmeha v enem tednu z glavo ščetke DiamondClean\*
- V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni\*
- Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka
- Izbirajte med 5 načini, vključno z načinom za poliranje (Polish) in načinom za občutljive zobe (Sensitive).
- Varno in nežno za zdravje vaše ustne votline

### Zasnova po vaši meri

- Program za enostaven začetek pospeši vašo rutino s tehnologijo Philips Sonicare.
- Merilnika časa spodbujata k temeljitemu dvominutnemu ščetkanju
- Potovalna polnilna torbica USB in polnilni kozarec

### Zagotavlja vrhunsko čistočo

- Ukrivljen vrat vam pomaga očistiti težavne predele.
- Naša edinstvena tehnologija vam zagotavlja učinkovito, a nežno čiščenje


# Značilnosti

## Poslovite se od zobnih oblog




Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

## Do 2-krat bolj beli zobje




Namestite glavo ščetke DiamondClean, da nežno in učinkovito odstranite površinske zobne obloge. Goste osrednje ščetine za odstranjevanje zobnih oblog poskrbijo, da bo vaš nasmeh 2-krat bolj bel v samo 7 dneh.\*

## Poskrbite za svoje dlesni



Z optimalnim čiščenjem, ki ga zagotavlja DiamondClean, bodo dlesni bolj zdrave v 2 tednih.\* Ker odstrani do 7-krat več zobnih oblog ob dlesni kot ročna zobna ščetka,\* bo vaš nasmeh zdrav kot še nikoli.

## 5 načinov čiščenja



Z DiamondClean boste dosegli osvežilno čiščenje vsak dan. Naših 5 načinov zadovolji vse vaše potrebe pri čiščenju; način čiščenja (Clean) – za izjemno vsakodnevno čiščenje, način za nego dlesni (Gum Care) – za nežno masažo dlesni, način za poliranje (Polish) – za svetlejši nasmeh, način za občutljive zobe (Sensitive) – za nežno, a učinkovito čiščenje občutljivih dlesni in način za beljenje (White) – idealni način za odstranitev površinskih zobnih oblog.

## Oblikovana z mislijo na shranjevanje




Vrhunska potovalna torbica USB je tudi polnilec, zato je zobna ščetka ne poti vedno napolnjena. Položite zobno ščetko v torbico in jo povežite s prenosnim računalnikom ali jo priključite v vtičnico. Torbica vsebuje tudi držalo za glavo ščetke za več higiene na potovanju. Ko zobno ščetko polnite doma, se naš eleganten polnilni kozarec stilsko prilega vaši kopalnici in opravlja tudi funkcijo kozarca za izplakovanje po čiščenju. Ščetko enostavno položite v kozarec. S samo enim polnjenjem uživajte v dveh tednih redne uporabe.

## Tehnologija Philips Sonicare




Močne sonične vibracije spenijo zobno pasto v mehurčke, ki odstranjujejo zobne obloge, in jih spravijo globoko med vaše zobe in ob dlesni. Istočasno bodo vaši zobje občutili 62.000 nežnih, a učinkovitih gibov. Ščetkanje, za katerega bi z ročno ščetko potrebovali mesec dni, boste opravili v samo 2 minutah.

## Merilnika časa QuadPacer in Smartimer



Zobe lahko temeljito očistite v samo dveh minutah. Naš merilnik časa QuadPacer vam za vsako področje ust pove, kdaj ste porabili optimalno dolžino časa, merilnik časa Smartimer pa vas opozori, ko se celoten čas izteče. Skupaj vam omogočata, da vsak dan dosežete priporočeno dolžino čiščenja.

## Dosežite težavna mesta



Kombinacija edinstvene oblike ročaja vaše zobne ščetke DiamondClean in naše glave ščetke omogoča tudi temeljito čiščenje težavnih mest, kot so zadnji zobje.

# Specifikacije

## Zasnova in izdelava

Barva: Keramično bela

## Napajanje

Napetost: 110–220 V

## Tehnične specifikacije

Čas delovanja (od polne do prazne): Do 3 tedne\*\*

Baterija: Za polnjenje

Vrsta baterije: Litij-ionska

## Servis

Garancija: 2-letna omejena garancija

## Enostavna uporaba

Indikator baterije: Osvetljena ikona prikazuje stanje baterije

Sistem glave ščetke: Enostavno pritrdljive glave ščetke

Ročaj: Tanko ergonomsko zasnova

Zaslون: Osvetljen zaslon

Čas ščetkanja: Do 3 tedne\*\*

## Priloženi predmeti

Potovalna torbica: Potovalni polnilnik USB

Ročaj: 1 DiamondClean

Glave ščetke: 1 standardna DiamondClean, 1 kompaktna DiamondClean

Polnilni kozarec: 1

## Učinkovitost čiščenja

Hitrost: Do 62.000 potez ščetke/min

Zmogljivost: Odstrani do 7-krat več zobnih oblog\*

Pozitivni vplivi na zdravje: V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

Prispeva k bolj belim zobem: 2-krat bolje pobeli zobe\*

Časovnik: Quadpacer in SmarTimer

## Načini

Clean: Za izjemno vsakdanjo čistočo

Gum Care: Nežno masira dlesni

Bela: Odstranjuje površinske madeže

Poliranje: Za osvežitev in poliranje zob

Sensitive: Nežno čiščenje zob in dlesni

