

# PHILIPS

## sonicare

Escova de dentes  
elétrica sónica

ProtectiveClean  
4500

Sensor de pressão integrado

2 modos de limpeza

1 x funcionalidade BrushSync



HX6888/88



Gengivas mais saudáveis. A suavidade é a melhor solução.

Melhore a saúde das gengivas até 100% mais do que com uma escova manual.

Sinta a diferença de uma limpeza suave com o nosso sensor de pressão e melhore a saúde das gengivas até 100% mais do que com uma escova de dentes manual.

#### **Designed around you**

- Incentivo para uma escovagem completa

#### **Innovative technology**

- Um leve lembrete para escovar mais suavemente
- Os pacientes tiram o máximo partido das suas cabeças de escova
- Liga a pega inteligente da escova e as cabeças inteligentes
- Melhora a saúde gengival em apenas 2 semanas
- Tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare

#### **Improves patients' oral health**

- Restaurações, coroas, ou áreas sensíveis? Não se preocupe.

#### **Optimize your brushing**

- Modo Clean e Gum Care

#### **Designed around your patient**

- O objeto ideal para pacientes em viagem


# Destques

## Melhora a saúde gengival



A cabeça de escova i InterCare possui cerdas de alta qualidade extralongas e densamente agrupadas para escovar profundamente a placa interdental. Foi comprovado clinicamente que reduz o sangramento e a inflamação gengival em apenas duas semanas.

## Modo Clean e Gum Care



Quer pretenda focar-se na remoção da placa dentária ou na saúde das suas gengivas e na preservação da mesma, esta escova tem um modo para si: o modo Clean proporciona uma limpeza superior, enquanto o modo Gum Care adiciona um minuto de escovagem de potência reduzida, para que possa massajar suavemente as gengivas.

## Segura e delicada



Pode usufruir de uma experiência de escovagem segura: a nossa tecnologia sónica é adequada para utilização com aparelhos

ortodónticos, restaurações, coroas e capas, e ajuda a evitar cáries e a melhorar a saúde das gengivas.

## Tecnologia Philips Sonicare



A tecnologia sónica avançada da Philips Sonicare aplica impulsos de água entre os dentes e as passagens da escova rompem e eliminam a placa bacteriana para uma excelente limpeza diária.

## Demasiada pressão?



Os pacientes podem não saber que estão a escovar com demasiada força, mas a escova de dentes sabe. Se os pacientes começarem a pressionar as gengivas, a escova de dentes emitirá um som pulsante como lembrete para aliviar a pressão.


## Tecnologia BrushSync



A tecnologia de microprocessador deteta e sincroniza a cabeça inteligente da escova com a pega. A pega inteligente e a cabeça


inteligente da escova são uma combinação poderosa que fornece avisos de substituição inteligentes.

## Avisos de substituição inteligentes



Todas as cabeças da escova se desgastam ao longo do tempo. Mas também pensamos nisso: a nossa tecnologia inteligente de reconhecimento de escovas monitoriza há quanto tempo os pacientes estão a utilizar a cabeça da escova e a força que exercem ao escovar. Quando é altura de a substituir, uma luz na pega informa o paciente. Assim, o paciente pode estar seguro de que a cabeça da escova está a fazer um trabalho fantástico de forma consistente.

## Temporizadores úteis



Necessita de uma escova de dentes elétrica com temporizador? O nosso Quadpacer permite-lhe saber quando já passou a quantidade certa de tempo a escovar cada parte da sua boca, enquanto o nosso Smartimer indica quando terminar o período recomendado de dois minutos.

# Especificações

## Potência

**Voltagem:** 110-220 V

## Especificações técnicas

**Pilha:** Recarregável

**Tempo de funcionamento (carga total a carga vazia):** até 2 semanas

**Tipo de pilha:** Iões de lítio

## Design e acabamento

**Cor:** Branco e azul intermédio

## Assistência

**Garantia:** 2 anos de garantia limitada

## Fácil de utilizar

**Pega:** Design ergonómico esguio

**Compatibilidade da pega:** Cabeças de escova de encaixe fácil

**Indicador de bateria:** A luz indica o estado da bateria

**Tempo de escovagem:** até 2 semanas

## Itens incluídos

**Pega:** 1 ProtectiveClean

**Carregador:** 1

**Cabeças de escova:** 1 i InterCare padrão, 1 InterCare compacta

**Estojo de viagem:** 1

## Desempenho de limpeza

**Performance:** Remove até 7 vezes mais placa bacteriana\*

**Velocidade:** Até 62 000 movimentos da escovagem/min.

**Benefícios para a saúde:** Ajuda a reduzir as cáries

**Temporizador:** Quadpacer e SmarTimer

**Resposta da pressão:** A pega vibra para alertar o utilizador

## Modos

**Limpeza:** Para limpeza diária excepcional

**Cuidado das gengivas:** Massaja suavemente as gengivas

## Tecnologia de sensor inteligente

**Lembrete de substituição BrushSync:** Saiba sempre quando, substituir a cabeça da escova

**Sensor de pressão:** Alerta quando estiver a escovar com demasiada força

