

PHILIPS



IPL-
hårfjerningsenhet

Lumea IPL 9000
Series

Med SenseIQ-teknologi

Presisjonsområder, kroppen og
ansiktet

Med SmartSkin-sensor

Både trådløs bruk og bruk med
ledning



BRI955

Forbli hårfri i minst seks måneder* med vår raskeste og mest effektive IPL

IPL-behandlingen som er mest effektiv 6 måneder etter fullført behandlingssyklus**. IPL-teknologi med SenseIQ gir langvarig hårfjerning over hele kroppen fra ditt eget, trygge hjem. Få salongglatt hud med personlig veiledning via Lumea IPL-appen.

Langvarig glatt hud med Lumea IPL-teknologi

- IPL-teknologi for hjemmebruk, utviklet i samarbeid med hudspesialister
- Beviselig skånsom og effektiv behandling
- SenseIQ-teknologi for tilpasset hårfjerning
- Totalt 450 000 blink*****

Spesialbehandling av forskjellige kroppsområder

- Presisjonstilbehør for bikinilinje og armhuler
- Kroppstilbehør med buet utforming
- Ansiktstilbehør for presisjon med ekstra filter
- SmartSkin-sensor med fem komfortinnstillinger
- Gi behandlingen et personlig preg med Philips Lumea IPL-appen
- Passer til en rekke hår- og hudtyper

Enkel i bruk

- The most convenient IPL*****

Spesialbehandling av forskjellige kroppsområder

Spesifikasjoner

Tekniske spesifikasjoner for tilbehøret

Tilbehør til kroppsbehandling: Form: Konveks bue, Vindusstørrelse: 4,1 cm², Tilpasset behandling for kroppen

Tilbehør til ansiktsbehandling: Form: Flat, Vindusstørrelse: 2 cm², ekstra filter, Tilpasset behandling for ansiktet

Tilbehør til presisjonsbehandling: Form: Konkav bue, presis, Vindusstørrelse: 3 cm², Tilpasset behandling av bikinilinjene, Tilpasset behandling for armhuler

Bruksområder

Kroppsområder: Armer, Ben, Mage

Ansiktsområder: Hake, Overleppe, Kjeveparti

Sensitive områder: Armhulene, Bikinilinje

Sikkerhet og justerbare innstillinger

Integrert UV-filer: Beskytter huden mot UV-stråler

Fem lysenergiinnstillinger: Kan tilpasses til

hudtypen din

Integrert sikkerhetssystem: Forhindrer utilsiktede lysglimt

Hudtonesensor: Gjenkjenner hudtypen

SmartSkin-probe: Få rett innstilling på forespørsel

Programmodus

Glidende lysglimt: For rask bruk

Trykk og flash: For behandling på små områder

Kan brukes med og uten ledning: Både trådløs bruk og bruk med ledning

Drift

Spenning: 100–240 V

Strømsystem: Oppladbart batteri

Tekniske spesifikasjoner

Lampe med høy ytelse: Leverer 450 000 lysglimt*****

Service

Garanti: 2-års global garanti

Deler som medfølger

Brukerveiledning: Brukerhåndbok

Lagring: Luksuriøs veske

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Påføringstid

Armhulene: 2,5 min

Bikinilinje: to minutter

Ansiktsområder: 1,5 min

Legger: 8,5 min

