

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

DiamondClean

5 modes

3 têtes de brosse

Verre de charge, coffret de
voyage

avec mode Deep Clean



HX9393/93



Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

La meilleure brosse à dents sonique Philips Sonicare pour
éclaircir les dents

Le meilleur éclaircissement dentaire de Philips Sonicare avec une brosse à dents électrique ultra-élégante. Passez à Philips Sonicare.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Des gencives plus saines en seulement deux semaines
- Effet blancheur 2 fois plus efficace qu'une brosse à dents manuelle
- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Double système de charge : verre et coffret de voyage
- Minuteurs pour encourager un brossage rigoureux

Assure un nettoyage optimal

- Tête de brosse DiamondClean pour des dents naturellement plus blanches
- Suit le contour de vos dents et de vos gencives pour un nettoyage en profondeur
- Une action de nettoyage dynamique pour une meilleure santé bucco-dentaire
- Nouveau mode Deep Clean pour les zones difficiles

Points forts

Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire



Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle dans les zones difficiles d'accès, grâce à la tête de brosse AdaptiveClean.

Effet blancheur 2 fois plus efficace



Des dents 2 x plus blanches qu'avec une brosse à dents manuelle en 1 semaine seulement, grâce à la brosse à dents Philips Sonicare. Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 1 semaine seulement.

Améliore la santé des gencives



Cette brosse à dents Philips Sonicare offre un nettoyage optimal le long des gencives et entre les dents, pour une amélioration de la santé de vos gencives en seulement 2 semaines.

Tête de brosse AdaptiveClean



Notre tête de brosse AdaptiveClean est la seule tête de brosse à dents électrique capable de suivre la forme exacte de vos dents et de vos gencives. Grâce à ses bords doux et souples en caoutchouc, elle s'adapte aux contours de chaque dent. Vous obtenez ainsi jusqu'à 4 fois plus de surface de contact avec les dents, ce qui vous permet d'éliminer jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire le long des gencives et dans les espaces interdentaires. Elle absorbe les excès de pression que vous pourriez exercer le long des gencives, ce qui vous permet de les préserver, quelle que soit votre technique de brossage.

Tête de brosse DiamondClean



Les têtes de brosse DiamondClean offrent les meilleures performances d'éclaircissement de la gamme Philips Sonicare. Elles sont dotées de brins implantés en forme de losange qui nettoient efficacement et en douceur les taches extrinsèques ainsi que la plaque dentaire. Les taches causées par le café, le thé, le vin rouge, les cigarettes et le tabac sont éliminées en seulement 1 semaine.

Mode Deep Clean



Notre nouveau mode Deep Clean offre un brossage exceptionnel dans les zones difficiles d'accès. Le mouvement unique de la tête de brosse dans ce mode associé à une longue durée de brossage de 3 minutes font de ce mode le choix idéal si vous souhaitez porter une attention particulière aux zones difficiles.

Nettoyage dynamique



Réalisant plus de 31 000 mouvements par minute, la brosse à dents électrique Philips Sonicare procure un nettoyage optimal, visible et perceptible. Le mouvement de nettoyage dynamique de notre technologie sonore conduit les fluides en profondeur dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Le nettoyage est doux et efficace, avec des résultats cliniquement prouvés.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 3 semaines*

Type de batterie: Lithium ION

Design et finition

Couleur: Rose doré

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Afficheur: Écran lumineux

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur d'autonomie: Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

Manche: Design ergonomique ultracompact

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 2 DiamondClean standard, 1 AdaptiveClean

Housse de voyage: Coffret de voyage USB

Manches: 1 DiamondClean

Verre de charge: 1

Performances de brossage

Vitesse: Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire*

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Efficacité blancheur: Effet blancheur 2 fois plus efficace*

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

Blanc: Élimine les taches à la surface des dents

Deep Clean: Pour un nettoyage en profondeur revigorant

Gum Care: Masse les gencives en douceur

Sensitive: Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

