

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
électrique

DiamondClean

5 modes

2 têtes de brosse

Verre de charge

Coffret de voyage USB

HX9382/04



## Des dents plus saines et plus blanches pour la vie

Des dents plus blanches avec la brosse à dents électrique Philips Sonicare

La plus élégante des brosses à dents électriques Philips Sonicare pour des dents naturellement plus blanches. Changez pour Sonicare.

### Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- Un sourire plus éclatant en 1 semaine avec notre tête de brosse DiamondClean\*
- Renforce la santé des gencives en 2 semaines seulement\*
- Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle
- Faites votre choix parmi 5 modes, dont Polish et Sensitive
- Sans danger et douce pour votre santé buccodentaire

### Conçu pour s'adapter à vos besoins

- Le programme Easy-start élabore votre routine Philips Sonicare
- Les minuteries favorisent un brossage minutieux d'une durée de 2 minutes
- Étui de transport de recharge USB et verre chargeur

### Pour un nettoyage impeccable

- Orientation en angle pour favoriser le nettoyage dans les endroits difficiles
- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant, mais en douceur

# Points forts

## Dites adieu à la plaque dentaire




Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

## Des dents jusqu'à 2 fois plus blanches



Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.\*

## Prenez soin de vos gencives



Grâce au nettoyage optimal offert par votre brosse à dents DiamondClean, vos gencives deviendront plus saines en 2 semaines. Vous obtiendrez votre sourire le plus sain, car elle élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle\*.

## 5 modes pour un nettoyage personnalisé



Avec DiamondClean, réalisez un nettoyage rafraîchissant au quotidien. Nos 5 modes répondent à tous vos besoins en matière de brossage : mode Clean pour un brossage quotidien optimal, Gum Care pour un massage des gencives en douceur, Polish pour un sourire plus blanc, Sensitive pour un nettoyage doux et efficace des gencives sensibles, et White, le mode idéal pour éliminer les taches en surface.

## Conception adaptée au rangement




Votre étui USB haut de gamme sert aussi de chargeur pour permettre une utilisation lors de vos déplacements. Placez votre brosse à dents dans votre étui et connectez-le à votre ordinateur portable ou branchez-le sur une prise murale. L'étui est doté d'un support pour tête de brosse pour une hygiène optimale lors des voyages. Pour charger à la maison, vous pouvez utiliser notre élégant verre chargeur, qui s'intègre harmonieusement à votre salle de bain et peut également être utilisé pour rincer la bouche après le brossage. Placez simplement votre brosse à dents dans le verre pour la charger. Profitez de deux semaines d'utilisation régulière par charge complète.

## Technologie Philips Sonicare




Les vibrations soniques fouettent le dentifrice pour produire des bulles pour lutter contre la plaque, et les envoient profondément entre vos dents et le long de vos gencives. Au même moment, vos dents subissent 62 000 mouvements de brosse doux mais efficaces. Vous obtiendrez l'équivalent d'un mois de brossage en à peine 2 minutes.

## Quadpacer et Smartimer



Deux minutes suffisent pour nettoyer vos dents en profondeur. Notre fonction Quadpacer vous indique lorsque vous avez passé la quantité optimale de temps sur chaque zone de votre bouche, tandis que notre fonction Smartimer signale lorsque la durée totale du brossage est terminée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé chaque fois.

## Atteignez les endroits difficiles



La forme unique de la poignée de votre brosse à dents DiamondClean, combinée à nos têtes de brosse signifie que, même les endroits difficiles comme les dents du fond sont nettoyés en profondeur.

# Caractéristiques

## Design et finition

**Couleur:** Blanc céramique

## Alimentation

**Tension:** 110-220 V

## Spécificités techniques

**Batterie:** Rechargeable

**Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale):** Jusqu'à 3 semaines\*\*

**Type de batterie:** Lithium ION

## Entretien

**Garantie:** Garantie 2 ans

## Facile d'utilisation

**Afficheur:** Écran lumineux

**Système de tête de brosse:** Têtes de brosse faciles à clipser

**Indicateur d'autonomie:** Une icône lumineuse indique le niveau de batterie

**Poignée:** Design ergonomique ultracompact

**Autonomie de brossage:** Jusqu'à 3 semaines\*\*

## Accessoires inclus

**Têtes de brosse:** 1 DiamondClean standard, 1 DiamondClean compacte

**Poignée:** 1 DiamondClean

**Housse de voyage:** Coffret de voyage USB

**Verre de charge:** 1

## Performances de brossage

**Vitesse:** Jusqu'à 62 000 mouvements de brossage par minute

**Bénéfices santé:** Des gencives plus saines en seulement deux semaines

**Performances:** Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire\*

**Minuteur:** Quadpacer et SmarTimer

**Efficacité blancheur:** Effet blancheur 2 fois plus efficace\*

## Modes

**Clean:** Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

**Blanche:** Élimine les taches à la surface des dents

**Gum Care:** Masse les gencives en douceur

**Polissage:** Pour des dents éclatantes

**Sensitive:** Nettoyage tout en douceur des dents et des gencives

