

# PHILIPS

Brosse à dents  
électrique Série Spéciale

9000 Series

L'application connectée suit  
votre progression

Capteur de pression intégré

Reconnaissance intelligente de  
la tête

4 modes, 3 réglages d'intensité



HX9911/90



## Un sourire éclatant sans effort Éclaircit les dents en 3 jours seulement\*

Commencez chaque journée avec style grâce à la technologie avancée Sonicare qui améliore la blancheur des dents et la santé bucco-dentaire, tout en respectant les gencives. Obtenez des conseils et réalisez un suivi grâce à l'application connectée. Faites votre choix parmi 4 modes et 3 intensités pour personnaliser votre expérience de brossage.

### **Des dents plus blanches et une meilleure santé bucco-dentaire**

- Efficace contre la plaque dentaire et préserve les gencives

### **S'adapte à vos besoins**

- 4 modes et 3 réglages d'intensité pour une expérience de brossage personnalisée

### **S'adapte à vos besoins**

- Le capteur de pression vous alerte si vous appuyez trop fort
- BrushSync sélectionne automatiquement le mode qui vous convient

### **Des dents plus blanches et une meilleure santé bucco-dentaire**

- Éliminez les taches en surface pour des dents plus blanches en seulement 3 jours\*
- Technologie Sonicare avancée, pour un nettoyage puissant tout en douceur

# Caractéristiques

## Éclaircit les dents en 3 jours seulement\*



Redonnez de l'éclat à votre sourire grâce à la technologie Sonicare avancée. Les brins éliminent jusqu'à 100 % de taches en plus par rapport à une brosse à dents manuelle, pour des dents plus blanches en seulement 3 jours\*.

## Respecte les gencives




La tête de brosse C3 Premium Plaque Control est conçue pour offrir un nettoyage en profondeur inégalé. Ses côtés et ses brins flexibles épousent les contours de vos dents, afin de couvrir 4 fois plus de surface et de faciliter le brossage des zones difficiles à atteindre\*\*\*

## Technologie Sonicare avancée



62 000 puissantes vibrations soniques par minute créent des fluides dynamiques qui viennent retirer la plaque dentaire dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.

## 4 modes, 3 intensités



Choisissez parmi 4 modes de brossage : Clean pour un brossage quotidien optimal, White+ pour un sourire plus éclatant, Gum Health pour un brossage doux et efficace et Deep Clean+ pour un nettoyage en profondeur. Trois réglages d'intensité, de faible à fort, vous permettent d'atteindre des performances optimales et de prendre soin de vos gencives sensibles.

## Capteur de pression intégré



Si vous n'avez pas conscience de vous brosser les dents trop fort, votre brosse à dents DiamondClean 9000 vibrera pour vous rappeler de moins appuyer si nécessaire.

## Appairage automatique BrushSync



Grâce aux têtes de brosse intelligentes, le mode et l'intensité permettant un brossage optimal sont sélectionnés. Lorsque vous utilisez la tête de brosse C3 Premium Plaque Control, la technologie BrushSync de votre DiamondClean 9000 synchronise automatiquement votre tête de brosse avec le mode Clean, afin de favoriser l'éclaircissement de vos dents.

# Spécifications

## Connectivité

Technologie sans fil Bluetooth® : Application de brossage connectée

## Alimentation

Tension: 110-220 V

## Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 14 jours\*\*\*

Type de batterie: Lithium ION

## Design et finition

Couleur: Dégradé rose soie à blanc

## Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

## Compatibilité

Compatibilité Android: Téléphones Android,

Tablettes compatibles Bluetooth® 4.0

Compatibilité iOS: iPad 3e génération ou ultérieure, iPhone 4S ou supérieur, avec iOS7 ou supérieur, avec système d'exploitation iOS7

## Facile d'utilisation

Manche: Design ergonomique ultracompact

Compatibilité du manche: Têtes de brosse faciles à clipser

Indicateur de remplacement: Pour garantir des résultats optimaux, Le symbole de rappel s'allume

## Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 Premium Plaque Defense C3

Manche: 1 DiamondClean 9000

Housse de voyage: 1

Chargeur et socle: 1

## Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 10 x plus de plaque dentaire\*

Minuteur: BrushPacer et SmarTimer

Indicateur de pression: Le manche vibre pour alerter l'utilisateur

## Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

3 réglages d'intensité: Fort, Moyen, Faible

Deep Clean+: Pour un nettoyage en profondeur

Gum Health: Apporte une attention particulière aux molaires

White+: Pour éliminer les taches de surface

## Technologie de capteur intelligent

Capteur de pression: Vous alerte lorsque vous brossez trop fort

Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync™: Pour toujours savoir quand, remplacer les têtes de brosse

