

PHILIPS

sonicare

Cepillo dental
eléctrico sónico

PowerUp

1 modo

1 cabezal de cepillado

HX3110/00



Mejor eliminación de la placa dental*

*en comparación con un cepillo dental manual

Este cepillo eléctrico Sonicare está diseñado para un uso sencillo al igual que un cepillo manual, pero elimina más placa.

Optimización de la higiene bucal comprobada

- Seguridad y suavidad clínicamente comprobadas
- Ayuda a reducir las caries
- El cepillo Philips Sonicare ayuda a blanquear los dientes

Limpieza superior

- Elimina más placa que un cepillo dental manual
- Tecnología sónica

Una forma sencilla de cambiar tu rutina actual

- Movimiento de cepillado familiar: como un cepillo dental manual
- Fácil de usar

Destacados

Tecnología sónica

Más pasadas en 1 día que un cepillo dental manual en un mes. Más de 15.000 movimientos por minuto.

Fácil de usar



Mango compacto y ergonómico que ofrece la facilidad de uso de un cepillo dental manual.

Ayuda a reducir las caries



El cepillado dos veces al día, todos los días, ayuda a reducir las caries

Seguro y suave




Philips Sonicare es un cepillo dental eléctrico suave para los aparatos de ortodoncia (los cabezales del cepillo se desgastan más rápido cuando se utilizan en este tipo de aparatos) y también es seguro para las restauraciones dentales (amalgamas, coronas, implantes) y las bolsas periodontales.

Elimina más placa



Elimina más placa que un cepillo dental manual.

Movimiento de cepillado familiar



Movimiento de cepillado familiar y cabezal de cepillado con la forma de un cepillo dental manual, pero con la potencia de limpieza de más de 15.000 movimientos por minuto.

Ayuda a blanquear los dientes



El cepillo dental eléctrico Philips Sonicare ayuda a eliminar y reducir las manchas de los dientes para que tenga una sonrisa más brillante.

Especificaciones

Diseño y acabado

Color: Verde menta

Energía

Voltaje: 110-220 V

Especificaciones técnicas

Batería: Recargable

Tipo de batería: NiMH

Servicio

Garantía: Garantía limitada de dos años

Fácil de usar

Sistema de cabezal del cepillo: Cabezales fáciles de montar

Mango: Diseño delgado y ergonómico, Mango de goma para un manejo cómodo

Duración de la batería: Hasta 2 semanas

Piezas incluidas

Cargador: 1

Mangos: 1 PowerUp

Cabezales de cepillado: 1 ProResults estándar

Limpieza

Rendimiento: Elimina más placa

Velocidad: Hasta 15.000 movimientos de cepillado por minuto

Beneficios para la salud: Mejora la salud de las encías

Temporizador: Smartimer

Beneficios del blanqueamiento: Ayuda a blanquear los dientes

Modos

Clean: Para una limpieza diaria excepcional

