

PHILIPS

sonicare

Ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα Sonic

HealthyWhite+

2 λειτουργίες

6 προσαρμόσιμες ρυθμίσεις

1 κεφαλή βουρτσίσματος



HX8911/02



Αφαιρεί έως 100% περισσότερες κηλίδες μόνο σε 1 εβδομάδα*

*σε σχέση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες

Βελτιώστε με ασφάλεια το χαμόγελό σας καθημερινά, χωρίς να αποφεύγετε τις αγαπημένες σας τροφές και τα ποτά που προκαλούν κηλίδες! Η επαναφορτιζόμενη οδοντόβουρτσα λεύκανσης Philips Sonicare έχει αποδειχτεί ότι αφαιρεί έως και 100% περισσότερους λεκέδες για πιο λευκά δόντια σε μόνο 1 εβδομάδα*.

Βελτώνει αποδεδειγμένα τη στοματική υγιεινή

- Έως και 7 φορές καλύτερη αφαίρεση της πλάκας συγκριτικά με μια συμβατική οδοντόβουρτσα
- Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε 2 μόνο εβδομάδες

Designed around you

- Χρονοδιακόπτης που ενθαρρύνει 2 λεπτά σχολαστικού βουρτσίσματος

Optimize your brushing

- Επιλέξτε ανάμεσα σε 2 λειτουργίες και 3 ρυθμίσεις έντασης
- Η μοναδική μας τεχνολογία σας προσφέρει ισχυρό, αλλά απαλό καθαρισμό

Χαρακτηριστικά

2 λειτουργίες, 3 ρυθμίσεις έντασης



Η HealthyWhite+ σας επιτρέπει να βουρτσίζετε τα δόντια σας ανάλογα με τις ανάγκες σας. Ενισχύστε το βούρτσισμα με 3 ρυθμίσεις έντασης, καθώς και 2 λειτουργίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες λεύκανσης και καθαρισμού των δοντιών σας. Επιλέξτε τη λειτουργία "Καθαρισμός" για αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας σε 2 λεπτά και τη λειτουργία "Λεύκανση" για να αφαιρέσετε λεκέδες, όπως καφέ ή τσάι, και να αποκτήσετε έως και δύο τόνους λευκότερα δόντια σε μόλις 2 εβδομάδες.

Πείτε αντίο στην πλάκα



Πικνές τρίχες υψηλής ποιότητας αφαιρούν έως και 7 φορές περισσότερη πλάκα από μια συμβατική οδοντόβουρτσα.

Φροντίστε τα ούλα σας



Με βέλτιστο καθαρισμό από την HealthyWhite+, τα ούλα σας θα γίνουν πιο υγιή σε 2 εβδομάδες*. Αφαιρεί έως και 7 φορές περισσότερη οδοντική

πλάκα στη γραμμή των ούλων σε σύγκριση με τις συμβατικές οδοντόβουρτσες*. Αποκτήστε το πιο υγιές χαμόγελο που είχατε ποτέ.

QuadPacer και Smartimer



Το σχολαστικό βούρτσισμα των δοντιών σας διαρκεί μόνο 2 λεπτά. Το QuadPacer σας ενημερώνει πότε έχετε αφιερώσει το βέλτιστο χρονικό διάστημα σε κάθε τμήμα του στόματός σας, ενώ το Smartimer επισημαίνει πότε ολοκληρώνεται ο συνολικός χρόνος. Συνδυαστικά σας βοηθούν να πετυχαίνετε κάθε φορά τον συνιστώμενο χρόνο βουρτσίσματος.

Τεχνολογία Philips Sonicare



Οι ισχυρές δονήσεις sonic ανακατεύουν την οδοντόκρεμα ώστε να δημιουργηθούν μικροφουσαλίδες που καταπολεμούν την οδοντική πλάκα και τις κατευθύνουν βαθιά ανάμεσα στα δόντια σας και στη γραμμή των ούλων. Ταυτόχρονα, στα δόντια σας εφαρμόζονται 62.000 ήπιες, αλλά αποτελεσματικές κινήσεις βουρτσίσματος. Σε μόλις 2 λεπτά θα βουρτσίσετε τα δόντια σας όσο σε έναν ολόκληρο μήνα βουρτσίσματος με μία χειροκίνητη οδοντόβουρτσα.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Λευκό ματ

Ρεύμα

Τάση: 110-220 V

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Έως και 3 εβδομάδες**

Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου

Σέρβις

Εγγύηση: Περιορισμένη διετής εγγύηση

Ευκολία στη χρήση

Λαβή: Λεπτός εργονομικός σχεδιασμός

Ένδειξη μπαταρίας: Λυχνία κατάστασης μπαταρίας

Σύστημα κεφαλής βουρτσίσματος: Κεφαλές που κουμπώνουν εύκολα

Χρόνος βουρτσίσματος: Έως και 3 εβδομάδες**

Περιλαμβάνεται

Θήκη ταξιδιού: 1

Λαβή: 1 HealthyWhite+

Βάση σύνδεσης: 1

Κεφαλή βουρτσίσματος: Κανονική DiamondClean 1 W

Καθαριστική απόδοση

Καλύτερη στοματική υγιεινή: Βελτιώνει την υγεία των ούλων μέσα σε δύο μόνο εβδομάδες

Ταχύτητα: Έως 62.000 κινήσεις βουρτσίσματος/λεπτό

Απόδοση: Αφαιρεί έως και 100% περισσότερη οδοντική πλάκα

Πλεονεκτήματα λεύκανσης: Λευκαίνει έως και 2 τόνους σε 2 εβδομάδες

Χρονομετρητής: Quadpacer και Smartimer

Λειτουργίες

3 επίπεδα έντασης: Χαμηλά, Μέτρια, Δυνατά

Καθαρισμός: Για τέλειο καθαρισμό κάθε μέρα

Λευκό: Αφαιρεί τις κηλίδες από την επιφάνεια των δοντιών

