

PHILIPS

sonicare

ソニックケア ヘルシ
ーホワイトプラス

HealthyWhite+

2つのモード

3つの強さ設定

1本のブラシヘッド

HX8911/01



歯の白さと磨き方にこだわる方に

ブラッシングモードを自分好みにカスタマイズ可能

ブラッシングモードを自分好みにカスタマイズ可能

お口の健康を推進

- 歯垢を手磨きだけの場合よりも最大7倍除去
- ステインを除去

理想的な歯磨きをサポート

- 2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。
- カドベーター機能搭載

優れた洗浄能力

- フィリップス ソニックケアの最先端の音波水流
- ひし形のダイヤモンドクリーンブラシヘッド

1人1人に合ったブラッシング方法を提案

- カスタマイズ可能な6つの設定
- クリーン&ホワイトモード：ステイン（着色汚れ）を落とす

特長

歯を自然な白さに




ひし形カットのブラシ毛が効果的にステインを除去します。

ダイヤモンドクリーンブラシヘッド



ダイヤモンドクリーンブラシヘッドは、ひし形で中程度の硬さの毛先を採用。歯垢とステインを除去します。

クリーン&ホワイトモード



お口全体を2分間しっかりブラッシングした後、特殊な動作で30秒間前歯を磨いてコーヒー・紅茶・タバコなどによるステイン（着色汚れ）を除去し、歯に自然な白さをもたらします。

カスタマイズ可能な6つの設定




フィリップス ソニックケアのステイン（着色汚れ）除去歯ブラシは、2つのモード（クリーンモード、ホワイトモード）と3つの強さ設定を併用することで、優れた快適性と洗浄効果が得られます。

最大7倍の歯垢を除去



手磨きだけの場合よりも、ブラシの届きにくい部分の歯垢を最大7倍除去

カドペーサー



磨き時間をタイマーでお知らせ。歯と歯ぐきの上下・表裏4つのセクションを均等にブラッシングできます。

スマートタイマー



2分のタイマーで、米国の歯科専門家が推奨するブラッシング時間を確認できます。

音波水流



フィリップスソニックケア電動歯ブラシ独自の音波水流は、歯間の奥と歯と歯ぐきの境目に沿った部分にやさしく効果的に届きます。



仕様

デザインと仕上げ

色: ホワイト

電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz（海外でも使用可能）

仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間**

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

サービス

本体保証: 2年間保証

使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン

使用時間: 約 3 週間**

内容・付属品

ハンドル: ヘルシーホワイト+1 本

ブラシヘッド: ダイヤモンドクリーン レギュラー 1 本

充電器: 1

洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: カドペーサーとスマートタイマー

ステイン除去効果: 自然な白い歯に

モード

3 段階の強さ設定: 弱, 中, 強

クリーン: 歯をキレイに

ホワイト: 自然な白さへ

* 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去

** クリーンモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

