

PHILIPS

sonicare



Sonický elektrický
zubní kartáček

ProtectiveClean 4700

Zabudovaný tlakový senzor

2 režimy čištění

1 x funkce BrushSync



HX6483/52

Čistější zuby. Šetrné čištění.

Odstraňuje až 10x více zubního plaku než manuální kartáček

Díky našemu tlakovému senzoru poznáte rozdíl šetrného čištění a zároveň se zbavíte až 10x více plaku, než při používání manuálního kartáčku

Proven to improve oral health

- Zvýšený kontakt s povrchem pro odstranění zubního plaku

Innovative technology

- Jemné upozornění, že máte zmírnit
- Pacienti využijí své kartáčkové hlavice co nejúčinněji
- Propojení chytrého těla kartáčku s chytrými hlavicemi
- Šetrná sonická technologie kartáčků Philips Sonicare

Optimize your brushing


- Režimy Clean a Gum Care

Designed around your patient

- Skvělý způsob, jak si zvyknout na nový kartáček
- Motivace k důkladnému čištění

Přednosti

Odstraňuje až 10x více plaku*




Hlavice C3 Premium Plaque Defense zajišťuje unikátní, důkladné čištění. Jemná flexibilní vlákna na stranách hlavice se přizpůsobí tvaru každého zubu, a zajišťují tak 4x větší kontakt s povrchem** a odstranění až 10x více plaku z obtížně dostupných oblastí*.

Příliš velký tlak?



Pacienti si nemusí všimnout, že na zuby při čištění příliš tlačí, ale jejich kartáček ano. Pokud pacienti na dásně vyvíjejí příliš velký tlak, kartáček začne vydávat pulzující zvuk jako připomínku, že mají tlak zmírnit.

Režimy Clean a Gum Care



Ať už se chcete zaměřit na odstranění plaku nebo na zdraví svých dásní, tento kartáček má režimy přesně pro vás: Režim Clean se stará


o vynikající čištění, zatímco režim Gum Care prodlouží čištění o jednu minutu při nižším výkonu pro jemnou masáž dásní.

Technologie BrushSync




Technologie využívající mikročip rozpozná a synchronizuje chytré tělo a chytrou hlavici kartáčku. Tato dvojice představuje výkonnou kombinaci, která zajišťuje automatické upozornění na potřebu výměny.

Automatické upozornění na potřebu výměny



Všechny kartáčkové hlavice se časem opotřebují. O to jsme se také postarali: naše chytrá technologie pro rozpoznání čištění sleduje, jak dlouho pacienti používají kartáčkové hlavice a jakou silou si čistí zuby. Až nastane čas výměny, upozorní je světélko na těle kartáčku. Díky tomu mohou mít jistotu, že jejich kartáčková hlavice bude vždy vykonávat prvotřídní práci.

Program Easy-start



Když začínáme s něčím novým, může chvíli trvat, než si na to zvykneme. Proto vám náš program Easy start poskytuje možnost postupného, mírného zvyšování čistícího výkonu v průběhu prvních 14 použití vašeho nového zubního kartáčku.

Užitečné časovače



Náš časovač QuadPacer dá pacientům vědět, že strávili tu správnou dobu čištění v každé části úst. Časovač Smartimer je zase upozorní, že si zuby čistili po doporučenou dobu 2 minut.

Technologie Philips Sonicare



Inovativní sonická technologie kartáčků Philips Sonicare vhání vodu mezi zuby, stěry kartáčku odstraňují zubní plak a zajišťují výjimečné každodenní čištění.

ProtectiveClean 4700

Sonický elektrický zubní kartáček

HX6483/52

Specifikace

Spotřeba

Napětí: 110–220 V

Technické údaje

Baterie: Nabíjecí

Provozní doba (od plného nabití do vybití): Až 2 týdny

Typ baterie: Lithium-iontová

Spotřeba energie: Pohotovostní režim bez displeje <0,5 W

Design a provedení

Barva: Bílá a mátová

Servis

Záruka: 2letá omezená záruka

Snadné použití

Indikátor baterie: Kontrolka zobrazuje stav baterie

Kompatibilita s tělem kartáčku: Zacvakávací hlavice kartáčku

Tělo kartáčku: Tenký ergonomický design

Výdrž baterie: Až 2 týdny

Balení obsahuje

Kartáčkové hlavice: 1 kartáčková hlavice C3 Premium Plaque Defense, 1 kartáčková hlavice G3 Premium Gum Care, 1 ks W2c Optimal White, kompaktní velikost

cestovní pouzdro: Pevné cestovní pouzdro

Nabíječka: 1

Tělo kartáčku: 1 ProtectiveClean

Výkon čištění

Frekvence: Až 62 000 pohybů za minutu

Přínos pro zdraví: Přispívá ke snížení výskytu zubního kazu

Výkon: Odstraňuje až 10x více plaku*

Časovač: Quadpacer a SmarTimer

Kontrola tlaku: Vibrace těla kartáčku jako upozornění

Režimy

Clean: Pro výjimečné každodenní čištění

Péče o dásně: Jemně masíruje dásně

Technologie Smart Sensor

Tlakový senzor: Upozornění na příliš velký tlak čištění

Připomenutí výměny technologie BrushSync:

Vždy víte, kdy vyměnit hlavice kartáčku

