

PHILIPS

sonicare

Ηλεκτρική
οδοντόβουρτσα Sonic

HydroClean



HX6411/02



Καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια

Η δυναμική καθαριστική δράση της τεχνολογίας sonic ωθεί το υγρό βαθιά ανάμεσα στα δόντια και στη γραμμή των ούλων

Καλύτερος καθαρισμός ανάμεσα στα δόντια

- Με μοναδικές κεφαλές, για φροντίδα στα στενά σημεία
- Τεχνολογία Sonic σε μια οδοντόβουρτσα με μπαταρία
- Ομοιάμορφες επιδόσεις

Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία sonic

Με την κατοχυρωμένη τεχνολογία Sonic, η ειδικά σχεδιασμένη οδοντόβουρτσα με μπαταρία και αποτελεσματικά HydroGuides, προσφέρει το καλύτερο βούρτσισμα σε σχέση με όλες τις οδοντόβουρτσες με μπαταρία.

Κεφαλή βουρτσίσματος HydroClean



Οι κεφαλές βουρτσίσματος HydroClean διαθέτουν ειδικά HydroGuides, που σε συνδυασμό με την κατοχυρωμένη τεχνολογία Sonic κατευθύνουν τα υγρά ανάμεσα στα δόντια και κατά μήκος της γραμμής των ούλων.

Ομοιόμορφο βούρτσισμα

Πολλές οδοντόβουρτσες που λειτουργούν με μπαταρίες καθαρίζουν λιγότερο αποτελεσματικά καθώς οι μπαταρίες τους αποφορτίζονται. Μόνο η HydroClean προσφέρει συνεχείς επιδόσεις καθόλη τη διάρκεια ζωής των μπαταριών, ώστε το κάθε βούρτσισμα να είναι εξίσου καλό με το προηγούμενο.

Προδιαγραφές

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

Χρώμα: Γαλάζιο

Τεχνικές προδιαγραφές

Μπαταρία: Επαναφορτιζόμενο

Χρόνος λειτουργίας (γεμάτο σε άδειο): Περίπου 5 εβδομάδες

Λειτουργίες

Smartimer: Ο χρονοδιακόπτης 2 λεπτών συμβάλλει στην εξασφάλιση του σωστού βουρτσίσματος

Λειτουργεί με μπαταρίες: Με 2 μπαταρίες AA με δυνατότητα αντικατάστασης (συμπεριλαμβάνονται)

Ευκολία στη χρήση

Κατάλληλη για αυτά τα μοντέλα: FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

Περιλαμβάνεται

Μπαταρίες: 2 AA

Λαβή HydroClean: 1

Καθαριστική απόδοση

Ταχύτητα: Έως και 31.000 κινήσεις βουρτσίσματος το λεπτό

