

# PHILIPS

## sonicare

充電式電動歯ブラシ

For Kids

2つのモード

1本のブラシヘッド

HX6341/02



## 健康的な歯みがき習慣を促進

### お子様用電動歯ブラシ

フィリップスソニックケア電動歯ブラシが輝く笑顔をサポート

#### 優れた洗浄能力

- 音波水流

#### 歯を白くして、輝く笑顔を守る

- お子様の歯を保護するゴム製ブラシヘッド

#### より良い歯みがき習慣が自然に身につく

- お子様の歯を保護する年齢に応じたブラシヘッド
- 転がり防止形状
- 親子で使えるマルチグリップ設計
- お子様しやすい2段階のパワーモードで、やさしく効果的な洗浄が可能
- 楽しいデザインの取り換え可能なパネルでカスタマイズ
- 楽しいメロディを鳴らすキッズペーサー
- ブラッシング時間を長くするキッズタイマー

# 特長

## 音波水流



高速振動と幅広い振幅でしっかり歯垢を落とし、同時に起こる音波水流で歯間の奥と歯と歯ぐきの汚れをやさしく効果的に除去します

## ゴム製ブラシヘッド



お子様の歯を保護するゴム製ブラシヘッド

## キッズタイマー




90日間かけて徐々にブラッシング時間を長くしていき、最終的に歯科専門家の推奨する2分間にします。

## パワーモード




お子様に優しい2段階のパワーモードで、年齢に応じた優しいブラッシングができます。4歳~7歳未満のお子様用のローモード、7歳以上のお子様用のハイモードがあります。

## 年齢に応じたブラシヘッド



このフィリップス ソニックケア電動歯ブラシには、お子様の歯を優しく洗浄できるように設計されたブラシヘッドを成長段階に合わせて2サイズご用意しています。

## キッズペーサー



キッズペーサーは、お子様が歯科医推奨のブラッシング時間である2分間で口全体を効率的に磨けるように知らせる機能です。

## 取り換え可能なパネル



お子様が自分の歯ブラシをカスタマイズできます。

## 転がり防止形状



丈夫なハンドルデザインは、お子様にも持ちやすく、また、歯ブラシを横に寝かせた状態で歯磨き粉をつけることもできます。

## マルチグリップ設計



人間工学に基づいたデザインにより、お子様だけで使ったり、親子で共有することもできます。

# 仕様

## デザインと仕上げ

色: 赤 (取り換え可能なパネル 3 枚付き)

## 電源

対応電圧: AC100V-240V 50/60Hz (海外でも使用可能)

## 仕様

バッテリー: 充電式

使用時間: 約 3 週間\*\*

バッテリーの種類: リチウムイオン充電電池

## サービス

本体保証: 2年間保証

## 使いやすさ

充電表示ランプ: ランプで充電電池残量を表示

ディスプレイ: 照明付きディスプレイ

ブラシヘッド装着方式: 簡単にはめ込みできるブラシヘッド

ハンドル: スリムなデザイン, 握りやすいゴム製グリップ

使用時間: 約 3 週間\*\*

## 内容・付属品

ハンドル: ソニックケアキッズ 1 本

充電器: 1

ブラシヘッド: ソニックケアキッズ レギュラー 1 本

## 洗浄性能

ブラシ振動数: 約 31,000 ブラシストローク/分

健康上の利点: 歯垢を除去

性能: 歯垢を除去

タイマー: キッズタイマーとカドベーター

## モード

パワーモード: 2

\* 手磨きと比べて最大 7 倍の歯垢を除去

\* スタンダードモードで、2 分間のブラッシングを 1 日 2 回

