

PHILIPS

sonicare

Sikat gigi dapat diisi ulang

1600-Series

1 mode

HX1630/02



Lembut di gusi, keras terhadap plak

Sikat gigi listrik terbaik

Gusi merupakan bagian penting dari kesehatan mulut Anda. Itulah sebabnya sikat gigi listrik Philips HX1630 yang dapat diisi ulang dilengkapi sistem Perlindungan Gusi yang dipatenkan yang disesuaikan untuk mempertahankan tekanan menyikat yang optimal.

Aksi Pembersihan Ganda

- Gigi lebih putih alami
- Menarget plak yang sulit dijangkau di antara gigi
- Membersihkan permukaan gigi yang terlihat

Lembut di gusi, keras terhadap plak

- Sistem Perlindungan Gusi
- Menyesuaikan diri untuk mempertahankan tekanan menyikat optimal

Fitur model tambahan

- Timer 2-menit
- Indikator isi-ulang
- Gratis 1 kepala sikat ekstra! Total 2 buah

Kelebihan Utama

Sistem Perlindungan Gusi



Sistem Perlindungan Gusi Philips Sonicare yang dipatenkan menyesuaikan diri untuk menjaga tekanan menyikat yang optimal

Sistem Perlindungan Gusi yang Dipatenkan



Menyesuaikan diri untuk mempertahankan tekanan menyikat optimal

Aksi Pembersihan Ganda



Membersihkan permukaan gigi yang terlihat saat tip aktif menarget plak yang sulit dijangkau di antara gigi.

Target

Menarget plak yang sulit dijangkau di antara gigi

Gigi lebih putih alami



Gigi lebih putih alami

Gratis 1 kepala sikat ekstra!


Gratis 1 kepala sikat ekstra! Total 2 buah

Timer 2-menit



Dokter gigi menyarankan untuk menyikat gigi selama 2 menit.

Indikator isi-ulang



Menyala saat mengisi daya dengan benar.

Spesifikasi

Spesifikasi teknis

Panjang kabel: 1,16 m

Voltase: 220-240 V

Konsumsi daya: 2,9 W

Frekuensi: 50/60 Hz

Waktu pengisian: 16 hour(s)

Waktu operasi (daya penuh hingga kosong): 25 min

Kepala sikat ganda: Kepala sikat digabungkan untuk menghasilkan 15.000 sikatan/menit.

Baterai yang bisa diisi ulang: NiCd

Berat dan dimensi

Dimensi F-box: 261 x 247 x 247 mm

Berat F-box: 339

Jumlah isi A-box: 6

Dimensi F-box (P x L x T): 117 x 82 x 225 mm

Berat A-box: 2354 g

Aksesori yang disertakan

Alas pengisi daya dengan pin penyimpanan kepala sikat

Kepala sikat: 1

Fitur tambahan

Gratis 1 kepala sikat ekstra

Timer dua menit

Indikator isi-ulang

