

# PHILIPS

## sonicare

Brosse à dents  
rechargeable

Sensiflex

1 mode

HX1620



## Des dents naturellement plus blanches

### Brosse à dents pour des dents plus blanches

Votre sourire en dit long. Pour des dents naturellement blanches, utilisez la brosse à dents électrique Philips Sensiflex 1620. Sa tête de brosse double action assure un meilleur nettoyage qu'une brosse à dents manuelle.

#### **Nettoyage double action**

- Élimination de la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès
- Des dents naturellement plus blanches
- Nettoyage des surfaces visibles des dents

#### **Douce avec les gencives, mais dure avec la plaque dentaire**

- Système de protection des gencives
- Pression optimale garantie

## Points forts

### Nettoyage double action



Nettoyage des surfaces visibles des dents et élimination de la plaque dentaire et interdentaire grâce à la tête active

### Des dents naturellement plus blanches



Des dents naturellement plus blanches

### Objectifs

Élimination de la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès

### Système de protection des gencives



Le système breveté de protection des gencives de Philips Sonicare garantit une pression optimale sur vos dents

### Système breveté de protection des gencives



Pression optimale garantie

## Caractéristiques

### Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Longueur du cordon: 1,16 m

Temps de charge: 16 hr

Consommation électrique: 2,9 W

Tête à double brosse: La tête à double brosse a été conçue pour réaliser 15 000 mouvements par minute

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): 25 minute(s)

### Accessoires inclus

Base de recharge avec ergots de fixation pour tête de brosse

### Performances de brossage

Têtes de brosse: 1

