

PHILIPS

sonicare

Brosse à dents
électrique

CleanCare+

1 mode

1 tête de brosse

Brosse-langue et spray pour la
langue



HX3212/25



Élimine 3 fois plus de plaque dentaire*

Pour une haleine fraîche qui dure

Conçue pour faciliter la transition du brossage manuel à électrique. Vous aurez l'impression de ne jamais vous être brossé les dents auparavant.

Améliore l'hygiène bucco-dentaire

- La brosse à dents Philips Sonicare aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle
- Plus efficace contre les gingivites qu'une brosse à dents manuelle
- Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire le long des gencives*

Conçu pour s'adapter à vos besoins

- La fonction Easystart permet de développer vos bonnes habitudes d'utilisation de votre Philips Sonicare
- Les minuteurs encouragent un brossage rigoureux de 2 minutes

Assure un nettoyage optimal

- Notre technologie unique vous offre un nettoyage puissant tout en douceur

Technologie innovante

- 240 microbrins pour un nettoyage en profondeur tout en douceur

Optimisez votre brossage

- Autonomie de la batterie
- Système de tête de brosse clipsable

Points forts

Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire



Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire le long des gencives qu'une brosse à dents manuelle.

Prévient et réduit les gingivites



Grâce à une meilleure élimination de la plaque dentaire le long du sillon gingival, cette brosse à dents est plus efficace qu'une brosse à dents manuelle et permet jusqu'à 100 % de réduction des gingivites en seulement deux semaines.

Microbrins



Avec ses 240 microbrins en caoutchouc, le brosse-langue TongueCare+ est spécialement conçu pour nettoyer la surface granuleuse de la langue. Les microbrins souples épousent les irrégularités pour les brosser en douceur, afin d'éliminer les dépôts de bactéries et d'appliquer le liquide antibactérien BreathRx Philips Sonicare plus profondément. Sa forme compacte vous permet de nettoyer confortablement toute la langue.

Aide vos dents à retrouver leur blancheur naturelle



La brosse à dents électrique Philips Sonicare aide à éliminer et réduire les taches sur vos dents, pour un sourire plus éclatant.

Quadpacer et Smartimer



Se brosser les dents ne prend que 2 minutes. Quadpacer vous prévient lorsque vous avez passé un temps optimal sur chaque section de votre dentition, tandis que Smartimer vous signale que la durée totale de brossage est écoulée. Ensemble, ces fonctions vous aident à respecter le temps de brossage recommandé, à chaque fois.

Facilite l'apprentissage de bonnes habitudes



Il faut parfois un peu de temps pour acquérir de nouvelles habitudes. Notre fonction Easystart vous permet d'opter pour une augmentation progressive de la puissance de brossage au cours des 14 premières utilisations de votre nouvelle brosse à dents.

Autonomie de la batterie



Jusqu'à 10 jours d'autonomie entre deux charges.

Système de tête de brosse clipsable



Cette tête de brosse se clipse au manche et se déclipse. Le maintien est sûr ; l'entretien et le nettoyage sont faciles. Elle est compatible avec les manches de brosse à dents Philips Sonicare PowerUp Battery et Essence+/Elite+/CleanCare+.

Technologie Philips Sonicare



Les puissantes vibrations soniques transforment votre dentifrice en bulles actives contre la plaque dentaire, puis les dirigent dans les espaces interdentaires et le long des gencives. Pendant ce temps, 62 000 mouvements de brossage doux mais efficaces nettoient vos dents. L'équivalent d'un mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.

Caractéristiques

Alimentation

Tension: 110-220 V

Spécificités techniques

Batterie: Rechargeable

Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale): Jusqu'à 10 jours

Type de batterie: NiMh

Design et finition

Couleur: Bleu nuit

Entretien

Garantie: Garantie 2 ans

Facile d'utilisation

Manche: Ergonomique, Manche en caoutchouc pour une prise en main facile

Indicateur d'autonomie: Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie

Système de tête de brosse: Têtes de brosse faciles à clipser

Autonomie de brossage: Jusqu'à 10 jours

Accessoires inclus

Têtes de brosse: 1 ProResults standard

Manche: 1 Essence+

Chargeur: 1

Spray pour la langue antibactérien: 60 ml

Brosse-langue: 1

Performances de brossage

Performances: Élimine jusqu'à 3 fois plus de plaque dentaire*

Vitesse: Jusqu'à 31 000 mouvements de brosse par minute

Bénéfices santé: Des gencives plus saines

Minuteur: Quadpacer et SmarTimer

Modes

Clean: Pour un nettoyage quotidien exceptionnel

