

# PHILIPS

## sonicare



Periuță de dinți  
sonică electrică

ProtectiveClean 4700

Senzor de presiune integrat

2 moduri, 3 intensități

1 funcție BrushSync



HX6481/50

## Gingii mai sănătoase. În mod delicat.

Îmbunătățește sănătatea gingiilor cu până la 100 % față de o periuță manuală.

Simte diferența unei curățări delicate cu senzorul nostru de presiune, îmbunătățindu-ți în același timp sănătatea gingiilor cu până la 100 % comparativ cu o periuță de dinți manuală.

### S-a dovedit că îmbunătățește sănătatea orală

- Îmbunătățește sănătatea gingiilor cu până la 100 %\*
- Sigură și delicată pe zonele sensibile, lucrările ortodontice și dentare
- Albește dinții în numai o săptămână

### Concepute pentru tine

- Încurajare pentru un periaj temeinic
- Știi întotdeauna când să înlocuiești capetele de periere

### Tehnologie inovatoare

- Te anunță dacă apeși prea tare
- Tehnologie sonică avansată Philips Sonicare
- Conectează mânerul inteligent al periuței și capetele de periere inteligente

### Optimizează periajul

- Două moduri, trei setări de intensitate


# ProtectiveClean 4700

Periuță de dinți sonică electrică

HX6481/50

## Repere

### Îmbunătățește sănătatea gingiilor



Perii denși, de înaltă calitate îți oferă un periaj foarte delicat pentru a îndepărta placa bacteriană de-a lungul liniei gingiilor, îmbunătățind sănătatea gingiilor cu până la 100 % mai mult decât o periuță de dinți manuală. În plus, vârful curbat special îți permite să ajungi cu ușurință la dinții din partea din spate a gurii.

### Periază-ți dinții așa cum dorești



Această periuță de dinți îți permite să îți personalizezi periajul, putând alege din două moduri și trei intensități. Modul Clean este modul standard pentru curățare superioară. Iar modul Gum Care adaugă un minut suplimentar de periere la putere redusă, pentru a putea masa ușor gingiile. Trei intensități îți permit să schimbi ordinea setărilor pentru a se alinia cu intensitățile de la stânga la dreapta.

### Sigură și delicată



Îți garantăm o experiență sigură de periere a dinților: tehnologia noastră sonică este adecvată pentru utilizare cu aparate dentare, plombe, coroane și fațete dentare, ajută la prevenirea cariilor și îmbunătățește sănătatea gingiilor.

### Tehnologie sonică unică



Tehnologia sonică avansată Philips Sonicare mobilizează apă între dinți, iar mișcările sale de periere desprind și îndepărtează placa bacteriană pentru o curățare zilnică excepțională.

### Monitorizează-ți presiunea de periere



Periajul prea intens îți poate deteriora dinții și gingiile. Pentru a preveni acest lucru, Philips Sonicare ProtectiveClean emite un sunet intermitent delicat pentru a-ți reaminti să reduci presiunea.

### Tehnologie BrushSync




O tehnologie cu microcip care detectează și sincronizează capul de periere inteligent cu mânerul inteligent. Mânerul inteligent și capul de periere inteligent reprezintă o combinație puternică care permite mementouri de înlocuire inteligente.

### Memento de înlocuire BrushSync




Toate capetele de periere se uzează în timp. Tehnologia noastră BrushSync monitorizează cât timp ai folosit capul de periere și cât de intens a fost periajul. Când este timpul să-l înlocuiești, te va anunța printr-un indicator luminos pe mâner și un semnal sonor scurt. Astfel, poți avea siguranța că obții rezultate optime de la capul de periere.

### Cronometre utile



Ai nevoie de o periuță de dinți electrică dotată cu cronometru? QuadPacer te anunță când ai acordat timpul optim fiecărei zone a gurii, în timp ce SmarTimer te înștiințează când s-au scurs cele două minute de periaj recomandate.

### Dinți mai albi în mod natural



Atașează capul de periere W2 Optimal White pentru a elimina petele de suprafață și a dezvălui un zâmbet mai alb. Cu perii săi centrali deși pentru eliminarea petelor, s-a demonstrat clinic că albește dinții în numai o săptămână.

# ProtectiveClean 4700

Periuță de dinți sonică electrică

HX6481/50

## Specificații

### Alimentare

Tensiune: 110-220 V

### Specificații tehnice

Durată de funcționare (de la Maxim la

Descărcat): Până la 2 săptămâni

Baterie: Reîncărcabilă

Consum de energie: Standby fără afișaj <0,5 W

Tip baterie: Litiu ION

### Design și finisaj

Culoare: Alb cu verde mentă

### Service

Garanție: 2 ani garanție limitată

### Ușor de utilizat

Mâner: Design ergonomic subțire

Indicator baterie: Indicator luminos pentru baterie

**Compatibilitate cu mânerul:** Capete de periere cu aplicare rapidă

**Timp de periere:** Până la 2 săptămâni

**Atenționare de înlocuire:** Pentru a asigura întotdeauna cele mai bune rezultate, pictograma de reamintire se aprinde

### Articole incluse

Mâner: 1 cap ProtectiveClean

Capete de periere: 30 capete G3 Premium Gum Care, 30 capete C3 Premium Plaque Control

Încărcător: 1

### Performanță de curățare

**Beneficii pentru sănătate:** Contribuie la îmbunătățirea sănătății gingiilor, Ajută la reducerea cariilor

**Beneficii de albire:** Dinți mai albi într-o săptămână

**Viteză:** Până la 62.000 de mișcări de periere pe minut

**Cronometru:** Quadpacer și SmartTimer

**Feedback privind presiunea:** Mânerul vibrează pentru a te atenționa

### Moduri

**3 intensități:** Ridică, Redusă, Medie

**Clean:** Pentru o curățare zilnică impecabilă

**Gum Care:** Masează delicat gingiile

### Tehnologie cu senzori inteligenți

**Memento de înlocuire BrushSync:** Știi întotdeauna când să, înlocuiești capetele de periere

**Senzor de presiune:** Înștiințează când perierea este prea intensă

