

PHILIPS

sonicare

Sonična električna
četkica za zube

For Kids

2 režima

2 glave četkice



HX6311/02



Podstiče zdravo samostalno pranje zuba Električna četkica za zube namenjena deci

Philips Sonicare električna četkica za zube HX6311/02 poddržava osmehe koji rastu

Pružna vrhunsko čišćenje

- Dinamični pokreti čišćenja Sonicare usmeravaju tečnost između zuba

Čišćenje i zaštita osmeha koji rastu

- Gumena glava četkice je dizajnirana tako da štiti zube koji se razvijaju

Osmišljena da razvija bolje navike pranja zuba

- Glave četkice prilagođene uzrastu štite dečje zube
- Oblik protiv umotavanja
- Dizajn sa više drški za roditelje i decu
- 2 režima snage prilagođena deci za nežnije i efikasnije čišćenje
- Zabavne raznovrsne nalepnice za prilagodavanje
- KidPacer emituje zabavne i interesantne tonove
- KidTimer pomaže da se produži vreme pranja zuba

Važne karakt.

Sonična tehnologija



Jedinstveni dinamični pokreti električne četkice za zube Philips Sonicare nežno i efikasno dopiru u prostor između zuba i duž linije desni.

Gumena glava četkice



Gumena glava četkice je dizajnirana tako da štiti zube koji se razvijaju

KidTimer




Postepeno produžava vreme pranja zuba tokom 90 dana do 2 minuta, koliko preporučuju stomatolozi

Režimi snage




2 režima snage prilagođena deci adaptiraju se različitim uzrastima i nežno čiste u skladu sa uzrastom. Niži režim je namenjen deci od 4 godine i starijoj, a viši za decu od 7 godina i stariju

Glave četkica prilagođene uzrastu



Električna četkica za zube Philips Sonicare ima 2 veličine glave četkice koje su posebno osmišljene za nežno čišćenje i zaštitu zuba u ključnim razvojnim fazama

KidPacer



KidPacer podstiče decu da efektivno peru sve zube 2 minuta (što je preporuka stomatologa)

Zamenjive table



Omogućavaju deci da prilagode četkicu za zube

Oblik protiv umotavanja



Robustan dizajn drške omogućava deci da odlože četkicu u uspravnom položaju i da nanesu pastu za zube dok je četkica položena.

Dizajn sa više drški



Ergonomski dizajnirano da bi se roditeljima i deci omogućilo da peru zube zajedno ili samostalno

Specifikacije

Dizajn i završnica

Boja: Crvena sa 3 različite maske

Napajanje

Napon: 110–220 V

Tehničke specifikacije

Vreme rada (od pune do prazne baterije): Do 3 nedelje**

Baterija: Može da se puni

Tip baterije: Litijum-jonska

Servisiranje

Garancija: 2 godine ograničene garancije

Jednostavna upotreba

Drška: Tanak ergonomski dizajn, Gumena drška za lako rukovanje

Indikator baterije: Lampica označava stanje baterije

Sistem glave sa četkicom: Glava četkice koja se jednostavno postavlja „na klik“

Ekran: Osvetljeni ekran

Vreme pranja zuba: Do 3 nedelje**

Dodaci koji se dostavljaju

glave četkice;: 1 standardna drška Sonicare for Kids, 1 kompaktna drška Sonicare for Kids

Drške: 1 Sonicare For Kids

Punjač: 1

Učinak čišćenja

Prednosti po zdravlje: Za zdrave navike pri nezi zuba

Brzina: Do 62000 poteza četkice po minutu

Performanse: 75% efikasnija*

Tajmer: KidTimer i Quadpacer

Režimi

Režimi snage: 2

Podrška za softver

Ažuriranja softvera: Philips nudi relevantna ažuriranja softvera u trajanju od 2 godine nakon datuma kupovine.

