

PHILIPS

sonicare

Sonic-
sähköhammasharja

EasyClean

1 harjaustila

1 harjaspää

HX6511/03



Poistaa paremmin plakkia

Vaivaton vaihto tavalliseen hammasharjaan tottuneelle

Sonicaren ainutlaatuinen dynaaminen puhdistustoiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Parantaa todistetusti suun terveyttä

- Kliinisissä testeissä todettu turvalliseksi ja hellävaraiseksi
- Philips Sonicare -hammasharja auttaa valkaisemaan hampaita
- Todistettu kliinisesti kohentavan ienten terveyttä kahdessa viikossa

Ohjaa noudattamaan hampaidenpuhdistussuosituksia

- Quadpacer-intervalliajastin kannustaa perusteelliseen harjaukseen
- Kahden minuutin ajastin kannustaa harjaamaan suositellun ajan

Provides a superior clean

- Dynaaminen Sonicare puhdistus ohjaa nesteen hampaiden välitse
- Viisto harjaspään kaula ulottuu paremmin takimmaisinkin hampaisiin

Itse muokattava harjauskokemus

- Easy-start-ohjelma totuttaa Sonicaren käyttöön

Kohokohdat

Kohentaa ienten terveyttä kahdessa viikossa



lentulehdusta, verenvuotoa ja tulehduksia vähentävässä ienhoito-harjaustilassa FlexCare Platinumin on kliinisesti todistettu parantavan ienten hyvinvointia jo kahdessa viikossa.

Auttaa valkaisemaan hampaita



Philips Sonicare -sähköhammasharja auttaa poistamaan ja vähentämään värjäytymiä hampaissasi, jotta saat kirkaamman hymyn.

Turvallinen ja hellävarainen



Philips Sonicare -sähköhammasharja on hellävarainen hammasraudoille (harjaspäät kuluvat nopeammin hammasrautoja

puhdistettaessa) ja turvallinen korjatuille hampaille (paikoille, kruunuille, pinnoituksille, silloille) sekä ientaskuille.

Viisto harjaspään kaula




Hammasharjan ainutlaatuinen viisto harjaspään kaula helpottaa taaimpienkin hampaiden puhdistusta ja plakin poistamista myös hankalista paikoista.

Sonic-teknikka



Philips Sonicare -sähköhammasharjan ainutlaatuinen dynaaminen toiminto puhdistaa hellävaraisesti ja tehokkaasti hammasvälit ja ienrajan.

Easy-start-ohjelma




Philips Sonicare -sähköhammasharjan teho lisääntyy vähitellen ensimmäisten 14 käyttökerran aikana.

SmarTimer



Philips Sonicare -sähköhammasharjan 2 minuutin ajastin kannustaa hammaslääkärien suosittelemaan kahden minuutin harjausaikaan.

Quadpacer



30 sekunnin intervalliajastin ilmaisee, milloin suun jokainen neljännes on harjattu ja kehottaa siirtymään seuraavaan. Tuloksena on johdonmukaisempi harjaus.



Tekniset tiedot

Virta

Jännite: 110-220 V

Tekniset tiedot

Käyttöaika (täydestä tyhjään): Jopa 2 viikkoa

Paristo: ladattava

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Muotoilu ja pinnoitus

Väri: Valkoinen

Huolto

Takuu: 2 vuoden rajoitettu takuu

Helppokäyttöinen

Kahva: Ohut, ergonomisesti muotoiltu laite

Harjaspääjärjestelmä: Helposti kiinni

napsautettavat harjaspäät

Latauksen ilmaisin: Merkkivalo näyttää akun tilan

Harjausaika: Jopa 2 viikkoa

Pakkauksen sisältö

Laturi: 1

Harjaspäät: 1 InterCare Standard -harjaspää

Rungot: 1 EasyClean-kahva

Puhdistusteho

Nopeus: Jopa 62 000 harjausliikettä minuutissa

Suorituskyky: Auttaa poistamaan plakkia

Terveysedut: Kohentaa ikenien terveyttä jo kahdessa viikossa

Valkaiseva ominaisuus: Auttaa valkaisemaan hampaita

Ajastin: Quadpacer ja SmarTimer

Tilat

Puhdistus: Poikkeuksellisen tehokas päivittäinen puhdistus

